



製品のご質問やご相談等は、2025年4月17日～19日（3日間）、左記併設器械展示会
3か所の、LaraMED実機展示ブースのスタッフ等にお気軽にお声がけください。

*ブース44（株）イナミ）、48（W&H Japan）、86（メディア株）（順不同）

実機展示情報

第129回日本眼科学会総会 併設器械展示会

3ブース同時展示：ブース 44、48、86

AI機能搭載クラスB オートクレーブ Lara MED

ララメド

Lara MED

ララメド



〈オプション〉

自動給排水を実現
自動給水フィルター（浄水器）

マルチデムC27



販売名：クラスBオートクレーブ ララメド
一般名称：小型未包装用高圧蒸気滅菌機
医療機器認証番号：302ALBZ100003000
特定保守管理医療機器

主な4つの特徴

1 AI(人工知能)搭載で時間短縮

- ・重量等に応じ乾燥時間を自動短縮
- ・スタートボタンを押すだけ
- ・医科最速の39分で完全乾燥※
- ・軽量の被滅菌物は最短28分に自動短縮※

※ユニバーサルB134、被滅菌物2kg時
被滅菌物の重量等に応じ、乾燥時間を更に自動で時間短縮

2 自動給排水に対応

- ・蒸留水を手で給排水する時間も削減
- ・自動給水用フィルター『マルチデム C27』使用時(オプション※)
- ・スタッフはLaraMED (ララメド) のスタートボタンを押すだけ
- ・医師とスタッフが一丸となり、地域医療に貢献する時間が更に増加

※わずか年1回交換/W&H 製滅菌器2台まで同時接続可能

3 完全乾燥※

- ・乾燥不良（濡れ）等の懸念や手間削減
- ・スタートボタンを押すだけ
- ・スタッフが医師のサポートに即移動可能

※W&H推奨の積載方法かつ重量の時
なお複雑な樹脂製品等に対しては、任意で乾燥時間延長設定も可能

4 大型チャンバー22リットル

- ・本体外寸は従来の17リットルサイズ
- ・より多くの被滅菌物を1度に滅菌可能

販売代理店



株式会社イナミ

（続きは裏面へ）

(続き)

Lara MED (ララメド) ならではの使いやすさとパフォーマンス

1 シンプルな操作画面

- ・スマホ同様、必要なボタンのみ自動表示
- ・不要なボタンは非表示
- ・スタッフの判断時間や迷いも削減

2 ドアも自動ロック

- ・スタートボタンを押すだけ(自動ロック)
- ・スタッフがすぐ医師のサポートに向かえます



▲
簡単操作で自動ロック

3 予約運転に対応

- ・設定も簡単



4 連続運転に対応(省エネ)※

- ・朝から夜まで連続運転も可能
 - ・毎回、最短の乾燥時間を自動調整(省エネ)
- ※サイクル間の待機時間不要

5 暖気運転わずか8分

- ・朝1番の冷え込みでもスタートボタンを押すだけ
 - ・ドアが自動ロックし、8分+39分で完全乾燥(自動調整)※
 - ・冷えていてもボタン一つ、簡単です
 - ・すぐに医師のサポートに向かえます
 - ・もちろん暖気状態の維持も可能
- ※ユニバーサルB134、被滅菌物2kg時

6 高い信頼性

- ・長期安定稼働も特徴
 - ・総点検(オーバーホール)は5年毎(4,000サイクル毎)※
 - ・W&Hは眼科診療を止めない事も重視
 - ・全国保守対応も万全
- ※LaraMEDのメーカー保証期間は2年間

7 日常業務も簡単

- ・前面のサービスドア等を開けるだけ
- ・滅菌機の移動は不要



- 主電源オンオフ
- フィルター交換
- 手動排水
- USBメモリー着脱等

8 給水タンク清掃も簡単

- ・上蓋を開けるだけ



9 5枚の滅菌トレイ(標準搭載)

- ・被滅菌物の大きさ等に対し、柔軟に枚数調整可能
- ・余裕の22リットルチャンバー



オプション

自動給水フィルター(浄水器) マルチデムC27
LaraMEDを自動給排水にし、業務大幅削減※
スタッフがすぐに医師のサポートに向かえます

販売名:クラスBオートクレーブ ララメド
一般名称:小型未包装用高圧蒸気滅菌機
医療機器認証番号:302ALBZ100003000
特定保守管理医療機器

※蒸留水や脱イオン水同等以上の不純物の極少ない水を自動給水



実機展示情報

第129回日本眼科学会総会 併設器械展示会※ **3ブース同時展示**: ブース44、48、86
ご質問やご相談等はお気軽に各3ブースのスタッフまで ※2025年4月17日(木)~19日(土) (3日間)

製造元

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara,2
24060 Brusaporto (BG),Italy

製造販売元

AJMD 株式会社

販売元

W&H Japan 合同会社
〒102-0093
東京都千代田区平河町
1丁目6番15号USビル8階
電話:03-6261-2390
HP: med.wh.com

販売代理店



株式会社 **イナミ**

本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース: 〒462-0064 愛知県名古屋市中区大我麻町285 A1
大阪ベース: 〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18コムール
九州ベース: 〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

*A Passion
for a Nice View*

TEL: 03-3814-1731
TEL: 052-934-7489
TEL: 0798-37-2880
TEL: 092-504-1734