

# ツインポール電動光学台

## K-1462



[www.inami.co.jp](http://www.inami.co.jp)



Find us on Facebook!  
[www.facebook.com/inami.co.jp](https://www.facebook.com/inami.co.jp)

# K-1462

ツインポール電動光学台



## 主な仕様

テーブルサイズ	W900×D550mm
テーブル高さ	H635～885mm
重量	58kg
最大搭載重量	80kg
連続運転	150秒以内
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	1200W (内コンセント400W)

## 価格 (税別標準小売価格)

K-1462	ツインポール電動光学台	¥ 450,000
JAN:4562208422733 JMDN:13958009		
K-1462C	トランス取付金具	OPTION ¥ 9,000
K-1462D3	外部機器制御スイッチ	OPTION ¥ 32,000

## 車椅子診療に最適

車椅子診療をよりスムーズに行えるよう、脚部をツインポール、そしてゆとりのあるテーブルサイズを採用しました。また、車椅子挿入時の安全性を考慮し、ベース部を斜めにカットしております。

## 多彩な機器に対応する汎用性

視野計のみならず多彩な機器に対応できるテーブルサイズとなっております。

## 安心・安全機能

被検者側に設けた、セーフティーボードにより、テーブル上下動操作時などにおけるトラブルを回避することが可能です。



## 便利な収納スペース

側面に視野用紙入れ、検者側前面に小物入れが標準装備されております。



## トランス取付金具

イナミ製スリットランプ電源の取付用金具です。(※トランスは別売となっております)



## 外部機器制御スイッチ

患者椅子などの昇降スイッチとして使用可能です。(※別途ケーブル接続などが必要になります)



## 外観図

