

コンバー i EV

Conver i EV

眼科診療・処置用椅子



L-0951
SD


マニュアル
上下
スライダー

ハイ
アイポイント
12.5x

ドラム変倍
2.8x 4.2x 7x 11.2x 17.5x

フィルター
コバルト・防熱・ブルー・1/2ND

設置型では出来ない自由なレイアウト/運用を～ 1台4役：検査・処置・搬送・リカバリ



Specification

電動高さ調整ユニット（フットスイッチ標準装備）
 マニュアルリクライニング/マルチアングルヘッドサポート
 低床コンパクト設計（最低座面高450mm）
 可動式サイドフェンス
 最大利用者体重135kg
 4輪キャスターオールロック機能付き
 エタノール清拭可能
 顕微鏡取り付け支柱（オプション）、手元スイッチ（オプション）

品 名	コンバー iEV
品 番	TB-602
届 出 番 号	20B2X10007THW005
類 別	手術台及び治療台
一 般 名 称	眼科診療・処置用椅子
全 高	ストレッチャー時 / 450～700 mm チェア時 / 1,130～1,380 mm
奥 行 き	ストレッチャー時 / 1,470 mm チェア時 / 1,330 mm
全 幅	620 mm（サイドフェンス使用時） 730 mm（サイドフェンス収納時）
座 幅	520 mm
座 奥 行 き	430 mm
背もたれ角度	0°～75°
キャス ター	φ125 4輪オールロックタイプ
重 量	53 kg
最大利用者体重	135 kg
材 質	フレーム / 鋼管フレーム 表生地 / ビニールレザー（防汚） サイドフェンス / ポリエチレン（PE）
電 源	AC100V 50 / 60Hz
消 費 電 力	210 VA
定格連続運転許容時間※	最大 2 分（※定格連続運転許容時間：昇降動作を休止することなく、連続的に行う時間です）
電撃に対する保護の形式	クラスⅠ機器
分 類	B 形装着部 製品外装の  マークは B 形装着部であることを示します。
モーター形式	24VDC モーター
使 用 環 境	温度 5℃～40℃、湿度 30～75%RH（但し結露しないこと）
保 管 環 境	温度 -10℃～50℃、湿度 10～85%RH（但し結露しないこと）

【オプション：顕微鏡取付支柱】

品 名	顕微鏡取付支柱
品 番	TB-650
製品寸法 (cm)	820×100×190（長さ×幅×高さ）
製品重量 (kg)	3.8kg
主 材	スチール（取付金具）
適 合 品	TB-602 コンバー iEV

【オプション：手元スイッチ】

品 名	手元スイッチ
品 番	TB-651
保護等級	IP54
製品寸法 (cm)	190×64×26（長さ×幅×高さ）
製品重量 (kg)	0.3kg
主 材	ABS、PVC

マニュアル
上下
スライダー

ハイ
アイポイント
12.5x

ドラム変倍





2.8x 4.2x 7x 11.2x 17.5x

フィルター

コバルト・防熱・ブルー・1/2ND

セット価格 ￥1,670,000

TB-602 コンバー i EV（眼科診療・処置用椅子）
 TB-650 顕微鏡取付支柱
 L-0951SD ドラム式ポータブル手術顕微鏡



L-0951
SD

 株式会社 イナミ

本 社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
 名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市北区大我麻町285 A1
 大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
 九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17

製造元  タカノ株式会社

製造販売届出番号 13B1X100048002455 ドラム式ポータブル手術顕微鏡
 製造販売届出番号 20B2X10007THW005 コンバー i EV（眼科診療・処置用椅子）

■オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原5331
 TEL0265-72-3147 FAX0265-78-6944