


INAMI PICK-UP NEWS

Vol. **7**
2025
Inami

94 mm の真価

～ 処置室に、ゆとりを～

94 mm



※こちらのサイズは“実寸”となります。



HOT NEWS

狭い処置室でも、機材はどんどん増えていく。

「もう1台、何かを入れたいけどスペースが…」

そんな時に、見落とされがちなのが “顕微鏡のデッドスペース” です。

イナミの顕微鏡は、壁際への設置が可能な設計で、デッドスペース最小「94mm」

一般的な外来処置顕微鏡の最小デッドスペースと比べて 半分以下の省スペース。

そのうえ、他メーカーの主流処置ベッドにも対応可能。

中央昇降機構付きのベッドでも干渉せず使用できます。


つまり、ベッドを選ばず、スペースも取らない。

この一台で、処置室の「使い方」が大きく広がります。



- 📍 狭い処置室でも広々使える
- 📍 壁際のデットスペースを最小化
- 📍 機能性とコンパクトさを両立

壁際最小ベースの寸法




どの処置ベッドにもシンデレラフィット



イナミでは、処置ベッドの形状に合わせて顕微鏡ベース部の形状調整に対応するオプションをご用意しております。これにより、ベッド周辺のデットスペースを抑え、限られた空間をより有効にお使いいただくことが可能となります。このベース形状の個別対応は、現在、イナミ独自のサービスとなります。

設置環境に応じた細かな対応により、よりスムーズな機器運用をサポートいたします。



選べるベース！！

※選べるベースは、受注生産となり別途料金が発生します。詳しくは担当営業までお問合せください。

型番	商品名	標準小売価格(税別)	JANコード	クラス分類	製造販売届出番号
L-0951SDP-FB	ドラム式ポータブル手術顕微鏡 フラットベース仕様	¥900,000	4547451336655	I	13B1X00048002455



株式会社 **イナミ**

A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL:03-3814-1731 FAX:03-3814-3334
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市中区大我麻町285A1 TEL:052-934-7489 FAX:052-934-7490
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール TEL:0798-37-2880 FAX:0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL:092-504-1734 FAX:092-504-5355

Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

※本カタログ記載価格は、すべて2025年5月現在の税別価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品画像は実寸ではございません。本カタログ記載サイズにてご確認ください。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。
※本カタログ中のQRコードのリンク先は予告なく閉鎖、または変更する場合があります。
※本カタログ中のQRコードは印字の状態によりリンク先が正しく表示されない場合がございます。 2025/05/v1.0
製造販売届出番号 13B1X00048

official web site

