

INAMI PICK-UP NEWS

Vol. 9
2025
Inami



HOT NEWS

“たった1枚”に込められた、極限の精度と、揺るがぬ信頼。

視力検査に欠かせない検眼レンズ——

その中心にあるのが、人の眼の構造に近づけたメニスカス形状。

自然な屈折を導くこの曲面は、視力測定の正確さを左右する重要な要素です。

しかし、メニスカスレンズの製造は、極めて繊細。


わずかな研磨の誤差でも、屈折力が大きく変化するため、1枚1枚にミクロン単位の精度と曲率の均一性が求められます。Armorレンズは、熟練の手と測定技術により、量産が難しいこの形状を、安定して高品質に供給しています。

さらに現在、検眼用レンズの製造・供給を継続しているメーカーは、国内でもごくわずか。

Armorレンズは、その数少ない“確かな品質”を持つレンズの一つとして、いまま全国の眼科検査を静かに支え続けています。

必要とされるからこそ、作り続ける。

その姿勢が、Armorレンズの価値そのものであり、未来の視力検査を守る力です。



Armorの由来：その名は“鎧”。丈夫なフレーム“鎧枠”。その強さを名に込め、Armor（アーマー）と名付けました。

印字はシールじゃない。だから消えない：焼き付け印刷で、度数が消えにくい。※他社はシールが主流。

強くて、扱いやすい：丈夫なフレームで、毎日の検眼をスムーズに。

反射カットで、見やすさ抜群：単層コーティングが反射を抑え、患者さまにも優しい。

キズに強い硬質ガラス：高耐久ガラスで、繰り返し使っても、美しいまま。



単品レンズ価格一覧表（別注含む）

今回、ご要望の多かった検眼レンズの単品価格一覧を新たにをご用意いたしました。破損時の補充にも、よく使う度数の追加にも、より柔軟に対応いただけます。


型番	S±(スフィア)	標準小売	型番	S±(スフィア)	標準小売	型番	C±(シリンダー)	標準小売	型番	補助レンズ 類	標準小売
3NMS-A	0.12	¥3,250	3NMS-A	8.00	¥3,250	3NMC0.12	0.12	¥11,100	3NMP-A	0.5°	¥4,380
3NMS-A	0.25	¥3,250	3NMS8.25	8.25	¥8,100	3NMC-A	0.25	¥4,750	3NMP-A	1°	¥4,380
3NMS-A	0.37	¥3,250	3NMS8.50	8.50	¥8,100	3NMC-A	0.50	¥4,750	3NMP-B	2°	¥4,380
3NMS-A	0.50	¥3,250	3NMS8.75	8.75	¥8,100	3NMC-A	0.75	¥4,750	3NMP-B	3°	¥4,380
3NMS-A	0.62	¥3,250	3NMS-A	9.00	¥3,250	3NMC-A	1.00	¥4,750	3NMP-B	4°	¥4,380
3NMS-A	0.75	¥3,250	3NMS9.25	9.25	¥8,100	3NMC-A	1.25	¥4,750	3NMP5.0	5°	¥5,400
3NMS-A	0.87	¥3,250	3NMS9.50	9.50	¥8,100	3NMC-A	1.50	¥4,750	3NMP-C	6°	¥4,380
3NMS-A	1.00	¥3,250	3NMS9.75	9.75	¥8,100	3NMC-A	1.75	¥4,750	3NMP7.0	7°	¥7,700
3NMS-A	1.25	¥3,250	3NMS-A	10.00	¥3,250	3NMC-A	2.00	¥4,750	3NMP8.0	8°	¥7,700
3NMS-A	1.50	¥3,250	3NMS10.25	10.25	¥8,100	3NMC-A	2.25	¥4,750	3N-1	遮光板	¥2,150
3NMS-A	1.75	¥3,250	3NMS10.50	10.50	¥8,100	3NMC-A	2.50	¥4,750	3N-2	スリット 0.5mm	¥2,130
3NMS-A	2.00	¥3,250	3NMS10.75	10.75	¥8,100	3NMC2.75	2.75	¥7,900	3N-2	スリット 1.0mm	¥2,130
3NMS-A	2.25	¥3,250	3NMS-B	11.00	¥3,950	3NMC-A	3.00	¥4,750	3N-2	スリット 1.5mm	¥2,130
3NMS-A	2.50	¥3,250	3NMS11.25	11.25	¥8,100	3NMC3.25	3.25	¥7,900	3NSL2.0	スリット 2.0mm	¥2,700
3NMS-A	2.75	¥3,250	3NMS11.50	11.50	¥8,100	3NMC-B	3.50	¥5,300	3N-3	ビッホール 0.5mm	¥2,130
3NMS-A	3.00	¥3,250	3NMS11.75	11.75	¥8,100	3NMC3.75	3.75	¥7,900	3N-3	ビッホール 1.0mm	¥2,130
3NMS-A	3.25	¥3,250	3NMS-B	12.00	¥3,950	3NMC-B	4.00	¥5,300	3N-3	ビッホール 1.5mm	¥2,130
3NMS-A	3.50	¥3,250	3NMS12.25	12.25	¥8,100	3NMC4.25	4.25	¥7,900	3N-3	ビッホール 2.0mm	¥2,130
3NMS-A	3.75	¥3,250	3NMS12.50	12.50	¥8,100	3NMC-B	4.50	¥5,300	3N-4R	レッド	¥3,000
3NMS-A	4.00	¥3,250	3NMS12.75	12.75	¥8,100	3NMC4.75	4.75	¥7,900	3N-4G	グリーン	¥3,000
3NMS-A	4.25	¥3,250	3NMS-B	13.00	¥3,950	3NMC-B	5.00	¥5,300	3N-4B	ブルー	¥3,000
3NMS-A	4.50	¥3,250	3NMS13.25	13.25	¥8,100	3NMC5.25	5.25	¥11,100	3N-4BR	ブラウン	¥3,000
3NMS-A	4.75	¥3,250	3NMS13.50	13.50	¥8,100	3NMC5.50	5.50	¥11,100	3N-5	フロスト(スリガラス)	¥3,000
3NMS-A	5.00	¥3,250	3NMS13.75	13.75	¥8,100	3NMC5.75	5.75	¥11,100	3N-6	クロスライン	¥3,200
3NMS-A	5.25	¥3,250	3NMS-B	14.00	¥3,950	3NMC6.00	6.00	¥11,100	3NMS0.00	平面 0.00	¥3,200
3NMS-A	5.50	¥3,250	3NMS14.25	14.25	¥8,100	3NMC7.00	7.00	¥13,300	K-1281	マックス 赤	¥4,000
3NMS-A	5.75	¥3,250	3NMS14.50	14.50	¥8,100	3NMC8.00	8.00	¥13,300	K-1282	マックス 白	¥5,600
3NMS-A	6.00	¥3,250	3NMS14.75	14.75	¥8,100				K-1283	マックス 緑	¥5,600
3NMS6.25	6.25	¥8,100	3NMS15.00	15.00	¥8,100						
3NMS-A	6.50	¥3,250	3NMS-C	16.00	¥3,950						
3NMS6.75	6.75	¥8,100	3NMS17.00	17.00	¥8,100						
3NMS-A	7.00	¥3,250	3NMS-C	18.00	¥3,950						
3NMS7.25	7.25	¥8,100	3NMS19.00	19.00	¥8,100						
3NMS7.50	7.50	¥8,100	3NMS-C	20.00	¥3,950						
3NMS7.75	7.75	¥8,100									



レンズセット詳細、試験枠はこちらをご覧ください。



検眼レンズの“LとR”



検者からみて
右側に使用するのがR
左側に使用するのがL

・・・別注レンズ

届出番号:13B2X1036900TL25

製造販売元：鈴弥光器



株式会社 イナミ

A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2 TEL:03-3814-1731 FAX:03-3814-3334
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市中区大森麻町285A1 TEL:052-934-7489 FAX:052-934-7490
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユニール TEL:0798-37-2880 FAX:0798-37-2881
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17 TEL:092-504-1734 FAX:092-504-5355

※すべて1枚単位での販売となります。
※別注レンズは、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。

※本カタログ記載価格は、すべて2025年7月現在の税別価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品画像は実物とは異なります。本カタログ記載サイズにてご確認ください。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。
※本カタログ中のQRコードのリンク先は予告なく閉鎖、または変更する場合があります。
※本カタログ中のQRコードは印字の状態によりリンク先が正しく表示されない場合がございます。 2025/06/v1.0



Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp