








M-1500A 20本用




M-6120A 10本×2段タイプ




M-6100A 10本用



M-4600A 5本用




M-2600A 1～3本用



M-2700A 1～3本用



M-2501A 1本用（スロット）




M-2571A 1本用（スロット）

滅菌トレー

M-1300A	ミニタイプ	マット	68×38×19	¥ 12,000	JAN:4547451327271
M-2572A	1～2本用	スロット	190×64×19	¥ 28,000	JAN:4547451045052
M-2571A	1本用	スロット	190×64×19	¥ 28,000	JAN:4547451336846
M-2501A	1本用	スロット	152×64×19	¥ 25,000	JAN:4547451336853
M-2700A	1～3本用	マット	190×64×19	¥ 28,000	JAN:4547451045069
M-2600A	1～3本用	マット	152×64×19	¥ 25,000	JAN:4547451336839
M-4600A	5本用	マット	165×100×19	¥ 20,000	JAN:4547451327288
M-6100A	10本用	マット	254×152×19	¥ 35,970	JAN:4547451037798
M-6120A	10本×2段タイプ	マット	254×152×38	¥ 60,000	JAN:4547451037804
M-1500A	20本用	マット	381×254×19	¥ 78,000	JAN:4547451036753

薬 非該当 入 1



M-2572A 1～2本用（スロット）



M-1300A ミニタイプ

使い勝手の良いバリエーション豊かな滅菌トレーの定番。

軽量かつ耐久性に優れ、手術器具の保護力に優れており、滅菌や保管などに最適です。また、バリエーションに富んだサイズを取り揃えており、形状や術式セットに適した保管が可能です。

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラスパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品サージ
カル
ナイフディス
ポー
ザブル

AtoZ

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

ステンレス本来の輝きを戻す錆び除去剤。

ステンレス製手術器具の錆除去に使用いたします。
●通常の錆：原液～5倍希釈液で30分～2時間浸漬後、しっかりと水洗い。
●軽い錆：20～30倍希釈液で1～2時間浸漬後、しっかりと水洗い。

イナミクリーン L（錆び除去剤）

AC-102	250ml	¥1,300	JAN:4547451260035
--------	-------	--------	-------------------

薬 非該当 入 1



オートクレーブによる熱ヤケを除去。

オートクレーブによる熱ヤケ除去に使用いたします。瞬間除去剤となっておりますので、浸漬時間はほとんどかかりません。

- 瞬間除去：原液10～20秒程度浸漬後、しっかりと水洗い。
- 軽い熱ヤケの器材：20倍希釈液に約5分間浸漬後、しっかりと水洗い。
- ひどい熱ヤケの器材：原液で約30秒浸漬後、しっかりと水洗い。

イナミクリーン R（熱ヤケ瞬間除去剤）

AC-202	250ml	¥1,300	JAN:4547451260080
--------	-------	--------	-------------------

薬 非該当 入 1



新品購入時の油落とし専用剤でベタツキ、変色防止。

本品は、新品機材等に付着する防錆油を除去するための添加タイプの中性洗浄剤です。

- ① 浸漬槽にアルカリ洗浄剤0.5%を作製し、さらにイナミクリーンORを2～5%になるように添加します。（その時白く濁りますが問題ありません。）
- ② 洗浄液温度を50～80℃に保ち、器材を1～2時間浸漬し、流水下で十分にすすぎます。ロック部分に油が残りますので、ロック部は特にしっかりとすすいでください。
- ③ その後、潤滑防錆剤で防錆処理を行い、その後エアガンなどで水をよく切ってください
- ④ 乾燥器で十分に乾燥してください。
- ⑤ ロック部などに残渣があれば再度②から洗浄し直してください。

イナミクリーン OR（油膜除去用洗浄剤）

AC-402	250ml	¥2,000	JAN:4547451326625
--------	-------	--------	-------------------

薬 非該当 入 1



病棟・外来の再生器材の返納前に

臨床現場での一次処理廃止に向けて、どうしても問題視された「汚染物の凝固」が解消されます。専門セクション（中央滅菌材料室）までの、返納器材を密閉容器等に入れて、汚染部位にまんべんなくスプレーして下さい。後の洗浄作業が効率よく進行します。

- 器材表面のウェット状態を、長時間保ち、長時間の放置による汚れの固着を防止します。
- 金属の腐食を抑え、器材を保護します。
- 血液、蛋白質、脂肪を湿潤し、後の除去作業を容易にします。
- 無泡性のため、溶液が付着した器材も、そのままウォッシャーディスイنفেকタにセット可能です。

イナミクリーン S（器具用タンパク凝固防止剤）6本入

受 AC-302	500ml	¥14,800	JAN:4547451333289
----------	-------	---------	-------------------

薬 非該当 入 6



鉗子

剪刀

開眼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連用品

サージカルナイフ

ディスプレイザブル

AtoZ

1 回使い切り、一包タイプの酵素洗浄剤。

必要な時に開封して使用できる個包装タイプの酵素洗浄剤です。折ることで内包液を放出し、水に溶かすだけで洗浄液を作製できます。計量不要で、簡便な操作性と保管性に配慮した設計です。

- 浸漬、超音波洗浄用
- 使用濃度 :2 ～ 5L の水に本品 1 枚分の液を混合してください。(2L で約 0.5%、5L で約 0.2% の希釈液になります。)

イナミクリーン EXE 30 枚入り

AC-501 酵素洗剤 ￥8,500 JAN:4547451339564

薬 非該当 入 30



凝固血液や血性蛋白をしっかりと除去。

使用後の手術器具の洗浄に最適な洗浄液。乾燥凝固した血液は勿論、血性蛋白もしっかりと除去することが可能な、高濃度の蛋白分解酵素による中性洗剤です。

- 通常の汚れ：4 倍程度希釈して 5 分～ 30 分浸漬後、しっかりと水洗い。
- ひどい汚れ：原液に 5 分～ 30 分浸漬後、しっかりと水洗い。

イナミクリーン P (洗浄剤 高力価酵素配合)

AC-301 4kg ￥14,800 JAN:4547451260097

薬 非該当 入 1



レビテックス専用無泡性酵素配合洗浄剤。

当社製超音波ディスインフェクターレビテックス専用の洗浄剤。レビテックスのパフォーマンスを最大限に引き出し、感染症のリスクを最小限に抑える役割を果たします。

アスカピュア 4 本入 (洗浄剤)

AC-L150 弱アルカリ酵素洗剤 4kg ￥66,400 JAN:4560305889039

薬 非該当 入 4



- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイザブル
- AtoZ



使用手順



① 洗浄器のキャップを取り外します。



② パイプシャフト器具専用保護キャップをしっかりと押し込みます。



③ パイプシャフト器具を挿入し、保護キャップにしっかりとめ込みます。



④ 洗浄器本体を器具の上に被せるように取り付けます。



⑤ シリンジに蒸留水、または洗浄液を満たした後、洗浄器に接続し、通水洗浄します。洗浄後は空のシリンジで空気を送り、洗浄器内部の水分を除去します。

パイプシャフト用洗浄器

MV-900	140mm	¥ 45,000	JAN:4547451324546
材	SUS	薬	非該当
入	1		

パイプシャフト器具専用の通水洗浄器。

硝子体器具やサイドポート鑷子に代表されるパイプシャフト（管腔状）器具専用の通水洗浄器。使用後、速やかに本製品にて通水洗浄することで、その後の通常の洗浄滅菌工程が更に効果的になります。

硝子体器具保護キャップ

VC-004	白	¥ 1,950
VC-005	ロング (DS-2022 用)	¥ 2,200
薬	非該当	入 1



VC-004

VC-005

微細な先端を保護するパイプシャフト器具専用保護キャップ。

硝子体器具やサイドポート鑷子に代表されるパイプシャフト（管腔状）器具専用の保護キャップ。保護キャップを装着した状態で洗浄、滅菌が行えます。微細な器具の先端保護に必需品です。

K-1971

K-1972

ポリエステル洗眼瓶

K-1971	100cc	¥ 360	JAN:4560242630015
K-1972	250cc	¥ 430	JAN:4560242632538

薬 非該当 入 1

オート
クレーブ
不可

鑷子

剪刀

開驗器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

朝顔型受水器

K-2061 ¥5,500 JAN:4547451022459

材 真鍮にニッケルメッキ 薬 非該当 入 1



memo

N-04 眼内圧降下器（ホナンバルーン）

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜


外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



ホナンバルーン

HB2055 ￥310,000 JAN:4547451321385

薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048000685 入 1

理想的な眼圧を実現する眼内圧降下器。

内眼手術前に眼内圧を下げてソフトアイにするため、眼球マッサージを行うことがありますが、マッサージが強くても弱くても目的とする眼圧降下が得られない場合があります。そのため、マッサージには熟練を要すると言われております。ホナンバルーンは、術前に決定した圧力をコンスタントに眼球に加えることにより（40mmHg で 10 分間、或いは 30mmhg で 10 ～ 30 分間）、理想的な眼圧降下が可能です。正しく患者眼にセットするだけで熟練を要しません。



HB210



HB150

HB300

交換部品

受 HB150 ベローズ ￥80,500 JAN:4547451321439

HB210 ヘッドバンド ￥69,000 JAN:4547451321446

HB300 ラバーチュービング ￥7,500 JAN:4547451321422

薬 クラス I JMDN 33804000 屈 13B1X00048000685 入 1


- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニユーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼病
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイザブル
- AtoZ

Diamatrix の E-Series ウィリアムソン・トラペゾイドのダイヤモンドナイフは、最高級のブレードデザインです。Charles H Williamson 医師との協力のもと開発されたウィリアムソン・トラペゾイドは、同社の偏心のあるベベルアップデザインが持つあらゆる利点を享受できます。

Eシリーズ ウィリアムソン トラペゾイド 曲

受	N04880	1.2/1.5mm	¥ 570,000	JAN:4547451336044
受	N04885	1.5/1.8mm	¥ 570,000	JAN:4547451336051
受	N04860	1.9/2.2mm	¥ 570,000	JAN:4547451336068
受	N04870	1.9/2.5mm	¥ 570,000	JAN:4547451336075
受	N04854	2.4/2.7mm	¥ 660,000	JAN:4547451336082
受	N04850	2.5/2.9mm	¥ 660,000	JAN:4547451336099
受	N04830	2.7/3.0mm	¥ 660,000	JAN:4547451336105
受	N04820	2.7/3.2mm	¥ 660,000	JAN:4547451336112

薬 クラス I JMDN 32764001 屈 13B1X00048002425 入 1



Premium Handles, 100% Titanium, Lifetime Warranty




角度付き、完全伸張＆格納

ネバダ州ラスベガスの John Shepherd 博士（M.D）との協力のもと設計された弊社独自のデザインのブレードでは、非切断平行サイドに移行する鋭利なショルダーが使用されています。この鋭利なショルダーにより偶発的な拡大を回避できるため、究極の操作感を実現します。

シェパード MAC Ult.Control 曲

受	N04500	2.2mm	¥ 570,000	JAN:4547451336129
受	N04505	2.4mm	¥ 570,000	JAN:4547451336136
受	N04510	2.5mm	¥ 660,000	JAN:4547451336143
受	N04520	2.65mm	¥ 660,000	JAN:4547451336150
受	N04570	2.8mm	¥ 660,000	JAN:4547451336167
受	N04590	3.0mm	¥ 660,000	JAN:4547451336174
受	N04560	3.2mm	¥ 660,000	JAN:4547451336181

薬 クラス I JMDN 32764001 屈 13B1X00048002425 入 1



Premium Handles, 100% Titanium, Lifetime Warranty



角度付き、完全伸張＆格納

O-01 ダイヤモンドナイフ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ


ディス
ポー
ザブル

AtoZ

なめらかな強膜弁を作製できるようにデザインされた Diamatrix クレセントナイフには、さまざまなブレード幅があり、弊社の 100% チタン製プレミアムハンドルに装着して使用します。

クレセントダイヤモンドナイフ 曲

受	N04581	1.0mm	¥ 680,000	JAN:4547451336235
受	N04580	1.5mm	¥ 680,000	JAN:4547451336242
受	N04585	2.0mm	¥ 680,000	JAN:4547451336259
薬	クラス I	JMDN 32764001	届 13B1X00048002425	入 1




20° Tri-Facet

Standard Tri-Facet

Lance

Stat III



LRI&Groove Std ハンドル

受	L07420	20° Tri-Facet 1.0mm	¥ 220,000	JAN:4547451336198
受	L07410	Std Tri-Facet 1.0mm	¥ 220,000	JAN:4547451336204
受	L07350	Lance 1.0mm	¥ 220,000	JAN:4547451336211
受	L07430	Stat III 1.0mm	¥ 220,000	JAN:4547451336228
薬	クラス I	JMDN 32764001	届 13B1X00048002425	入 1

Diamatrix LRI ダイヤモンドブレードとハンドルは、LRI などの乱視矯正手術で
きれいな切開を実現可能である、さまざまな種類を提供します。

memo



スリットナイフ アングル型（6 本入）

	72-2561	2.50mm	ベベルアップ	¥ 16,000	JAN:4547451310358
取寄	72-2661	2.65mm	ベベルアップ	¥ 16,000	JAN:4547451310471
	72-2761	2.75mm	ベベルアップ	¥ 16,000	JAN:4547451310556
	72-2861	2.85mm	ベベルアップ	¥ 14,500	JAN:4547451310693
	72-2961	3.00mm	ベベルアップ	¥ 14,500	JAN:4547451310891
	72-3261	3.20mm	ベベルアップ	¥ 14,500	JAN:4547451311140
取寄	72-2531	2.50mm	ダブルベベル	¥ 16,000	JAN:4547451310334
	72-2831	2.80mm	ダブルベベル	¥ 16,000	JAN:4547451310655
取寄	72-2931	3.00mm	ダブルベベル	¥ 16,000	JAN:4547451310877
取寄	72-3231	3.20mm	ダブルベベル	¥ 16,000	JAN:4547451311126
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6					

美しい切開創の作成が可能なスタンダードなスリットナイフ。

白内障手術において、強角膜の穿刺切開に使用いたします。ベベルアップとダブルベベルの各サイズからお選びいただけます。また、替刃タイプは専用ハンドルに接続し、使用後は替刃のみを交換して使用いたします。



替刃

替刃（6 本入）

取寄	72-2862	2.8mm	ベベルアップ	¥ 14,800	JAN:4547451310716
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00106000 入 6					




スリットナイフ
パラレルサイド アングル型（6 本入）

取寄	72-2912	3.00mm	ベベルアップ	¥ 16,000	JAN:4547451310839
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6					

強角膜穿刺切開が容易に行えるパラレル（平行）タイプ。

両サイドの刃の付け根部を平行に加工したスリットナイフ。この加工により真すぐに穿孔し、真すぐに引くためのガイドの役割を果たします。そのため、器具を引く際に切開創を崩してしまうなどのリスクが軽減されます。



スリットナイフ 直型（6 本入）

取寄	72-2801	2.85mm	シングルベベル	¥ 13,000	JAN:4547451310631
取寄	72-2901	3.00mm	シングルベベル	¥ 13,000	JAN:4547451310778
薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6					

アングルのない直タイプのスリットナイフ。

白内障手術において、強角膜の穿刺切開に使用いたします。先端はアングルのない直タイプとなっております。

memo

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品


サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

O-02 ディスポーザブル スリットナイフ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他



マイクロフェザースリットナイフ<リブ & アール>は、独自に設計したリブ形状と矢じり型の刃先が穿刺抵抗を軽減し、今までにないスムーズな切開が可能となります。

刃先からベント位置までの距離を 8mm から 6mm に変更し、ナイフの操作性が向上しました。



マイクロフェザースリットナイフ<リブ & アール> (5 本入) ▶ 155ページ フェザーハンドル詳細



刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ	プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
1.40mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0614RC	¥ 9,000	—	—
1.60mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0616RC	¥ 9,000	—	—
1.80mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0618RC	¥ 9,000	—	—
2.00mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0620RC	¥ 9,000	—	—
2.20mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0622RC	¥ 9,000	—	—
2.40mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0624RC	¥ 9,000	—	—
2.75mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-06275RC	¥ 9,000	—	—
2.80mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0628RC	¥ 9,000	—	—
3.00mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0630RC	¥ 9,000	—	—

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜

- 外眼部
- 関連用品

- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ



超精密刃付け技術と特殊刃付け加工により誕生した最新スリットナイフ


フェザーが永年刃物の製造にて培った超精密刃付け技術と、最新の特殊刃先加工を集結させたスリットナイフです。線材から形成された刃先は、これまでのスリットナイフより切味が格段に向上し、白内障手術における強膜への穿刺切開時に抵抗感の低い、安定した切味を発揮します。プラスチックハンドルと刃先をカバーするセーフシールドタイプの 2 種類をご用意しています。



スリットナイフ 06 シリーズ (5 本入) ▶ 155ページ フェザーハンドル詳細

刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ	プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
1.40mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0614BUC	¥ 9,000	PSS-0614BUC	¥ 10,000
1.60mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0616BUC	¥ 9,000	PSS-0616BUC	¥ 10,000
1.80mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0618BUC	¥ 9,000	PSS-0618BUC	¥ 10,000
2.00mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0620BUC	¥ 9,000	PSS-0620BUC	¥ 10,000
2.20mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0622BUC	¥ 9,000	PSS-0622BUC	¥ 10,000
2.40mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0624BUC	¥ 9,000	PSS-0624BUC	¥ 10,000
2.75mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-06275BUC	¥ 9,000	PSS-06275BUC	¥ 10,000
2.80mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0628BUC	¥ 9,000	PSS-0628BUC	¥ 10,000
3.00mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0630BUC	¥ 9,000	PSS-0630BUC	¥ 10,000
3.20mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	P-0632BUC	¥ 9,000	PSS-0632BUC	¥ 10,000


薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)



2つのラインが、より正確な切開をサポート。

サイドポート 1.5mm

1.5mm ラインまで水平方向に角膜へ穿刺することで、刃先が確認できない場合でも前房内へ確実に刺入することができ、外方弁に比べ内方弁が狭いサイドポート創口になります。




やや広めの外方弁は、チョッパー等の操作性を高め、角膜への負担を軽減します。また、タイトな内方弁は、皮質の詰まりやリークを抑制します。

外方弁は約 1.3mm 幅であり、惹起乱視への影響は極めて少ないと考えられます。



角膜切開 1.5mm 2.0mm

角膜径等の状態に応じた長さのトンネルにするため 1.5mm から 2.0mm ラインを目安に前房へ穿孔します。



強角膜切開 2.0mm


2.0mm ラインを目安に前房へ穿孔します。



スリットナイフ 06 シリーズ ライン入り (5 本入) ▶ 155ページ フェザーハンドル詳細

刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル	替刃タイプ	プラスチックハンドル	セーフシールドタイプ
2.20mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0622BUCL ¥ 9,000	—
2.40mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-0624BUCL ¥ 9,000	—

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)



片面 2 段刃付けされた鋭利な刃先は、角膜穿刺時の抵抗が小さく、最良の極小切開創口が作製できます。

マイクロスリットナイフ 極小切開鎗状刀 (5 本入) ▶ 155ページ フェザーハンドル詳細

刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル	替刃タイプ	プラスチックハンドル	セーフシールドタイプ
1.00mm	直	片面刃付	No.7610 ¥ 12,500	K-7610 ¥ 10,000	P-7610 ¥ 8,000	PSS-7610 ¥ 10,000
1.00mm	曲	ベベルアップ	—	—	P-7610BU ¥ 9,000	—

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連用品



サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

O-02 ディスポーザブル スリットナイフ

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ



刃厚:0.25mm
鎗状角度:60°


白内障手術における強角膜穿刺切開用。バイベベル、ベベルアップの刃先は術者のあらゆる要求にお応えします。




スリットナイフ 強角膜鎗状刀（5 本入） 155ページ フェザーハンドル詳細

刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
2.50mm	曲	バイベベル	—	—	—	—	P-7625B	¥9,000	—	—
2.75mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	—	P-76275BU	¥9,000	—	—
2.80mm	曲	バイベベル	No. 7628B	¥15,000	K-7628B	¥12,500	P-7628B	¥9,000	—	—
3.00mm	曲	バイベベル	No. 7630B	¥15,000	K-7630B	¥12,500	P-7630B	¥9,000	—	—
3.00mm	曲	ベベルアップ	No. 7630BU	¥15,000	K-7630BU	¥12,500	P-7630BU	¥9,000	—	—
3.00mm	直	バイベベル	—	—	K-7630	¥10,000	—	—	—	—
3.20mm	曲	バイベベル	No. 7632B	¥15,000	K-7632B	¥12,500	P-7632B	¥9,000	—	—

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000（プラスチック） / 219AABZX00083000（アルミニウム）,220AABZX00155000（セーフシールド） / 219AABZX00177000（替刃）



刃厚:0.15mm
鎗状角度:50°



スリットナイフパラレルサイドは、ナイフ側面を加工する事により強角膜への穿刺性能が高くなりました。



スリットナイフパラレルサイド（5 本入） ▶ 155ページ フェザーハンドル詳細

刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
2.20mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	—	P-7622BUPS	¥9,000	—	—
2.40mm	曲	ベベルアップ	No.7624BUPS	¥15,000	—	—	P-7624BUPS	¥9,000	—	—

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000（プラスチック） / 219AABZX00083000（アルミニウム）,220AABZX00155000（セーフシールド） / 219AABZX00177000（替刃）

memo



精密な強角膜穿孔が行える最適なスタブナイフ。

白内障手術において、強角膜の半層切開や穿孔に使用します。精密で強度のある鋭利な刃が美しく容易なスタブ切開創を作成します。



替刃

スタブナイフ 直型（6 本入）

72-1501	15°	シングルベベル	¥ 5,800	JAN:4547451310174
72-2201	22.5°	シングルベベル	¥ 5,800	JAN:4547451310297
72-3001	30°	シングルベベル	¥ 6,500	JAN:4547451310952
取寄 72-4501	45°	シングルベベル	¥ 6,500	JAN:4547451311300

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6

替刃（6 本入）

72-1502	15°	シングルベベル	¥ 4,700	JAN:4547451310198
取寄 72-2202	22.5°	シングルベベル	¥ 4,700	JAN:4547451310310
取寄 72-3002	30°	シングルベベル	¥ 4,700	JAN:4547451310976
取寄 72-4502	45°	シングルベベル	¥ 4,700	JAN:4547451311324

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00106000 入 6



強角膜トンネルフラップ作成用の直型剥離刀。

強角膜トンネル切開や剥離刀として使用します。先端は直タイプとなっております。



替刃

クレセントナイフ 直型（6 本入）

74-1000	2.00mm	シングルベベル	¥ 14,800	JAN:4547451311409
---------	--------	---------	----------	-------------------

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6

替刃（6 本入）

74-5000	2.00mm	シングルベベル	¥ 19,200	JAN:4547451311546
---------	--------	---------	----------	-------------------

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00106000 入 6



シャープな刃先で精密な強角膜トンネルフラップを実現。

強角膜トンネル切開や剥離刀として使用します。3種類のベベルからお選びいただけます。



替刃

クレセントナイフ アングル型（6 本入）

74-1010	2.00mm	ベベルアップ	¥ 21,200	JAN:4547451311423
取寄 74-1031	2.00mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451311461

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6

替刃（6 本入）

取寄 74-5062	2.00mm	ベベルアップ	¥ 19,200	JAN:4547451311560
------------	--------	--------	----------	-------------------

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00106000 入 6



ミニクレセントナイフ アングル型（6 本入）

74-6910	1.27mm	ダブルベベル	¥ 24,000	JAN:4547451311584
---------	--------	--------	----------	-------------------

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 認 221ABBZX00033000 入 6

より微細なフラップの作成に最適なマイクロモデル。

強膜弁の作成や癒着剥離、濾過法再建などあらゆる用途に使用します。より微細なフラップの作成に最適なマイクロタイプの剥離刀です。

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

O-03 ディスポーザブル ストレートナイフ・クレセントナイフ

鑷子



剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル



ミクロン単位に超精密刃付けされたストレートな刃先は強膜・角膜の半層切開や穿刺切開等に最適です。

ストレートナイフ 直線刀 (5 本入) ▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃の形状	刃の角度	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
	0°	No.700	¥ 6,000	K-700	¥ 3,000	P-700	¥ 3,600		
	15°	No.715	¥ 6,000	K-715	¥ 3,000	P-715	¥ 3,600	PSS-715	¥ 4,000
	22.5°	No.722	¥ 6,000	K-722	¥ 3,000	P-722	¥ 3,600	PSS-722	¥ 4,000
	30°	No.730	¥ 6,000	K-730	¥ 3,000	P-730	¥ 3,600		
	45°	No.745	¥ 6,000	K-745	¥ 3,000	P-745	¥ 3,600		

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

その他



白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜



30°のストレートナイフの片側にセットされた 0.25mm 厚のステンレスガードにより、常に一定の深さの強膜・角膜切開が可能です。ガードはメスの片側にセットされているため切開時の術野を妨げません。

ガードナイフ (5 本入) ▶155ページ フェザーハンドル詳細





刃長	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
0.25mm	No.7325G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—
0.30mm	No.7330G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—
0.35mm	No.7335G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—
0.40mm	No.7340G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—
0.55mm	No.7355G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

外眼部

関連用品



直線とラウンドで構成されたシャープな刃先は強膜トンネルフラップ作製に最適です。また、術者の要求に応えるようバイベベル、ベベルアップ、ベベルダウンを揃えてあります。

クレセントナイフ 剥離刀 (5 本入) ▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
2.20mm	曲	バイベベル	No.7922B	¥ 22,500	—	—	—	—	—	—
2.60mm	曲	バイベベル	No.7926B	¥ 22,500	K-7926B	¥ 20,000	P-7926B	¥ 13,000	PSS-7926B	¥ 14,500
2.60mm	曲	ベベルアップ	No.7926BU	¥ 22,500	K-7926BU	¥ 20,000	P-7926BU	¥ 13,000	PSS-7926BU	¥ 14,500

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000 (プラスチック) / 219AABZX00083000 (アルミニウム) ,220AABZX00155000 (セーフシールド) / 219AABZX00177000 (替刃)

AtoZ




パイロットチップ インプラントナイフ
アングル型 (6 本入)

取寄	76-5361	3.20mm	ベベルアップ	¥ 22,140	JAN:4547451311928
取寄	76-5161	5.20mm	ベベルアップ	¥ 22,140	JAN:4547451311867
取寄	76-5561	5.50mm	ベベルアップ	¥ 22,140	JAN:4547451311942
薬	クラス II	JMDN	32764002	認	221ABBZX00033000
				入	6

レンズ挿入時の切開創拡大が容易なガイド付きナイフ。

ナイフの先端をスリットナイフの切開創に容易にガイドできるように刃先を鈍にしております。刃先を切開創内に進入させて眼内レンズ挿入用の正確な切開口に広げることが可能です。



インプラントナイフ アングル型 (6 本入)

取寄	76-4061	4.00mm	ベベルアップ	¥ 15,990	JAN:4547451311829
取寄	76-5261	5.20mm	ベベルアップ	¥ 15,990	JAN:4547451311904
薬	クラス II	JMDN	32764002	認	221ABBZX00033000
				入	6

レンズ挿入時の切開創拡大用のスタンダードナイフ。

スタンダードなインプラントナイフ。刃先を切開創内に進入させて眼内レンズ挿入用の正確な切開口に広げることが可能です。



クリアトラップ台形クリアコーニア /
移植ナイフ アングル型 目盛付き (6 本入)

取寄	75-2824	2.85-3.20mm	ダブルベベル	¥ 22,140	JAN:4547451311607
取寄	75-2826	2.85-3.75mm	ダブルベベル	¥ 22,140	JAN:4547451311645
薬	クラス II	JMDN	32764002	認	221ABBZX00033000
				入	6

レンズ挿入時の切開創拡大にも使える角膜切開ナイフ。

2 段階の刃を持つナイフ。先端では角膜切開、強角膜切開用として機能し、2 段目の刃ではレンズ挿入時の切開創拡大用としての活用が可能です。



クリアコーニアナイフ アングル型 (6 本入)

取寄	72-2663	2.65mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451310518
取寄	72-2763	2.75mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451310594
	72-2863	2.85mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451310730
取寄	72-3061	3.00mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451311010
薬	クラス II	JMDN	32764002	認	221ABBZX00033000
				入	6

目盛付きが便利な角膜切開用ナイフ。

角膜切開用として使用します。先端には切り込みの深さを確認するために設けられた 1.5mm、1.75mm、2.0mm の目盛がマーキングされております。より正確な切開創の作成を可能にします。

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜



外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ



刃先先端に 1.0mm 幅のステンレスガイドがあるため、最初の極小切開創口とズレることなく平行に創口を広げることができます。

ガイド付インプラントナイフ（5 本入）




▶ 155ページ フェザーハンドル詳細



刃幅	アングル	ペベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
2.40mm	曲	ベベルアップ	No.7624BG	¥ 17,500	—	—	—	—	—	—

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5

認 219AABZX00178000（プラスチック） / 219AABZX00083000（アルミニウム）, 220AABZX00155000（セーフシールド） / 219AABZX00177000（替刃）



眼内レンズ挿入時の切開創口拡大用ナイフです。先端が台形になっておりますので安全に操作できます。



インプラントナイフ（5 本入）

▶ 155ページ フェザーハンドル詳細

刃幅	アングル	ペベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
3.50mm	曲	ベベルアップ	No.7635BR	¥ 15,000	—	—	—	—	—	—
4.10mm	曲	ベベルアップ	No.7641BR	¥ 15,000	—	—	P-7641BR	¥ 9,000	PSS-7641BR	¥ 10,000
5.10mm	曲	ベベルアップ	—	—	—	—	P-7651BR	¥ 9,000	—	—
5.70mm	曲	ベベルアップ	No.7657BR	¥ 15,000	K-7657BR	¥ 12,500	P-7657BR	¥ 9,000	—	—

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5

認 219AABZX00178000（プラスチック） / 219AABZX00083000（アルミニウム）, 220AABZX00155000（セーフシールド） / 219AABZX00177000（替刃）

memo



クリアポートナイフ アングル型（6 本入）

取寄	78-2310	23G	0.8mm	¥ 14,760	JAN:4547451320609
薬	クラス II	JMDN	32764002	認	221ABBZX00033000 入 6

幾何学デザインがこれまでにない美しいポート作成を実現。

幾何学を通じてデザインされた先端が、これまでにない美しいポートの作成を約束します。出し入れする器具のフィット感が向上、そして自己癒着も促進いたします。



直型



アングル型

ビットナイフ（6 本入）

	71-1901	19G	1.0mm	直型	¥ 11,700	JAN:4547451310013
	71-2001	20G	0.9mm	直型	¥ 11,700	JAN:4547451310037
取寄	71-2301	23G	0.6mm	直型	¥ 11,700	JAN:4547451321651
	71-2501	25G	0.5mm	直型	¥ 11,700	JAN:4547451321637
取寄	71-2061	20G	0.9mm	アングル型	¥ 13,500	JAN:4547451310051
薬	クラス II	JMDN	32764002	認	221ABBZX00033000 入 6	

サイドポートや強膜ポート作成に最適。

穿刺用として使用します。白内障手術におけるサイドポートや、硝子体手術における強膜ポートの作成に最適です。



スプーンブレードナイフ アングル型（6 本入）

	74-2261	2.2mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451311485
取寄	74-3061	3.0mm	ダブルベベル	¥ 22,100	JAN:4547451311508
薬	クラス II	JMDN	32764002	認	221ABBZX00033000 入 6

術者の意図する方向へ切開できる汎用性の高い剥離刀。

320°の薄刃がついた円刃刀です。術者の意図する方向に切開が可能となっております。主に強膜弁の作成時などにパフォーマンスを発揮します。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

O-05 ディスポーザブル MVR ナイフ・スペシャルティナイフ・ハンドル

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ



ニードルブレード 直型（6 本入）

取寄	78-6810	4mm	シングルベベル	¥19,700	JAN:4547451312048
薬	クラスⅡ	JMDN	32764002	認	221ABBZX00033000 入 6

サイドポート作成にも使用できる汎用性の高いナイフ。

様々な切開創の作成が可能な汎用性の高いナイフ。先端を穿刺すれば繊細なサイドポートの作成も容易に行えます。



替刃

スクレラルナイフ 直型（6 本入）

78-5700	直型	シングルベベル	¥ 14,800	JAN:4547451312000		
薬	クラスⅡ	JMDN	32764002	認	221ABBZX00106000	入 6

翼状片切除や強膜フラップ作成に最適なゴルフ刀。

ゴルフ刀の用途として使用します。翼状片の切除や緑内障における強膜フラップ作成などにパフォーマンスを発揮いたします。替刃タイプなため、使用の際には専用ハンドルとの接続が必要です。





替刃

ラメラナイフ アングル型（6 本入）

78-6600	2.3mm	ベベルアップ	¥14,800	JAN:4547451312024			
薬	クラスⅡ	JMDN	32764002	認	221ABBZX00106000	入	6

角膜表層の剥離に最適な剥離刀。

角膜移植手術（DLK）時の角膜表層の剥離に最適です。替刃タイプなため、使用の際には専用ハンドルとの接続が必要です。



白内障手術のサイドポート作製、硝子体手術の強膜穿刺切開等に最適です。



MVR ナイフ（5 本入）

▶155ページ フェザーハンドル詳細



径	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
19G	直	バイベベル	—	—	—	—	P-7519	¥8,100	—	—
20G	直	バイベベル	—	—	—	—	P-7520	¥8,100	—	—
20G	曲 30°	バイベベル	No.7520B	¥13,500	—	—	—	—	—	—
23G	直	バイベベル	—	—	—	—	P-7523	¥8,100	—	—
23G	曲 30°	バイベベル	—	—	—	—	P-7523B	¥9,100	—	—

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
認 219AABZX00178000（プラスチック） / 219AABZX00083000（アルミニウム）, 220AABZX00155000（セーフシールド） / 219AABZX00177000（替刃）





角膜の切開、緑内障手術の強膜フラップ作製等に最適です。

ゴルフ刀（5 本入）▶155ページ フェザーハンドル詳細



ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
バイベベル	No.780	¥ 17,500	K-780	¥ 15,000	—	—	—	—

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000（プラスチック）/ 219AABZX00083000（アルミニウム）, 220AABZX00155000（セーフシールド）/ 219AABZX00177000（替刃）





円形の中心から両面刃付けされたシャープなラウンド刃先は強膜トンネルフラップ作製に最適です。

ラウンドナイフ 円状刀（5 本入）▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃幅	アングル	ベベル	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
2.2mm	曲	バイベベル	No.7722B	¥ 22,500	—	—	—	—	—	—
2.6mm	曲	バイベベル	No.7726B	¥ 22,500	K-7726B	¥ 20,000	P-7726B	¥ 13,000	—	—
3.0mm	曲	バイベベル	No.7730B	¥ 22,500	K-7730B	¥ 20,000	P-7730B	¥ 13,000	—	—
3.0mm	直	バイベベル	No.7730	¥ 20,000	K-7730	¥ 17,500	—	—	—	—

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000（プラスチック）/ 219AABZX00083000（アルミニウム）, 220AABZX00155000（セーフシールド）/ 219AABZX00177000（替刃）



30 度のストレートナイフの片側にセットされた 0.10mm 厚のステンレスガードにより、常に一定の深さの強膜半層切開が可能です。

緑内障ナイフ（5 本入）▶155ページ フェザーハンドル詳細



刃長	アルミニウムハンドル		替刃タイプ		プラスチックハンドル		セーフシールドタイプ	
0.2mm	No.6320G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—
0.3mm	No.6330G	¥ 14,000	—	—	—	—	—	—

薬 認 クラスⅡ JMDN 32764002 入 5
219AABZX00178000（プラスチック）/ 219AABZX00083000（アルミニウム）, 220AABZX00155000（セーフシールド）/ 219AABZX00177000（替刃）

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品


サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

O-05 ディスポーザブル MVR ナイフ・スペシャルティナイフ・ハンドル

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ




フェザー微細手術用替刃メスハンドル
(替刃タイプ専用ハンドル / チタン合金製)

MF-100	全長 100mm	¥ 12,000	JAN:4902470066998
MF-130	全長 130mm	¥ 15,000	JAN:4902470067018
MF-130S	全長 130mm	¥ 15,000	JAN:4902470067032

薬 クラス I JMDN 12235000 屈 21B2X10001062004 入 1

軽量で扱いやすく、耐久性に優れたフェザー専用替刃ハンドル。
省スペース・省資源に対応した替刃タイプには、3種類の専用ハンドルが必要となります。
替刃とハンドルの組み合わせにより、術者の様々なリクエストにお答えします。



替刃専用ハンドル

92-9003	全長 160mm	¥ 10,000	JAN:4547451312109
---------	----------	----------	-------------------

薬 クラス I JMDN 12235000 屈 13B1X00048000047 入 1

替刃専用ハンドル。
替刃用ディスポーザブルナイフ専用のハンドルです。
(※フェザー社ナイフには対応しておりません。)

メスのベベル

メスの刃先形状には、両面刃付け、片面刃付けがあります。
両面刃付けされたメスをバイベベル、片面刃付け面を上側にして曲げたメスをベベルアップ、下側にして曲げたメスをベベルダウンと呼びます。ベベルの位置により刃先の直進性が異なります。

刃先の側面図


バイベベル	ベベルアップ	ベベルダウン

ベストセラーの粘弾性物質注入針。

主に粘弾性物質の注入用として使用します。また、空気や薬液の注入、吸引など幅広い用途にご使用いただけます。

ニプロディスポーザブル
オブタルミック針（ビスコ針 / 100 本入）

00-223	直	25G	シャフト 22mm	¥ 27,000	JAN:4987458002236
00-222	直	27G	シャフト 22mm	¥ 15,000	JAN:4987458002229
00-224	直	30G	シャフト 22mm	¥ 27,000	JAN:4987458002243
00-226	曲	27G	シャフト 22mm	¥ 16,000	JAN:4987458002267
薬 Ⅱ JMDN 70200000 承 20200BZZ00793000 入 100					



硝子体腔のあらゆる操作が便利。

眼底までアクセス可能な 25G の鈍針。硝子体腔へのガス・薬液の注入や吸引排出が便利に行えます。

ニプロディスポーザブル
オブタルミック針（100 本入）

取寄 00-427	直	25G	シャフト 35mm	¥ 45,000	JAN:4987458004278
薬 Ⅱ JMDN 70200000 承 20200BZZ00793000 入 100					



多様性のある柔軟管。

硝子体手術におけるタンポナーデでの使用や術中の角膜散水ドリッパーとしても有用な針です。

ニプロディスポーザブル
オブタルミック針 20Gx40 柔軟管

取寄 00-225	直	20G	シャフト 40mm	¥ 29,000	JAN:4987458002250
薬 Ⅱ JMDN 70200000 承 20200BZZ00793000 入 100					




ベストセラーの眼内注射針。

術中や術後における前房や硝子体腔、結膜下への薬液やガスの注射に最適なベストセラーの注射針です。32G モデルは、外径が 0.23mm φ であり、極小の刺入創口を作成できます。

ニプロディスポーザブル
眼内注射針（100 本入）

00-221	直	30G	シャフト 19mm	¥ 16,000	JAN:4987458002212
取寄 00-426	直	32G	シャフト 13mm	¥ 21,000	JAN:4987458004261
薬 Ⅱ JMDN 70200000 認 20200BZZ00792000 入 100					



鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

テノン嚢下麻酔に最適な 1 本。

サイドポートから抵抗が少なく滑らかに刺入できます。注入のポートは幅広となっており、テノン嚢下麻酔に最適な一本です。2 サイズからお選びいただけます。



00-414



00-411

ニプロディスポーザブル
サイドポート針（テノン麻酔針 / 50 本入）

取寄	00-414	曲	25G	シャフト 28mm	¥ 50,000	JAN:4987458004148
取寄	00-411	曲	27G	シャフト 28mm	¥ 58,000	JAN:4987458004117

薬 クラスⅡ JMDN 70200000 承認 20200BZZ00793A01 入 50

Best
Seller

操作性、安全性に優れた球後麻酔針。

先端は視神経損傷、眼球穿孔、あるいは球後出血を防止するためにシングルカット面となっております。また、異組織に到達した時の抵抗感を感じ取り易くするため、適度の鈍先となっております。



00-231



00-229


ニプロディスポーザブル球後麻酔針（100 本入）

00-231	曲	23G	シャフト 44mm	¥ 43,000	JAN:4987458002311
00-229	直	23G	シャフト 38mm	¥ 20,000	JAN:4987458002298

薬 クラスⅡ JMDN 70200000 承認 20200BZZ01227000 入 100

汎用性の高いサイドポート針。

様々な用途に使用できる汎用性の高いカニューラ。前房や硝子体腔への注入や吸引、涙道の洗浄や造影剤の注入等にも使用可能です。



ニプロディスポーザブル
サイドポート針（50 本入）

取寄	00-228	直	25G	シャフト 28mm	¥ 45,000	JAN:4987458002281
----	--------	---	-----	-----------	----------	-------------------

薬 クラスⅡ JMDN 70200000 承認 20200BZZ00793A01 入 50

使いやすい 25G ハイドロ針。

扁平×25G の設計で、効率良く、また水晶体線維に対してもより安全に作業が行えます。漏れの少ない強い水流で一気に脱臼することが可能です。




ニプロディスポーザブル
ハイドロダイセクション針（100 本入）

00-227	アングル	25G	シャフト 22mm	¥ 32,000	JAN:4987458002274
--------	------	-----	-----------	----------	-------------------

薬 クラスⅡ JMDN 70200000 承認 20200BZZ00793000 入 100

CCC をより容易に行えるチストーム。

鋭利かつ精巧な先端が、前囊のきっかけづくりから CCC 完成までをより容易に行えるようサポートします。



ニプロディスポーザブルチストーム（40 本入）

00-233 アングル 25G シャフト 19mm ￥23,000 JAN:4987458002335

薬 クラスⅡ JMDN 32764002 承 21900BZX00312000 入 40

ポリッシャーとしても便利な眼内レンズムーバー。

IOL を傷から守り、挿入、ポジショニングに使用します。後囊研磨（ポリッシャー）としてもご使用いただけます。



ニプロディスポーザブル 眼内レンズムーバー（40 本入）

00-234 アングル 27G シャフト 19mm ￥37,000 JAN:4987458002342

薬 クラスⅡ JMDN 35314002 承 21900BZX00311000 入 40

使いやすい 27G 涙洗針。

27G を採用した涙道通水検査に使用する一般的な涙洗針。



ニプロディスポーザブル涙洗針（100 本入）

取寄 00-232 曲 27G シャフト 22mm ￥24,000 JAN:4987458002328

薬 クラスⅡ JMDN 70200000 承 20200BZZ00793000 入 100

流出抵抗の高い傍シュレム管内皮網を擦過する非穿孔性器具。

流出路再建術に使用するやすり状に表面加工した 30G 鈍針で、シュレム管の走行に近い湾曲形状となっております。シュレム管内へ挿入後、傍シュレム管内皮網を擦過いたします。終了直後に粘弾性物質を管内へ注入する事で、房水静脈からの血液の逆流を最小限に留め、流出路機能を保全再生します。

【使用方法と術中の注意点】

線維柱帯切開術の手順で深層強膜弁切除後、トラベクトームの代わりにメッシュワークシェーバーを粘弾性物質の注射筒に接続した状態でシュレム管内へ挿入。先端が 4 分の 1 周ほど入ったところで先端をシュレム管の入り口まで引き戻し、また入れるという動作を 5 回前後繰り返し、傍シュレム管内皮網を擦過する。術中の眼圧は 10 ～ 20mmHg に保つ。眼圧が上がっているとシュレム管が潰れて入れにくい。Descemet window に小さな穿孔が出来た場合、一気に広がることもある。術中に眼圧が低くなると、房水静脈から血液が逆流して、trabecular meshwork を通って前房内に入ってくるので、眼圧が下がり過ぎないように注意。擦過と同時に粘弾性物質を注入すると trabecular meshwork を通過して、粘弾性物質が前房内に出てくる様子が観察できる。粘弾性物質はシュレム管の拡張と血液の逆流防止に有効である。これまでの臨床経過から、再建した流出路（trabecular meshwork、シュレム管や Collector channel）は長年に機能していると考えられる。



ニプロディスポーザブル 30G メッシュワークシェーバー針（10 本入）

取寄 00-404 曲 30G シャフト 16mm ￥33,600 JAN:4987458004049

薬 クラスⅡ JMDN 11701002 承 22500BZX00074000 入 50

販売代理店への出荷は 5 箱（10 本 × 5）単位となります。

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

P-01 ディスポーザブルカニューラ・ニードル・シリンジ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

前房水を1人で、簡単かつ一瞬で定量採液。

30G×4mmの鋭針で、ストローを押しつぶし前房穿刺いたします。指で押し潰していたストローを開放することで、房水を約120μlを採液することが可能です。硝子体腔からの採液や薬液の注入も可能です。



ニプロディスポーザブル房水ピペット（20本入）

取寄 00-235 直 30G シャフト4mm ￥19,440 JAN:4987458002359





薬 クラスⅡ JMDN 34899012 承 21900BZX01267000 入 100

YAMANE テクニックを可能にする極薄肉厚針

管理医療機器 単回使用眼科手術用カニューレ
クラスⅡ EOG 滅菌済 再使用禁止



栃木精工株式会社
TOCHIGI SEIKO Co., Ltd.



スカーレットニードル eYe

商品No.	針基カラー	公称外径		有効長 (mm)	肉厚	ID min (mm)	JANコード GTIN-13	100本箱 GTIN-14	最小流通 単位	価格
		G	OD (mm)							
123501	オレンジ	34G	0.18	8	ETW (極薄肉厚)	0.105	4931325235012	14931325235019	100本	¥14,000
123502	イエロー	30G	0.30	13	ETW (極薄肉厚)	0.190	4931325235029	14931325235026	100本	¥10,000
123504	ミディアム グレー	27G	0.40	22	TW (薄肉厚)	0.241	4931325235043	14931325235040	100本	¥10,000
123505	オレンジ	25G	0.50	22	TW (薄肉厚)	0.292	4931325235050	14931325235057	100本	¥10,000

材 針管：ステンレス鋼 針基：ポリプロピレン 薬 クラスⅡ JMDN 34899032 認 306AGBZX00036000 入 100

細身の形状にすることで、注入時の抵抗を低減させることに成功しました。
また、大きくデザインされたグリップ部は、操作性に優れ、コンスタントに安定した注入を可能にします。

抗 VEGF 薬に適したシリンジのご提案

抗 VEGF 薬を 30G 等の細径注射針を用いて注入する際に針に圧がかかってしまう為、ルアータイプシリンジでは薬液注入時に「針が抜けてしまう」恐れがございます。

- ① ロックタイプである為、針の抜けのリスクを低減し、より安全に使用できます。
- ② フランジ部を大きく設計し、握りやすい形状である為、注入コントロールがしやすい。
- ③ 内筒部のデッドスペースを減らし、薬剤の無駄を省け経済的です。




センシテックシリンジ
1mL ロックタイプ（20本入）




取寄 19545 ￥15,020 JAN:4996404195458

薬 クラスⅠ JMDN 13929001 届 13B1X00085000098 入 100



従来のガスケット構造



新型ガスケット構造

Best
Seller

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



取り出しやすさと個数の管理が向上した新パッケージ



吸水スポンジ M.Q.A.

S-5B 小箱 入数 250 ケ (10 個入 × 25 袋) ￥7,600 JAN:4547451336990

薬 クラス I JMDN 10175000 届 13B1X00048002089 入 10 個入り × 25 袋



販売代理店への出荷は 6 箱 (S-5B×6) 単位となります。

※製品素材の特性上、小さな黒点が入っている場合がございますが、製品の品質に問題はありません。

吸水スポンジの代名詞とも評価される実力の M.Q.A.。

処置中の体液や水分などを吸収し、術野を確保するために使用します。M.Q.A. は適度な柔軟性を誇るファインチップ形状となっており、使用中の視認性やピンポイントの操作性に優れております。また、自重の約 20 倍の吸収力と瞬間的な吸水スピードは、術者のオペレーションを最大限にサポートいたします。発売以来、多くのユーザーから愛用され続けるベストセラー商品です。

Best
Seller



M.Q.A. スティック スタウト

S-88STS 小箱 入数 100 ケ (5 本入 × 20 袋) ￥6,500 JAN:4547451325581

薬 クラス I JMDN 10175000 届 13B1X00048001700 入 100

販売代理店への出荷は 6 箱 (S-88STS×6) 単位となります。

※製品素材の特性上、小さな黒点が入っている場合がございますが、製品の品質に問題はありません。

更に力強くなったスティックタイプで操作性、安定性が飛躍。

M.Q.A. のスティックタイプ。鑷子などで把持して使用する必要がなく開封後速やかに使用することが可能です。スティックはあらゆる M.Q.A. の使用シーンを想定した最適な剛性になっており、吸水などのオペレーションはもちろん、眼球展開などの使用の際にも安定かつ優れたパフォーマンスを発揮いたします。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ



M.Q.A.ホルダー クロスアクション

M-1616 102mm ￥23,000 JAN:4547451031819

材 SUS 薬 クラス I JMDN 16209001 屈 13B1X00048000361 入 1

M.Q.A. の把持に最適な専用鑷子。

M.Q.A. を把持して操作する専用の鑷子。クロスアクションタイプのため、把持状態が保たれ、スムーズなオペレーションが可能となります。



Quick
Service

M.Q.A.ホルダー及び娩出用モンジロー

M-140 145mm ￥14,000 JAN:4547451031482

材 SUS 薬 クラス I JMDN 32767000 屈 13B1X00048000263 入 1

M.Q.A. 把持と強膜圧迫が行える両頭モデル。

水晶体娩出に際して後方より強膜を圧迫して補助するのが娩出鉤部。反対側は M.Q.A. を挟めるようになっています。



M.Q.A.ホルダー

S-3H 126mm ￥4,000 JAN:4547451034735

材 SUS 薬 クラス I JMDN 10861001 屈 13B1X00048000508 入 1

シンプルな M.Q.A. ホルダー。

非常にシンプルな M.Q.A. を把持操作する専用のホルダー。

memo



簡単設置、強力排水の新しいドレーブ

Germ Guard フィルムドレーブは、外枠と粘着フィルム部で構成されています。粘着フィルム部の中央には中央切開を設け、その両端には外眼角部・内眼角部を覆う

〈特徴1〉フィルム中央に切開が作ってある。


貼る前や貼ってからフィルムを切る操作がなく、手術時間が短縮する。

〈特徴2〉眼瞼の皮膚・睫毛がより完全にカバーされる。

従来のテガダームを2つに切って貼る方法では耳側・鼻側の皮膚が露出し易かったが、本ドレーブでは耳側・鼻側シートによって全周カバーされ易く、術後眼内炎の防止効果の向上が期待される。

〈特徴3〉強力に排水する。



テガダームを貼って切開する方法や奥目では水が溜まりやすかったが、本ドレーブでは耳側の排水シートによって強力に排水し、術中の視認性が向上する。



製品情報



MOVIE



Germ Guard フィルムドレーブ (50 枚入り)

FD1	¥ 42,500	JAN:4595644918027	単回使用
材	ポリウレタン	薬	クラス I
JMDN	35531000	届	28B2X10033000002
入	50		

【製造販売業者：株式会社 MIRAI EYE】

片手操作で簡単に角膜頂点への点眼が可能

最小限の点眼で清明な術野を確保します。
センタリングの確認が容易です。

安定した点眼タイミング


術者の水掛け指示が減り、ストレスが軽減されます。
手術助手は、水掛け以外の作業に集中できます。

フリーサイズ

各社顕微鏡に付属品なく装着が可能です。

シングルユース

常に清潔な状態で使用できます。
使用後のメンテナンスが不要です。



Best
Seller




キャタップ

20703 (CA-01)	¥ 49,750	JAN:4996404207038
薬	クラス II	JMDN 34899032
認	218AABZX00058000	入 10


キャタップ固定用具

20702 (AP-01)	¥ 8,750	JAN:4996404207021
薬	非該当	入 5


取付けイメージ




水平回転



上下動



伸縮自在なノズル



鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニューーラ

スパーテル

その他

白内障

屈折矯正

網膜硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連用品

サージカルナイフ

ディスポーザブル

AtoZ

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニ
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼部

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

目尻に載せるだけで簡単に自動排液

簡単なセッティング

ソリフィス載せるだけで排液が始まります。

清明な術野の確保

U/S 時など創口から眼内還流液が大量漏出する際の液面上昇を抑制し術野の清明性を保ちます。

創口の汚染防止







素早い排液で液体貯留を防ぐため、創口の汚染リスクを低減します。



MOVIE




ED view



付着力

ソリフィス本体を水面に近付けると水が吸い付いてくる。



水路形成保持

一度出来た排水路は一滴でも水が接触すれば継続的に流れ続ける。



ソリフィス

20711 15mm×13.5mm ￥12,030 JAN:4996404207113

薬 クラス I JMDN 32572000 届 13B1X00085000090 入 20

memo



SD view

クリアアイシールド (50 ケ入)

G-701 72×55mm ￥11,000 JAN:4547451312666

薬 非該当 入 50



オート
クレープ
不可

Best
Seller

患者さまの術後の生活を守るクリアな視界と安全性。

クリアな視界を実現する透明度と、しっかりと眼を保護する強度にこだわりました。患者さまにリラックスした術後の期間を過ごしていただくことが可能です。また、金属アレルギーの方にも安心してお使いいただけます。



K-2772



K-2771

佐伯氏金属保護眼帯

K-2771 大 90×75mm ￥760 JAN:4547451321279


K-2772 小 70×60mm ￥760 JAN:4547451321286

薬 非該当 入 1

快適な装着感が魅力の定番眼帯。

アルミ製の保護眼帯。外部の埃や菌などの刺激や圧迫などからしっかりと眼球を保護致します。患者さまに快適に装着いただける独特の形状となっております。

単



ネスコデルマーク (10 本入)

ND-1 細字 濃青 ペン先寸法 0.4mm ￥2,400 JAN:4987274250614

ND-2 中字 濃青 ペン先寸法 0.8mm ￥2,400 JAN:4987274546021

薬 非該当 入 10

しっかりとしたシャープなマーキングで手術を強力サポート。

- ・「皮膚にやさしい医療用マーカー」
- ・直接マーキングが可能です。定着性があり簡単に消えることはありません。
- ・ペン先形状の仕様により、カスレがなく、細い線もより書きやすくなっております。
- ・焼却してもダイオキシンを発生しないので、環境にも配慮されています。
- ・色：濃青
- ・仕様変更によりクリスタルバイオレット不使用となりました。

鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品


サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル

AtoZ

Q スターターセット


- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスプレイ
- AtoZ



スターターセット AZ-STA01

	商品コード	商品名	単価	入数	総計
①	K-1971	ポリエステル洗顔瓶 100cc	¥360	1	
②	K-2061	朝顔受水器	¥5,500	2	
③	K-2771	佐伯氏金属保護眼帯 大	¥760	10	
④	K-2772	佐伯氏金属保護眼帯 小	¥760	10	
⑤	S-310A	有鉤鑷子 直	¥15,000	1	
⑥	S-313A	無鉤鑷子 直	¥15,000	1	
⑦	S-730	カストロヴィーホー氏持針器 曲	¥65,000	1	
⑧	S-325	ポーブル氏睫毛鑷子	¥55,000	1	
⑨	KI-21	結膜用・睫毛鑷子スタンダード	¥29,000	1	
⑩	S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反	¥60,000	1	
⑪	S-510CS	反剪刀 鋭	¥10,000	1	
⑫	S-510SS	直剪刀 鋭	¥10,000	1	
⑬	M-40RS	マイクロサージャリー用替刃パンチ 直	¥55,000	1	
⑭	M-150G	フェザー眼科用カミソリ 100 枚入	¥5,000	1	
⑮	S-21S	片柄異物針	¥11,000	1	
⑯	S-116S	両頭角膜鋭匙 小	¥36,000	1	
⑰	M-2015	高橋氏おたま型小異物鑷子 “すくい取り”	¥42,000	1	
⑱	S-226H	ハンド式マイクロモーターチャック (本体のみ)	¥60,000	1	
⑲	S-226C-2	ハンド式マイクロモーターチャックカッター (2 本入)	¥30,000	1	
⑳	M-2073	有田式マイボーム腺圧出鑷子	¥45,000	1	
㉑	S-186RM	ヴィルター氏涙管拡張針 中	¥6,000	1	
㉒	S-186RS	ヴィルター氏涙管拡張針 細	¥6,000	1	
㉓	S-186S	幼児用拡張針	¥6,000	1	
㉔	S-218C	中村式涙管洗浄用二段針 曲 (12 本入)	¥24,000	1	
㉕	S-218AC	中村式涙管洗浄用一段針 曲 (12 本入)	¥24,000	1	
㉖	S-185S	ポーマン氏涙管消患子 全サイズセット	¥26,000	1	
㉗	123501	スカーレット・ド・レYe 34G ラシット/スト 100 入	¥14,000	1	

¥675,560



鑷子

剪刀

開瞼器

持針器

カニユー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ



ディス
ポー
ザブル

AtoZ




霰粒腫セット AZ-CHA01

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① DS-003	縫合鑷子 前方突出型 (80度) 段付	¥66,000	1	¥ 424,970
② S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	¥60,000	1	
③ M-2173	ユニバーサル持針器 Pro ダイヤモンドグリップ 止無	¥67,000	1	
④ M-2173R	ユニバーサル持針器 Pro ダイヤモンドグリップ 止付	¥69,000	1	
⑤ S-489	デマル氏霰粒腫用挟瞼器クロスアクション	¥35,000	1	
⑥ S-485M	クント氏挟瞼器 中	¥22,000	1	
⑦ S-112A	霰粒腫用丸型鋭匙 中	¥25,000	1	
⑧ M-2187S	霰粒腫切開術用鑷子 おとも君 小	¥45,000	1	
⑨ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	



眼瞼下垂セット AZ-PTO01

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① S-388	カストロヴィーホー氏角膜縫合鑷子 0.12mm ウルトラファイン	¥60,000	1	¥ 503,370
② M-19R	チュービンゲン型結紮鑷子 直 無鉤	¥35,000	1	
③ M-2173	ユニバーサル持針器 Pro ダイヤモンドグリップ 止無	¥67,000	1	
④ M-2173R	ユニバーサル持針器 Pro ダイヤモンドグリップ 止付	¥69,000	1	
⑤ S-510CS	反剪刀 鋭	¥10,000	1	
⑥ S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	¥60,000	1	
⑦ S-184M	中村氏鉗針型開創鉤 中 (2 本組)	¥16,000	1	
⑧ S-490RM	デマル氏挟瞼器 中	¥30,000	1	
⑨ S-247B	エーゲル氏角板金属	¥8,000	1	
⑩ S-200S	カストロヴィーホー氏カリバー 直	¥50,000	1	
⑪ M-2218	小林式 TCMT 用鑷子ゲル氏角板金属	¥60,000	1	
⑫ ND-1	ネスコデルマーク細字 (10 本入)	¥2,400	1	
⑬ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	




Q翼状片セット・白内障基本セット

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスポーザブル
- AtoZ



翼状片セット AZ-PTE01

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① M-901	マイクロ開瞼器 オープンリング型	¥48,000	1	¥ 393,470
② DS-003	縫合鑷子 前方突出型 (80 度) 段付	¥66,000	1	
③ S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	¥60,000	1	
④ M-2173	ユニバーサル持針器 Pro ダイヤモンドグリップ 止無	¥67,000	1	
⑤ M-2173R	ユニバーサル持針器 Pro ダイヤモンドグリップ 止付	¥69,000	1	
⑥ M-1104	前田式翼状片スパーテル	¥30,000	1	
⑦ No.780	ゴルフ刀 アルミニウムハンドル	¥17,500	1	
⑧ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	




⑧



白内障基本セット AZ-CBA01

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① M-901	マイクロ開瞼器 オープンリング型	¥48,000	1	¥ 590,970
② M-953	マイクロ開瞼器 オープンリング型 吸引付	¥86,000	1	
③ S-510CS	反剪刀 鋭	¥10,000	1	
④ M-5R	マイクロ角膜縫合鑷子 C 型 ウルトラファイン 0.12mm	¥56,000	1	
⑤ DS-1612F	稲村氏 カプシュロレクシス鑷子 ファイン チタニウム	¥87,000	1	
⑥ DS-50102SH	池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子 23G ショートハンドル	¥160,000	1	
⑦ M-136	分割器 (徳田式核分割フック)	¥38,000	1	
⑧ M-1524-25	ハイドロカニューラ 25G 1 本	¥13,000	1	
⑨ M-127C	シンスキー氏型眼内レンズポジショニング用フック 曲	¥27,000	1	
⑩ M-128C	眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤 曲	¥30,000	1	
⑪ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	



⑪

鉗子

剪刀

開瞼器

持針器

カニュー
ーラ

スパー
テル

その他

白内障

屈折
矯正

網膜
硝子体

緑内障

角膜

外眼病

関連
用品

サージ
カル
ナイフ

ディス
ポー
ザブル


AtoZ



白内障予備セット AZ-CBS01


商品コード	商品名	単価	入数	総計
① S-727	バラッカー氏持針器 ファインチップモデル 曲 止付	¥70,000	1	
② S-511C	スプリングハンドル式剪刀 反 鋭	¥60,000	1	
③ M-2056-24	テノン囊下注入針 3 ポート 24G	¥18,000	1	
④ M-121A	逆溝付デリケート輪匙	¥23,000	1	
⑤ S-170A	スパーテル 1.0mm	¥11,000	1	
⑥ M-104	シムコ吸引灌流カニューラ オリジナルモデル 23G	¥34,500	1	
⑦ DS-088SH	八重剪刀 ® ショートハンドル	¥190,000	1	
⑧ DIAX2MU	Xpand2 虹彩リング (4 個入)	¥120,000	1	
⑨ CR1	クローバーリング (セッ挿入・回収タイプ) 4 個入	¥48,000	1	
⑩ M-160R	眼内レンズ前囊用鉗子 ガスキン型	¥58,000	1	
⑪ DS-10708	IOL カッター チタニウム	¥92,000	1	
⑫ DS-2022S	野口氏 IOL 把持鉗子 19G Lens Grabber II S	¥230,000	1	
⑬ A-0100	山根・坪井氏 照準器付ニードルガイド	¥150,000	1	
⑭ 123502	スカラードニードル 30G	¥10,000	1	
⑮ M-2571A	滅菌トレー 器具 1 本用スロットタイプ 7.5inch	¥28,000	1	
⑯ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	

¥ 1,178,470




⑯

- 鑷子
- 剪刀
- 開瞼器
- 持針器
- カニューーラ
- スパーテル
- その他
- 白内障
- 屈折矯正
- 網膜硝子体
- 緑内障
- 角膜
- 外眼部
- 関連用品
- サージカルナイフ
- ディスボーズابل
- AtoZ



ICL セット AZ-ICL01

商品コード	商品名	単価	入数	総計
① M-953	マイクロ開瞼器 オープンリング型 吸引付	¥86,000	1	¥ 960,970
② DS-003	縫合鑷子 前方突出型（80 度）段付	¥66,000	1	
③ M-2282	北澤氏セッティング & 抜去用鑷子	¥130,000	1	
④ DS-050	北澤氏 ICL ローディング鑷子	¥245,000	1	
⑤ M-2280	北澤氏 ICL マニピレーター	¥56,000	1	
⑥ M-2285S	ICL マニピレーター三好・塚本 ストレート	¥56,000	1	
⑦ M-2285A	ICL マニピレーター三好・塚本 アングル	¥56,000	1	
⑧ DS-055	五十嵐氏 ICL 摘出鑷子	¥230,000	1	
⑨ M-6100A	滅菌トレー 器具 10 本用	¥35,970	1	



⑨



選定器具メモ

商品コード	数量	商品コード	数量	商品コード	数量
①		⑬		②⑥	
②		⑭		②⑦	
③		⑮		②⑧	
④		⑯		②⑨	
⑤		⑰		②⑩	
⑥		⑱		②⑪	
⑦		⑲		②⑫	
⑧		⑳		②⑬	
⑨		㉑		②⑭	
⑩		㉒		②⑮	
⑪		㉓		②⑯	
⑫		㉔		②⑰	
⑬		㉕		②⑱	
⑭		㉖		②㉑	
⑮		㉗		②㉒	