

***Inami***

A passion for a nice view

Ophthalmic Surgical Instruments Catalogue 25th Edition  
[www.inami.co.jp](http://www.inami.co.jp)

汎用器具カテゴリー  
General Instruments Categories

A-F

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>A</b> | 鑷子<br>Forceps                    |
| <b>B</b> | 剪刀<br>Scissors                   |
| <b>C</b> | 開瞼器<br>Speculum                  |
| <b>D</b> | 持針器<br>Needle Holder             |
| <b>E</b> | カニューラ・ニードル<br>Cannula and Needle |
| <b>F</b> | その他<br>Other                     |

特定用途カテゴリー  
Specific Use Categories

G-L

|          |   |
|----------|---|
| <b>G</b> | 白内障手術<br>Cataract Surgery                 |
| <b>H</b> | 網膜・硝子体手術<br>Vitreoretinal Surgery         |
| <b>I</b> | 緑内障手術<br>Glaucoma Surgery                 |
| <b>J</b> | 角膜手術<br>Corneal Surgery                   |
| <b>K</b> | 外眼部<br>Instruments for External Eye       |
| <b>L</b> | 消耗品・関連用品<br>Consumables and Related Items |

# C O N T E N T S

## Ophthalmic Surgical Instruments Catalogue

### 特集 Features

|                           |    |                       |     |
|---------------------------|----|-----------------------|-----|
| 本カタログの特長                  | 5  | 鑷子シリーズ「FLAPPER」       | 18  |
| 手術器具のお取扱いについて             | 6  | マイクロ器具シリーズ「MICROFINE」 | 19  |
| 超音波ディスインフェクター「LEVITEX」    | 14 | 吸水スポンジ「M.Q.A.」        | 20  |
| チタンシリーズ「INAMI × TITANIUM」 | 16 | The Human Eye -目の構造-  | 21  |
| 硝子体器具シリーズ「VITBROS」        | 17 | 索引(Index)             | 172 |

### 汎用器具 General Instruments Categories

#### A 鑷子 Forceps

|      |               |   |    |
|------|---------------|---|----|
| A-01 | マイクロ前方突出型有鉤鑷子 | Forceps (Anterior Projection) with Teeth for Microsurgery | 22 |
| A-02 | マイクロ直角型有鉤鑷子   | Forceps (Right Angle) with Teeth for Microsurgery         | 24 |
| A-03 | マイクロP-H型有鉤鑷子  | Forceps (P-H Type) with Teeth for Microsurgery            | 26 |
| A-04 | マイクロ無鉤鑷子      | Forceps without Teeth for Microsurgery                    | 29 |
| A-05 | マイクロコリブリエ型鑷子  | Forceps Colibri for Microsurgery                          | 32 |
| A-06 | 虹彩鑷子          | Forceps Iris  | 35 |
| A-07 | 眼科用鑷子・止血用鉗子   | Forceps Hemostatisis, Ophthalmic Forceps                  | 37 |
| A-08 | 睫毛鑷子          | Forceps Cilia   | 40 |
| A-09 | 眼球固定鑷子        | Forceps Fixation  | 42 |

#### 特定用途鑷子 Forceps for specific use

|      |                                   |         |      |                                  |     |
|------|-----------------------------------|---------|------|----------------------------------|-----|
| G-02 | 前嚢切開(CCC)用鑷子                      | 88-89   | I-03 | シュレム管鑷子・プローベ鑷子                   | 129 |
|      | CCC                               |         |      | Schlemm's Canal, Probe           |     |
| G-04 | 核分割鑷子                             | 94      | J-04 | DSEK用鑷子                          | 138 |
|      | Nucleus Dividing & Separating     |         |      | DSEK                             |     |
| G-08 | 眼内レンズ鑷子                           | 98-99   | K-01 | おたま鑷子・異物鑷子                       | 141 |
|      | I.O.L.                            |         |      | Foreign Body Removal             |     |
| H-01 | 硝子体鑷子(20Gシステム)                    | 104-105 | K-05 | マイボーム腺鑷子                         | 148 |
|      | Vitreous Body (20G System)        |         |      | Meibomian Gland                  |     |
| H-02 | 硝子体鑷子(23Gトロカールシステム)               | 106-107 | K-10 | 眼瞼下垂鑷子                           | 155 |
|      | Vitreous Body (23G Trocar System) |         |      | Ptosis                           |     |
| H-03 | 硝子体鑷子(25Gトロカールシステム)               | 108     | K-11 | 眼窩形成術用鑷子                         | 156 |
|      | Vitreous Body (25G Trocar System) |         |      | Orbital and Oculoplastic Surgery |     |
| H-09 | 強膜プラグ鑷子                           | 109     | K-12 | 斜視鑷子                             | 157 |
|      | Scleral Plug                      |         |      | Strabismus                       |     |

#### B 剪刀 Scissors

|      |             |  |    |
|------|-------------|--|----|
| B-01 | マイクロ剪刀      | Scissors for Microsurgery                    | 43 |
| B-02 | 眼科用剪刀・抜糸用剪刀 | Ophthalmic Scissors, Scissors Suture Removal | 47 |

#### 特定用途剪刀 Scissors for specific use

|      |                                   |         |      |          |         |
|------|-----------------------------------|---------|------|----------|---------|
| G-10 | 眼内レンズ切断剪刀                         | 103     | I-04 | 緑内障用剪刀   | 130-131 |
|      | I.O.L.                            |         |      | Glaucoma |         |
| H-01 | 硝子体剪刀(20Gシステム)                    | 104-105 | J-02 | 角膜剪刀     | 133-135 |
|      | Vitreous Body (20G System)        |         |      | Cornea   |         |
| H-02 | 硝子体剪刀(23Gトロカールシステム)               | 106-107 |      |          |         |
|      | Vitreous Body (23G Trocar System) |         |      |          |         |

#### C 開瞼器 Speculum

|      |            |                                 |    |
|------|------------|---------------------------------|----|
| C-01 | ネジ止め式開瞼器   | Speculum with Stopper           | 52 |
| C-02 | スライディング開瞼器 | Sliding Speculum                | 55 |
| C-03 | ワイヤー開瞼器    | Wire Speculum                   | 57 |
| C-04 | リーバーマン開瞼器  | Speculum Lieberman              | 61 |
| C-05 | 吸引器付き開瞼器   | Speculum with Aspiration Device | 62 |

|      |                |                               |    |
|------|----------------|-------------------------------|----|
| C-06 | テンポラルアプローチ用開瞼器 | Speculum Temporal Approach    | 63 |
| C-07 | 未熟児用開瞼器        | Speculum for Premature Infant | 64 |

**D** 持針器 Needle Holder

|      |         |                                |    |
|------|---------|--------------------------------|----|
| D-01 | マイクロ持針器 | Needle Holder for Microsurgery | 65 |
| D-02 | 眼科用持針器  | Ophthalmic Needle Holder       | 69 |

**E** カニューラ・ニードル Cannula and Needle

|      |         |                           |    |
|------|---------|---------------------------|----|
| E-01 | 洗浄針・注入針 | Cannula, Injection Needle | 71 |
| E-02 | 涙管洗浄針   | Cannula Lachrymal         | 74 |
| E-03 | テノン嚢下針  | Cannula Sub-Tenon         | 76 |
| E-04 | 球後針     | Needle Retrobulbar        | 77 |



特定用途カニューラ・ニードル Cannula and needle for specific use

|      |   |    |      |                           |         |
|------|---|----|------|---------------------------|---------|
| G-03 | ハイドロ用カニューラ<br>Hydrodissection                           | 90 | H-08 | 硝子体用ニードル<br>Vitreous Body | 115     |
| G-07 | I/Aカニューラ・皮質吸引<br>I/A and Cataractus Material Aspiration | 96 | I-01 | 緑内障用ニードル<br>Glaucoma      | 125-127 |
| G-07 | 前房メインテナー<br>Anterior Chamber Maintainer                 | 97 | J-05 | 角膜用カニューラ<br>Cornea        | 139     |

**F** その他 Other

|      |           |                                  |    |
|------|-----------|----------------------------------|----|
| F-01 | 汎用スパテル    | Spatula General-Purpose          | 79 |
| F-02 | カリパー      | Caliper                          | 81 |
| F-03 | クレンメ・クリップ | Serrefine                        | 82 |
| F-04 | 替刃パンチ・替刃  | Razor Blade Breaker, Razor Blade | 83 |
| F-05 | 角板・縫合針    | Lid Plate, Needle Suturing       | 85 |



特定用途スパテル Spatula for specific use

|      |                                  |         |      |                      |         |
|------|----------------------------------|---------|------|----------------------|---------|
| H-06 | 硝子体用スパテル<br>Vitreous Body        | 113     | I-01 | 緑内障用スパテル<br>Glaucoma | 125-127 |
| H-12 | 経強膜用スパテル<br>Transscleral Surgery | 122-124 | J-05 | 角膜用スパテル<br>Cornea    | 139     |
|      |                                  |         | K-07 | 翼状片スパテル<br>Pterygium | 150     |

**I** 特定用途器具 Specific Use Categories

**G** 白内障手術 Cataract Surgery

|      |                         |  |     |
|------|-------------------------|--|-----|
| G-01 | 輪匙・核娩出・固定用器具            | Loop, Nucleus Hook, Fixation Instruments                                 | 86  |
| G-02 | 前嚢切開(CCC鑷子・マーカ・チストーム)   | Forceps CCC, Marker CCC, Needle Cystotome                                | 88  |
| G-03 | ハイドロ用カニューラ              | Cannula Hydrodissection  | 90  |
| G-04 | 核分割器具(D&C法・Phaco Chop法) | Nucleus Dividing & Separating (D&C, Phaco Chop)                          | 91  |
| G-05 | 核分割器具(その他)              | Nucleus Dividing & Separating (Other Methods)                            | 94  |
| G-06 | カプセルスクレイパー              | Capsule Scraper  | 95  |
| G-07 | I/Aカニューラ・皮質吸引・前房メインテナー  | I/A Cannula, Cataractus Material Aspiration, Anterior Chamber Maintainer | 96  |
| G-08 | 眼内レンズ鑷子                 | Forceps I.O.L.   | 98  |
| G-09 | 眼内レンズフック                | Hook I.O.L.  | 100 |
| G-10 | 眼内レンズ切断剪刀               | Scissors I.O.L.  | 103 |

## H 網膜・硝子体手術 Vitreoretinal Surgery

|      |                        |   |     |
|------|------------------------|---|-----|
| H-01 | 硝子体鑷子・剪刀(20Gシステム)      | Forceps, Scissors Vitreous Body (20G System)        | 104 |
| H-02 | 硝子体鑷子・剪刀(23Gトロカールシステム) | Forceps, Scissors Vitreous Body (23G Trocar System) | 106 |
| H-03 | 硝子体鑷子・剪刀(25Gトロカールシステム) | Forceps, Scissors Vitreous Body (25G Trocar System) | 108 |
| H-04 | トロカールシステム              | Trocar System                                       | 109 |
| H-05 | 網膜ブラシ・ダイヤモンドイレーザー      | Retinal Brush, Diamond Eraser                       | 112 |
| H-06 | 硝子体ピック・スパーテル           | Pick, Spatula Vitreous Body                         | 113 |
| H-07 | 硝子体ナイフ                 | Knife Vitreous Body                                 | 114 |
| H-08 | 硝子体ニードル・ハンドピース         | Needle, Handpiece Vitreous Body                     | 115 |
| H-09 | 強膜プラグ・強膜プラグ鑷子          | Scleral Plug, Forceps Scleral Plug                  | 118 |
| H-10 | 眼球圧迫器                  | Scleral Depressor                                   | 119 |
| H-11 | 未熟児鉤                   | Retractor for Premature Infant                      | 121 |
| H-12 | 経強膜用器具(レトラクター・鉤・カリパー)  | Transscleral Instruments (Retractor, Caliper)       | 122 |

## I 緑内障手術 Glaucoma Surgery

|      |                        |  |     |
|------|------------------------|--|-----|
| I-01 | 緑内障用スパーテル・ニードル・ナイフ     | Needle, Spatula, Knife Glaucoma                      | 125 |
| I-02 | トラベクトミープローベ            | Probe Trabeculotomy                                  | 128 |
| I-03 | シュレム氏管鑷子・トラベクトミープローベ鑷子 | Forceps Schlemm's Canal, Forceps Trabeculotomy Probe | 129 |
| I-04 | 緑内障用剪刀・パンチ             | Scissors, Punch Glaucoma                             | 130 |

## J 角膜手術 Corneal Surgery

|      |                  |                         |     |
|------|------------------|-------------------------|-----|
| J-01 | 眼球固定リング          | Fixation Ring           | 132 |
| J-02 | 角膜剪刀             | Scissors Cornea         | 133 |
| J-03 | トレパン・パンチ         | Trephine, Punch         | 136 |
| J-04 | DSEK用鑷子          | Forceps DSEK            | 138 |
| J-05 | 角膜手術用スパーテル・カニューラ | Spatula, Cannula Cornea | 139 |
| J-06 | マーカー             | Marker                  | 140 |

## K 外眼部 Instruments for External Eye

|      |                        |  |     |
|------|------------------------|--|-----|
| K-01 | 異物処置(おたま鑷子・異物鑷子)       | Foreign Body Removal (Spoon Forceps, Foreign Body Forceps)                 | 141 |
| K-02 | 異物処置(異物針・匙・ドリル)        | Foreign Body Removal (Foreign Body Needle, Curette, Drill)                 | 142 |
| K-03 | 涙道手術(ブジー・涙管拡張針)        | Lachrymal Instruments (Bougie, Dilator Lachrymal)                          | 144 |
| K-04 | 涙道手術(ピグテールプローブ・涙小管誘導子) | Lachrymal Instruments (Pigtail Probe, Probe)                               | 146 |
| K-05 | 霰粒腫・麦粒腫・マイボーム腺(鋭匙・鑷子)  | Chalazion, Hordeolum, Meibomian Gland Instruments (Sharp Curette, Forceps) | 148 |
| K-06 | 結膜弛緩症用器具(マーカー・剪刀)      | Conjunctival Chalasis Instruments (Marker, Scissors)                       | 149 |
| K-07 | 翼状片処置(スパーテル・ゴルフ刀)      | Pterygium Instruments (Spatula, Golf Knife)                                | 150 |
| K-08 | 挟眼器・開眼鉤                | Forceps Chalazion, Retractor Eye Lid                                       | 151 |
| K-09 | 開創鉤・開創器                | Retractor Fish-Hook, Retractor   | 153 |
| K-10 | 眼瞼下垂鑷子                 | Forceps Ptosis   | 155 |
| K-11 | 眼窩形成術用鑷子               | Forceps Orbital and Oculoplastic Surgery                                   | 156 |
| K-12 | 眼筋クランプ・斜視鑷子            | Clamp Muscle, Forceps Strabismus   | 157 |
| K-13 | 斜視鉤                    | Hook Strabismus  | 158 |

## L 消耗品・関連用品 Consumables and Related Items

|      |                   |  |     |
|------|-------------------|--|-----|
| L-01 | 吸水スポンジ・M.Q.A.ホルダー | Sponge, Sponge Holder                        | 160 |
| L-02 | 眼帯                | Eye Shield                                   | 162 |
| L-03 | 器具保護キャップ          | Instrument Protection Cap                    | 163 |
| L-04 | 眼内圧降下器(ホナンバルーン)   | Intraocular Pressure Reducer (Honan Balloon) | 164 |
| L-05 | 滅菌トレー             | Sterilization Tray                           | 165 |
| L-06 | 洗浄液               | Cleaning Solution                            | 170 |
| L-07 | マーキングペン           | Marking Pen                                  | 171 |

# 本カタログの特長

「見やすさ」「使いやすさ」「わかりやすさ」をテーマに編纂した、イナミ眼科手術器具の総合カタログです。

## ✓「見やすさ」

それぞれの製品の異なる形状を考慮し、ページ内で必要な情報がすぐに見つかる最適なレイアウトを実現しました。

## ✓「使いやすさ」

本書は「製品カテゴリー」「製品名」「製品コード」「製品英語名」「製品シリーズ」のすべてより製品検索ができるマルチサーチ仕様となっています。

特に「製品カテゴリー」は本書側面のガイドより、直感的でスピーディな検索が可能です。

## ✓「わかりやすさ」

製品の詳細部には、特徴をわかりやすくまとめたアイコンを配置しています。

また、サイズ情報や関連製品のナビゲーションを充実させることで、よりわかりやすい構成となっています。

### アイコン Icons



マイクロファイン  
MICROFINE Series



チタン製品  
Titanium Product



金色あり  
Gold Colour Available



ビットブロス  
VITBROS Series



滅菌トレー付  
with Sterilisation Tray



紫色あり  
Purple Colour Available



フラッパー  
FLAPPER Series



シリンジ付  
with Syringe



名彫り可  
Name Carving Available

※内容によっては名彫りの場所が限られます。  
Carving-part may be limited depending on name.



タングステン  
カーバイド  
Tungsten Carbide



受注生産品  
Make to Order

### 詳細カテゴリー Detailed Category

最も細分化されたカテゴリーをアルファベットと数字の組み合わせコードにて表示しています。


### 製品カテゴリーガイド Category Guide

ページをめくりながら直感的に目的のカテゴリーにたどり着けるガイドです。


### 器具先端サイズ情報 Tip size Information

本文中の器具先端サイズ情報は、以下の箇所について説明しています。


有鉤鑷子  
Forceps with Teeth



P-H型有鉤鑷子  
Forceps with Teeth P-H Type



開瞼器  
Speculum



### 関連商品ナビ Related Item Navigator

関連のある特定用途器具を続けて検索する際にご利用いただけるナビゲーターです。

The sample page shows a vertical category guide on the left with letters A through L. The main content area displays 'A-09 眼球固定鑷子' (Forceps Fixation) with sub-categories: '直' (Straight), '曲' (Curved), and 'グレイフェー氏' (Graefe). Each sub-category includes a product image and a model number (e.g., S-380S, S-380C, S-361, S-362). Below this is a '関連商品ナビ' (Related Item Navigator) table listing various specialized forceps with their model numbers and page references.

| 特定用途鑷子 |                | Forceps for specific use |       |
|--------|----------------|--------------------------|-------|
| G-02   | 眼瞼収縮 (CCC) 用鑷子 | 88-09                    | 88-09 |
| G-04   | 吸引鑷子           | 94                       | 94    |
| G-09   | 眼内レンズ鑷子        | 99/99                    | 99/99 |
| H-01   | 硝子体鑷子 (遠視用)    | 104                      | 104   |
| H-02   | 硝子体鑷子 (近視用)    | 106                      | 106   |
| H-03   | 硝子体鑷子 (近視用)    | 108                      | 108   |
| H-09   | 眼瞼アプク鑷子        | 118                      | 118   |
| I-03   | シリウム鑷子         | 129                      | 129   |
| J-04   | DECK 吸引鑷子      | 138                      | 138   |
| K-01   | 右にまき子          | 141                      | 141   |
| K-05   | マクドナルド鑷子       | 148                      | 148   |
| K-10   | 眼瞼下鑷子          | 155                      | 155   |
| K-11   | 眼瞼鉗成用鑷子        | 156                      | 156   |
| K-12   | 針鉗鑷子           | 157                      | 157   |

※このサンプルページはダミーです。

# 手術器具のお取扱いについて



眼科用マイクロサージャリー器具は小さく、複雑な構造を持つ物が多いことが特徴です。非常にデリケートな製品であるため、外科等の他科で用いられる器具と同等に扱われると破損の原因となりますので、より繊細なお取扱いをお願い致します。

器具をご使用になる前に、ここに記載されている注意事項を必ずお読みください。

## ⚠ 使用上の注意

### ご使用前にチェックと洗浄を

すべての器具は出荷前に入念に検査され、梱包されて出荷致しておりますが、輸送中に取扱いの不注意から破損する場合がありますので、到着次第十分にチェックを行って下さい。万一お届けした器具に異常がありましたら、ご使用は避け、直ちに当社までご連絡ください。

またお手元に届いてから初めて使用される際は、必ず一度洗浄してからご使用ください。

### 器具の保管について

マイクロサージャリー器具は、シリコンマットを敷いたトレーにて保管することをお勧めします。先端がデリケートな器具は保護チューブを装着してください。チューブは出荷時に付属しています。

ロック機能(止め)のついた器具は、ロックを開放した状態で保管してください。ロック状態で長期保管すると、ハンドルテンションが変わるなどの不具合が発生し、器具が傷むことがあります。スプリング式のハンドルを持つ器具や、I L M 鑷子等のようなパイプシャフト式の器具も同様で、ハンドル部やシャフトにストレスがかからない状態で保管してください。

また錆びている器具、材質の劣化の見られる器具がある場合は、別に保管してください。

### 使用目的・方法は守ってください

マイクロサージャリー器具は微細な先端部を有するものが多く、それぞれの用途に合わせた強度で作られているため、使用目的は厳密に限定されています。本来の用途以外で使用されますと、器具が破損する危険性があります。形状が類似しているからという理由で他の目的に使用しますと、器具の強度の限界を超える力が加わり、曲がったり、折れたりする可能性がありますのでご注意ください。

## ✗ 誤った使用例

- M-136N 永原式フェコチョッパーを M-127C シンスキー氏 IOL ポジショニング用フックの代用とする。
- M-136 分割君(徳田式核分割フック)を M-128C レンズ用プッシュアンドブル鉤の代用とする。
- 虹彩鑷子を、強角膜鑷子の代用にしたり、9-0、10-0 用の結紮鑷子で 4-0、5-0 などの太い縫合糸の結紮を行ったりする。
- 角膜縫合用デリケート持針器を、ディスボ針を曲げるペンチの代用とするなど。

### 使用頻度の過多

ディスポーザブル製品の使用回数は 1 度のみです。洗浄・滅菌処理を行ったとしても再度使用しないでください。

再滅菌、再使用のできるリユース製の器具においても、多頻度の洗浄・再滅菌による加熱冷却が、通常からストレスのかかっている止め金部分やヒンジ部分のひび割れ・弾力性の劣化を誘発します。

### 消毒剤使用に関する注意

塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるのでなるべく使用を避けてください。このように材質を腐食させるような物質に接触した器具は、特に念入りに洗浄・乾燥させる必要があります。

## 同一箇所の二度曲げ禁止

スパーテルやブジーなどを曲げて使用した場合、完全にもとの状態に戻すことは不可能です。例えばS-185・S-185R涙管ブジーはJ I S T 2 1 6 9の規格により、直径10mmの丸棒に沿って180度曲げても折れません。しかし一度折り曲げたものをもとに戻しますと完全な直線には復元せず、曲げ戻しをした部分に小さな膨らみができます。この部分には強度のストレスが加えられ、弾力性もなくなり硬化していますので、簡単に折れてしまいます。危険ですのでご使用にならないでください。

再使用する場合は表面に傷等がないか、表面が円滑であるかを、顕微鏡で必ず確認してください。

## 器具にダメージを与えてしまった場合

床に落としたり衝撃を与えたりした器具は、メーカーのチェックを受けて損傷のないことが判明するまで使用しないでください。一見問題がないように見えても、デリケートな器具の異常は専門の技術者でなければ発見が困難です。

## 使用後の注意

付着している血液・体液・組織・薬品等が乾燥しないよう、使用後は直ちに洗浄液等に浸漬してください。

## 正しい洗浄・滅菌の方法で処理してください

眼科用器具はその形状や素材、用途によってそれぞれ適した洗浄・滅菌方法があり、誤った洗浄・滅菌は、破損等の原因となります。器具をより長く安全にお使いいただけるよう、器具のメーカーが推奨する洗浄・滅菌の方法にて処理を行うようお願い致します。次にイナミが推奨する洗浄・滅菌方法をご紹介します。

## 理想的な洗浄・滅菌

### 基本手順



器具は使用後直ちに洗浄し、純水で濯ぎを行います。完全に乾燥させた後、各器具に適した方法で滅菌を行ってください。洗浄・乾燥後は、汚れが完全に除去されていること、及び器具の作動チェックを行うようにしてください。

### ！ 注意

#### カニューラ・ニードル・パイプシャフト型器具の処理

カニューラ・ニードル・パイプシャフト型器具（ILM鑷子等）のように細い管空形状を有する器具は、次の操作を行うようにしてください。

【強制通水】→[洗浄前] [濯ぎ後]： より高い洗浄効果が得られます。特にパイプシャフト型の器具は、付属の専用注射器で通水し予備洗浄を行うようにしてください。

【強制通気】→[乾燥前]： 乾燥の促進。パイプ内の水分を完全に除去する。

## 洗浄

眼科用マイクロサージャリー用器具は、なるべく機械的な洗浄（こすり洗いや一般的な超音波洗浄器の使用等）は避け、化学的な洗浄を行うようお願い致します。ワイヤーブラシ、金属研磨剤等は洗浄に使用しないでください。基本的には洗浄液への浸漬洗浄が適しています。

### 浸漬洗浄（しんせきせんじょう）

洗浄液へ漬けることで、頑固な汚れや目に見えずに残った汚れを浮かすことができます。  
デリケートに扱わなければならない器具や手の届かない部分があるような器具に適した洗浄方法です。

### 浸漬洗浄する際の注意

器具先端・ヒンジ・ロック（止め）・関節式ジョイント部位等は開いた状態で洗浄液に浸してください。（剪刀、持針器、止血鉗子、スプリングハンドル式鑷子等）

また、浸漬中は器具が重ならないようにしてください。洗浄液が行き届かず汚れが落ちない部分が発生してしまいます。

### 超音波洗浄器を使う場合

通常の超音波洗浄器は目に見えないダメージを器具に与えてしまいます。先端がデリケートなフック等は、器具を手を持った状態で先端のみ洗浄液に漬け、短時間処理されるようお願いいたします。

また洗浄液は常に新しいものを使用するよう心掛けてください。洗浄液中の汚れは器具に傷を与え、性能の低下につながります。（例：剪刀の切れ味低下など）

イナミ手術器具用超音波ディスイنفクター  
**LEVITEX**  
SS-100 レビテックス



超音波洗浄器を使用される場合は、レビテーション方式による超音波ディスイنفクター『LEVITEX』の使用をお勧め致します。  
詳細資料等をご希望の場合は、当社へお気軽にお問い合わせください。

### 落ちにくい汚れの洗浄

流水での予備洗浄→洗浄液へ浸漬→本洗浄の手順で行なうと、より効果的です。器具に付着した血液、体液等の除去は、イナミクリーンPへの浸漬が効果的です。

器具の汚れ具合を把握し、効率の良い除染手順を選択してください。

## 濯ぎ

洗浄の仕上げには純水による濯ぎを行う必要があります。

手術器具の洗浄には塩類等の不純物を完全に除去した純水が理想的です。水道水は飲料水にするために主に塩素系の消毒液を含有しています。水道水を洗浄に用いた場合、水の中に含有される塩素により金属の腐食が発生します。またミネラルなど微量の不純物が付着して残り、シミやサビの原因となります。（※反射防止のためのノングレア表面処理・サテン仕上げの製品にはシミの付着が避けられません。）老朽化した水道管を通ってきた水に含まれるサビの粒子も、器具に付着するとサビや腐食の原因になります。

## 乾燥

洗浄後は、速やかかつ完全に乾燥させてください。水分が残っているとサビや滅菌効果低下の原因となります。器具の乾燥に際しては、糸屑のでない柔らかい織布、当社M.Q.A.、柔らかいブラシ、空気ガンを使用しての乾燥が効果的です。（繊維で引っかけて器具に損傷を与えることがあるため、デリケートな先端部の拭き取りにはガーゼ、脱脂綿等の繊維質のものは使用しないでください。）

剪刀のヒンジ部位のように金属が重なっている部分は水分が残りやすいため、器具先端を開き、ヒンジ部位を開放した状態で乾燥させてください。パイプ形状の器具も通気等を行ない、積極的に乾燥を行ってください。

## 滅菌

### ！ 注意

各器具に適した滅菌方法を選択してください。

器具の素材や形状によっては、滅菌効果が十分に得られない可能性があります。以下をご参考に、各医療機関様の方針に従った滅菌処理を行ってください。

- ◆ ステンレス製・チタン製等のイナミ鋼製手術器具（一部シリコンを使用した製品を含む）は、基本的にオートクレーブ（高圧蒸気滅菌）が可能です。（素材は添付文書に記載されています）
- ◆ 長い管空を有するパイプシャフト形状の器具は、EOG滅菌ではガスが十分に管空内に達しない場合も想定されるため、オートクレーブでの滅菌を推奨致します。カニューラ・ニードル程度の長さの器具であれば、EOG滅菌でも効果が得られると考えられます。
- ◆ カニューラ・ニードル・パイプシャフト型器具のプラズマ滅菌での滅菌効果は検証していません。チタン製品はプラズマ滅菌で若干退色する場合がありますが、品質には問題ありません。

|                | 高圧蒸気<br>滅菌 | EOG<br>滅菌 | プラズマ<br>滅菌 |
|----------------|------------|-----------|------------|
| 鑷子・剪刀・持針器・開眼器  | ○          | ○         | ○          |
| カニューラ・ニードル・フック | ○          | ○         | △          |
| パイプシャフト        | ○          | △         | △          |
| チタン製品          | ○          | ○         | △          |

○…可能      △…お勧めできない

### 滅菌前にしっかりと除染

器具の表面に汚れ・蛋白質等が付着したまま滅菌を行わないようにしてください。洗浄の不完全さを滅菌でカバーしようとししないでください。

### 器具は完全に乾燥させてください

器具に水分が残ったまま高圧蒸気滅菌処理を行いますと、サビが発生する原因となります。またEOG滅菌では滅菌効果が低下します。

### ロック(止め)は外してください

ロック(止め)付器具に高圧蒸気滅菌を行う場合は、金属膨張による破損を防止する為に、ロックをはずした状態で滅菌処理を行ってください。

## 先端の保護

有鉤鑷子やパイプシャフト系の器具などは先端が非常にデリケートなため、滅菌の際はシリコンチューブ等にて先端を保護し、シリコンマット式滅菌トレーや専用ケースに入れて滅菌処理をされるようお願い致します。

## 付属の保護キャップについて

ご購入いただいた際、当社鑷子類等に付属している先端保護用のチューブは塩化ビニル製で、耐熱温度は50℃です。オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)やガス滅菌にて処理をされますと、変形する場合等がありますので、ご注意ください。

## 資料


ジョンソンエンドジョンソンメディカル株式会社のご協力で当社製品を100回の滅菌試験にかけ、以下の結果を得ました。

| 品名                 | カタログNo. | 材質                 | 滅菌後の状況  |
|--------------------|---------|--------------------|---|
| 持針器                | K1-42   | SUS 420 J2         | 器具表面に色の変化はある(全体的に色が褪せる、ハンドルの内側が青色や金色に変化する)が、器具の性能には影響なし。  |
| 鑷子                 | K1-22   | SUS 420 J2         | 同上  |
| 有鉤鑷子               | S-310   | SUS 420 J2         | 部分的に変色あり、器具の性能には影響なし。                                     |
| 剪刀                 | M-54RC  | SUS 420 J2         | 外観、器具の性能(刃の切れ味)とも影響なし。                                    |
| ヴァナス氏剪刀            | S-615A  | SUS 420 J2         | 部分的に変色あり、器具の性能には影響なし。                                     |
| クント氏挟験器            | S-485   | SUS 420 J2         | 柄の溝の部分に変色あり、器具の性能には影響なし。                                  |
| Mフック               | M-1101  | SUS 420 J2         | 表面に若干変色有り、器具の性能には影響なし。                                    |
| 鑷子                 | MB-012  | チタン合金              | 同上  |
| IOL 鑷子             | MB-040  | チタン合金              | 同上  |
| 角板(製造中止品)*         | S-247A  | プラスチック             | 表面がザラつき、不適當。  |
| 滅菌ケース              | M-218   | プラスチック             | 外観、品質に影響なし。   |
| 手術用コンタクトレンズ(製造中止品) | M-596   | 枠:アルミニウム<br>レンズ:石英 | 表面のメッキがはがれる。レンズ接着剤が変化し反射が出て観察困難につき不適用。レンズのガラス材そのものには影響なし。 |
| 接続用コード             | 22-1202 | 外側:シリコン<br>内側:電線   | 外観、品質に影響なし。   |
| 消毒用キャップ            | -       | シリコン               | 同上  |

\* 金属製角板(S-247B)は製造しております。

## 形状別器具洗浄・滅菌方法まとめ

### 鋼製小物全般(鑷子・剪刀・持針器・開瞼器・フック等)



#### 眼科用手術器具の洗浄

基本的には洗浄液への漬浸洗浄をお勧めします。超音波洗浄器を使用される場合は、洗浄器の底にシリコンマットを敷くなどして、器具への衝撃をなるべく減らせるようお願い致します。フック等 非常にデリケートな器具の洗浄に超音波洗浄器を使用される場合には、器具を手を持って先端のみ洗浄液に短時間漬ける形でご使用ください。

#### 眼科用手術器具の滅菌

弊社器具には、ご購入いただいた際に先端保護用のチューブを付属している製品がございます。これらのチューブは塩化ビニル製ですので、高圧蒸気滅菌やガス滅菌で変形する可能性があります。ロック付(止め付)器具の場合は、金属膨張による破損防止の為にロックをはずしてください。

**注意:** 滅菌の際には洗浄した器具を完全に乾燥させた後に行ってください。(水分が付着しているとオートクレーブ滅菌の場合、サビが発生し、EOG滅菌の場合、EOGが水に溶けて滅菌効果を失わせたり、生体内に吸収されることがあります)

### 管空状の器具(カニューラ・ニードル等)



#### 管空状器具の洗浄

これらの器具は手術中に付着した組織や薬液などによる詰まりを防ぐために、使用後は乾燥しないうちに通水を行ってください。イナミクリーンを通していただくとより効果的です。

#### 無水アルコール処理

通水の後、注射器によって無水アルコールを通していただくと、その後の水分除去がより行いやすくなります。

#### 滅菌前後の水分除去

洗浄後、水分が残っていると、サビや滅菌効果低下の原因となります。オートクレーブによる滅菌処理の場合、滅菌後の十分な乾燥が可能なよう器具の配置などにご注意ください。

## パイプシャフト型の器具(河合氏CCC鑷子など)



## 器具の劣化 サビ(腐食)・シミ・熱ヤケ・ひび割れ

### サビ(腐食)

金属製器具を使用する限り、常にサビ(腐食)に対する防御策を講じる必要があります。剪刀のヒンジ部分、ハンドルの滑り止めの筋、鑷子のかしめ加工及びバネ熔接部分、遮蔽されて見えない部分等に多発する傾向があります。洗浄・清掃・乾燥処理を念入りをお願い致します。

サビは体液、血液等といった有機物の付着と混同されることがあります。これらはメーカーの専門チェックを受けないと正確には判定できない場合がありますのでメーカーに送ってチェックを受けることをお勧め致します。

#### 【よくあるサビの原因】

- ◆ 水分に含まれる塩素、ミネラル、老朽化した水道管からのサビの粒子等
- ◆ 液体またはガス状の薬品との反応 (ハロゲンイオンの付着)
- ◆ 濃い酸性溶液への長時間の漬け込み→薬品の使用時間は最低限とし、消毒後はしっかりと水洗。
- ◆ 汚れた消毒剤への漬け込み
- ◆ 空気中の湿気
- ◆ 僅かなヒビからの腐食→ヒビ割れの内部は研磨されていないため錆びやすい。
- ◆ 異なる成分の金属製品との接触放置→水分がある状態では腐食を誘発します。
- ◆ 摩擦→剪刀のヒンジ等繰り返し摩擦される部位は、表面皮膜が剥がれてサビが発生することがあります。

イナミクリーンLの使用で、軽度のサビを除去することができます。またご購入後に、まずイナミクリーンLへの浸漬処理をしていただくことで、サビの発生を軽減させることができます。(製作の過程で器具表面に残存する酸化物を除去できるため)

## シミ

金属表面に色のついた輪状のシミが現れることがあります。これらは水に含まれるミネラル・重金属イオン等が金属表面に付着し、オートクレーブ滅菌の影響により化学変化をおこして変色したものです。

サビと間違われることがありますが、侵食を伴うサビ(腐食)とは異なり異物が表面に付着しているだけです。多くの場合除去が可能です。

### 【シミの種類】

- ◆ 薄い色の輪状のシミ→水に含まれるミネラル・重金属イオン等が原因 洗浄・滅菌には純水を使用してください
- ◆ 白いシミ→ある種の洗浄剤に含まれるリン酸塩により発生することがあります。
- ◆ 茶褐色の付着物→器具の金属表面に黄色がかった茶色から褐色の付着物が現れることがあります。これらは洗浄剤の残存成分が滅菌の過程で化学変化してシミとなったもので、洗浄中に手の届きにくい部位に多く発生します。誤って錆びと思われる場合もありますが、表面を強く摩擦するか洗浄剤の使用により痕跡を残さず除去できます。

シミの状態が軽度であればイナミクリーンLに浸せば除去できます。

金属表面の強い摩擦…クリーナーを用いる場合は研磨剤を含まないものを使用してください。研磨の際は器具に余計な力を加えないよう注意してください。

## 熱ヤケ

高圧蒸気滅菌で空焚きをしてしまった等の場合、熱により金属表面が黒褐色に変色してしまいます。

この変色はイナミクリーンRでもとに戻すことが可能です。

しかし熱によって金属の「焼入れ」がもとに戻り、強度が劣化する可能性がありますので、ご注意ください。

## ストレスによるひび割れ


外部からの衝撃や機械的加圧、瞬間的な極端な温度差等でひび割れを起こす可能性があります。

ロック付きの器具は、特に注意が必要です。洗浄・滅菌の際はロックをはずし、ストレスフリーな状態での処理をお願い致します。

# + 手術器具のメンテナンスに関して

当社の鋼製手術器具類は基本的には修理は可能ですが、鑷子の鉤の破損・摩耗・著しい噛み合わせ不良、核分割フック類の著しい曲りなど、修理を施すことにより、原型をとどめられない場合等、修理が不可能な場合もありますので、ご承知おきください。

器具にやさしい  
次世代洗浄器。



イナミ手術器具用超音波ディスインフェクター

**LEVITEX**


SS-100 レビテックス

世界特許の新技术、「レビテーション」  
Global Patent 高い洗浄能力 + 器具の劣化防止  
Steadiness


従来の超音波器具洗浄器が採用している「キャビテーション」による超音波洗浄は、超音波粒子が一面に集中してしまい、器具の劣化の原因となることがありました。また対象物に面で着波する「たたたく」洗浄方式であったため、洗浄できる器具金属製に限られ、洗いムラが発生する柔らかいプラスチック類、ゴム製品には不向きでした。

これに対しレビテクスの「レビテーション」方式を採用。均一に広がる超音波粒子により器具を劣化させることなく、高い洗浄力を発揮します。対象物あらゆる角度から着波する「こそす」洗浄方法により、金属製品はもちろん、柔らかいプラスチック類、ゴム製品も確実に洗浄します。

●キャビテーション




単一方向からの着波による従来型の洗浄




従来型の超音波発生強度


●レビテーション




多角度からの着波によるレビテクスの洗浄



レビテクスの超音波発生強度



拡大




ステンレス製器具に従来型超音波500回照射  
※エロージョン(侵食)が発生




ステンレス製器具にレビテクス超音波500回照射

簡単操作で確かなパフォーマンス

レビテクスはその操作性も特徴のひとつです。コントロールパネルは利便性を追及したシンプル設計。各種専用トレー、バスケットに器具をセットした後は、給水・洗剤注入などすべてのフェーズが全自動で行われます。また異常報知機能を搭載しているので、安心して別業務を行うことができます。



専用器具トレー



タイム・マネジメントの効率化

デリケートな眼科用手術器具を確実に洗浄するためには、セッティング・洗浄・すすぎ・乾燥とそれぞれに手間のかかる作業フローが欠かせませんでした。また破損や紛失、不純物の残留によるシミやサビを避けるため、各作業には神経を使う必要がありました。

レビテクスはその手間を省き、作業時間の軽減をサポートします。

フローが家庭用の食器洗浄器のように全自動で行われるため、その間の時間は別の作業に充てることができます。効率のよい現場のマネージメントをお手伝いします。

レビテクスの作業フロー

ノーマル洗浄モード (エアブローまで全自動) 約135分



スピード洗浄モード (すすぎまで全自動) 約55分30秒



※エアブローは必要に応じて手動でお使いいただけます。

プリオン感染予防ガイドラインに対応

手作業による手術器具洗浄や、これまでの洗いムラでの超音波洗浄では、洗浄漏れによる感染症のリスクがありました。レビテクスの均一かつ強力な洗浄はこうした不安を解消し、患者様の安全を守ります。さらに93℃の熱水による洗浄機能を搭載。プリオン感染予防ガイドライン2008に対応しています。



# Inami × Titanium

イナミ ハイスペック・チタン製手術器具シリーズ



## W<sub>2</sub>C tungsten carbide

最新の独自技術により、チタン製持針器・結紮鑷子の先端把持部表面に、タングステンカーバイド（W<sub>2</sub>C）のコーティング加工を施すことに成功しました。

この加工法は、器具先端のエッジに適度な丸みを生むため、従来の貼り付け加工に起こる縫合糸が切れてしまうトラブルを解消します。

ヒーロンを使用した場合でもコーティング面は糸や針を滑らずに保持できることがテストによって判明しています。結紮鑷子の場合、本来の用途の他に、デリケートな組織にダメージを与えにくい安全な結膜鑷子・無鉤鑷子としてもご使用いただけます。


10-0 縫合糸、結紮前 拡大：× 500





10-0 縫合糸、結紮後 拡大：× 500



イナミ：コーティング加工  
◆ 縫合糸が切れにくい



貼り付け加工  
◆ 縫合糸が切れてしまう場合がある



当カタログではこのアイコンが目印です。

※商品の詳細は巻末の索引をご利用の上、カタログ本文にてご確認ください。



## イナミ、渾身の硝子体器具シリーズ——

イナミが提案する新しい硝子体器具のスタンダード、ビットブロス・シリーズは、「頼れる硝子体器具」をコンセプトに、イナミの技術を惜しみなく投入した妥協のないクオリティ、高い耐久性、さらにハイ・コストパフォーマンスを同時にお届けすることを目的として開発されました。

試行錯誤の末、最良に設定されたハンドルのテンションに加え、イナミ独自のマイクロ粒子技術が実現するサンドブラストによるノングレア加工が、顕微鏡下でのスムーズな操作性、そしてクリアな視界の確保を約束します。

さらにシャフトの強度にこだわり、ステンレスの絞り加工と熱処理のコンビネーションを採用。コシの強さと耐久性を高めることに成功しました。



 **UITBROS**

イナミ硝子体器具シリーズ



当カタログではこのアイコンが目印です。

※商品の詳細は巻末の索引をご利用の上、カタログ本文にてご確認ください。

# Flapper

イナミ マイクロ鑷子 フラッパーシリーズ

「先端の開き15mm」が実現した  
かつてないフィット感。



従来品の8~10mmに対し、15mmに設定した先端の開きが顕微鏡下での可視性と絶妙な操作性を両立させました。



前方突出部の長さをやや短めにし、鉤の幅を0.12mmにしたことで、あらゆる組織の把持が容易になりました。



通常はストレートの鉤を、くちばし型の高精度デザインにすることで、軽いチカラでも確実な把持を実現しました。

comfort  
stability  
visibility

## 自分の指のような操作性

従来の鑷子に比べ、力を加えない状態の先端の開きを15mmとやや広めに設定。顕微鏡下での可視性を重視しつつ、握った際の感覚が指にぴったりとすいつくような、これまでにない抜群の安定性を実現しました。

ぜひ一度手にとって、このまるで自分の指先のような操作性を体感してください。



M-177CN  
マイクロコリブリ鑷子

※コリブリ鑷子以外にも先端の開き15mmのラインナップを取り揃えております。  
詳細は巻末の索引をご利用の上、カタログ本文にてご確認ください。




当カタログではこのアイコンが目印です。



*The Meister Quality*

## 技術の結晶。

イナミ・マイクロファインは、私たちが誇る  
極小先端加工技術を余すことなく注ぎ込んだ、  
ワンランク上の器具シリーズです。  
熟練の職人により、一本一本丁寧に作り出される  
徹底した品質とユーザビリティ。  
0.1 mm以下の精密な鉤がその技術力の証です。

 **MICRO FINE**  
Inami Super Precision Series



当カタログではこのアイコンが目印です。

※商品の詳細は巻末の索引をご利用の上、カタログ本文にてご確認ください。

吸水率

体重70kgなら、生ビール約2800杯分。<sup>\*</sup>



イナミのM.Q.A.(Medical Quick Absorber)は、自重の約20倍の水を吸収可能。  
これは体重70kgの人に例えるなら、生ビール中ジョッキ約2800杯分に相当します。  
業界トップクラスの吸水率と品質を誇る「元祖眼科用吸水スポンジ」。

選ぶなら、やっぱりイナミのM.Q.A.。



原寸大


<sup>\*</sup> 1杯500mlの水として換算  
<sup>\*</sup> イラストはイメージです

眼科用吸水スポンジ

**M.Q.A. M.Q.A. エコスティック**



# THE HUMAN EYE



- |                   |              |                 |              |              |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1. 眼軸(外側)         | 11. 毛様体筋     | 21. 硝子体         | 31. 鞘内腔      | 41. 毛様体輪     |
| 2. 角膜頂点           | 12. 水晶体前面    | 22. 光軸          | 32. 視神経鞘     | 42. 後房       |
| 3. 水晶体前極          | 13. 瞳孔括約筋    | 23. 中心窩         | 33. 強膜の視神経管  | 43. 球結膜      |
| 4. 角膜前境界板(ボーマン氏膜) | 14. 水晶体後極    | 24. 眼底後極部       | 34. 眼杯       | 44. 線維柱帯、小柱網 |
| 5. 角膜後境界板(デスメ膜)   | 15. 網膜網様体層   | 25. 水晶体         | 35. 強膜       | 45. 角膜       |
| 6. 虹彩             | 16. 鋸状縁      | 26. 水晶体後面       | 36. 脈絡外隙     | 46. 虹彩前面     |
| 7. 角膜輪部           | 17. 外直筋、外側直筋 | 27. 毛様体小帯(チン氏帯) | 37. 神経層      | 47. 虹彩後面     |
| 8. 前房濾過隅角         | 18. 網膜       | 28. 毛様体         | 38. 網膜       | 48. 前房       |
| 9. シュレム氏管         | 19. 赤道       | 29. 眼軸(内側)      | 39. 赤道       | 49. 前部角膜上皮   |
| 10. 結膜            | 20. 脈絡膜      | 30. 視神経乳頭、視神経円板 | 40. 内直筋、内側直筋 |              |

# A-01 マイクロ前方突出型有鉤鑷子

Forceps (Anterior Projection) with Teeth for Microsurgery


A 鑷子

## マイクロ角膜縫合鑷子 C型 ウルトラファイン 0.12mm

Forceps Cornea and Suturing Type C Ultra Fine 0.12mm  
length: 85mm teeth width: 0.12mm



M-5R



B 剪刀



C 開眼器

## マイクロ角膜縫合鑷子 ウルトラファイン ワイドハンドル型 0.12mm

Forceps Cornea and Suturing Wide Handle 0.12mm  
length: 85mm teeth width: 0.12mm



M-5RW



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

## マイクロ角膜縫合鑷子 ミクロファイン

Forceps Cornea and Suturing MICROFINE 0.1mm  
length: 85mm teeth width: 0.1mm



M-5RF



F その他


G 白内障

## マイクロ角膜縫合鑷子 C型 エクストラデリケート 0.15mm

Forceps Cornea and Suturing Type C Extra Delicate 0.15mm  
length: 85mm teeth width: 0.15mm



M-4R



H 網膜・硝子体


I 緑内障

## 縫合鑷子 前方突出型 (80度) 段付

Forceps Tissue Anterior Projection with Teeth and Platform  
length: 89.5mm teeth width: 0.12mm



DS-003



J 角膜


K 外眼部

## 縫合鑷子 直 前方突出型 有鉤 0.12mm 段付

Forceps Suturing Straight Anterior Projection with Teeth and Platform  
length: 88mm teeth width: 0.12mm



MB-012



L 消耗品・開運用品

# マイクロ前方突出型有鉤鑷子 A-01


Forceps (Anterior Projection) with Teeth for Microsurgery

## 縫合鑷子 直 前方突出型 有鉤 0.1mm 段付

Forceps Suturing Anterior Projection Straight with Teeth and Platform 0.1mm  
length: 88mm teeth width: 0.1mm



MB-012F




## フラッパー縫合鑷子 前方突出型 有鉤 0.1mm 段付

Forceps Suturing Anterior Projection FLAPPER Straight with Teeth and Platform 0.1mm  
length: 90mm teeth width: 0.1mm



DS-012FFL




## カストロヴィーホー氏角膜縫合鑷子 0.9mm

Forceps Cornea and Suturing CASTROVIEJO 0.9mm  
length: 105mm teeth width: 0.9mm



S-385




## カストロヴィーホー氏角膜縫合鑷子 0.6mm デリケート

Forceps Cornea and Suturing CASTROVIEJO Delicate 0.6mm  
length: 105mm teeth width: 0.6mm



S-386




## カストロヴィーホー氏角膜縫合鑷子 0.35mm エクストラデリケート

Forceps Cornea and Suturing CASTROVIEJO Extra Delicate 0.35mm  
length: 105mm teeth width: 0.35mm



S-387




## カストロヴィーホー氏角膜縫合鑷子 0.12mm ウルトラファイン

Forceps Cornea and Suturing CASTROVIEJO Ultra Fine 0.12mm  
length: 105mm teeth width: 0.12mm



S-388



A 鑷子

B 剪カ

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# A-02 マイクロ直角型有鉤鑷子

## Forceps (Right Angle) with Teeth for Microsurgery


A 鑷子

### 三島式角膜鑷子 オリジナルモデル

Forceps Cornea MISHIMA Original Model  
length: 76mm teeth width: 0.12mm



S-9B



B 剪刀


C 開眼器

### 小出・三島式角膜鑷子 ミクロファイン

Forceps Cornea KOIDE-MISHIMA MICROFINE 0.1mm  
length: 76mm teeth width: 0.1mm



S-9BF



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

### 三島式角膜鑷子 オリジナルモデル 0.1mm

Forceps Cornea MISHIMA Original Model 0.1mm  
length: 80mm teeth width: 0.1mm



MB-J101W



F その他


G 白内障

### 三島式角膜鑷子 ミクロファイン

Forceps Cornea MISHIMA MICROFINE  
length: 76mm teeth width: 0.08mm



MB-J101WF



H 網膜・硝子体


I 緑内障

### 縫合鑷子 直角型有鉤 0.12mm 段付

Forceps Suturing Straight with Teeth and Platform 0.12mm  
length: 88mm teeth width: 0.12mm



MB-011



J 角膜


K 外眼部

### 縫合鑷子 直角型有鉤 0.1mm 段付

Forceps Suturing Straight with Teeth and Platform 0.1mm  
length: 88mm teeth width: 0.1mm



MB-011F




L 消耗品・開運用品

## フラッパー縫合鑷子 直角型有鉤 0.1mm 段付

Forceps Suturing FLAPPER Straight with Teeth and Platform 0.1mm  
length: 90mm tip width: 0.1mm



DS-01 1FFL




## 上野式マイクロ有鉤鑷子 段付 チタニウム

Forceps Tissue UENO with Teeth and Platform Titanium  
length: 80mm tip width: 0.12mm



DS-20R




## ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 有鉤

Forceps Tissue BISHOP-HARMON with Teeth  
length: 87mm tip width: 0.35mm



S-350A




## ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 デリケート型 有鉤

Forceps Tissue BISHOP-HARMON Delicate with Teeth  
length: 85mm tip width: 0.25mm



S-351A



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# A-03 マイクロP-H型有鉤鑷子

Forceps (P-H type) with Teeth for Microsurgery


A 鑷子

## 角膜鑷子 直 スタンダード

Forceps Cornea Straight Standard  
length: 85mm tip width: 0.5mm



KI-3



B 剪刀


C 開眼器

## 角膜鑷子 直 デリケート

Forceps Cornea Straight Delicate  
length: 85mm tip width: 0.4mm



KI-4



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

## 角膜鑷子 曲 スタンダード

Forceps Cornea Curved Standard  
length: 85mm tip width: 0.5mm



KI-5



F その他



G 白内障

## 三島式角膜鑷子 P-H 型

Forceps Cornea MISHIMA P-H Type  
length: 80mm tip width: 0.4mm



S-9C



H 網膜・硝子体


I 緑内障

## 順天堂大学式角膜鑷子 P-H 型 ミクロファイン

Forceps Cornea JUNTENDO UNIVERSITY P-H Type MICROFINE  
length: 80mm tip width: 0.3mm



S-9CF



J 角膜


K 外眼部

## マイクロ角膜・縫合鑷子 P-H 型

Forceps Cornea and Suturing P-H Type  
length: 83mm tip width: 0.4mm



M-3R




L 消耗品・開運用品

## マイクロ角膜・縫合鑷子 P-H型 ミクロファイン

Forceps Cornea and Suturing P-H Type MICROFINE  
length: 85mm tip width: 0.3mm



M-3RF




## 縫合鑷子 P-H型 0.3mm

Forceps Suturing Straight P-H Type 0.3mm  
length: 85mm tip width: 0.3mm



MB-002




## 縫合鑷子 P-H型 0.2mm

Forceps Suturing Straight P-H Type 0.2mm  
length: 85mm tip width: 0.2mm



MB-003




## 縫合鑷子 P-H型 ミクロファイン

Forceps Suturing Straight P-H Type MICROFINE  
length: 85mm tip width: 0.2mm



MB-003F




## 縫合鑷子 直 P-H型 0.3mm 段付

Forceps Suturing Straight P-H Type with Platform 0.3mm  
length: 88mm tip width: 0.3mm



MB-013




## 縫合鑷子 曲 P-H型 0.3mm 段付

Forceps Suturing Curved P-H Type with Platform 0.3mm  
length: 89mm tip width: 0.3mm



MB-015



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# A-03 マイクロP-H型有鉤鑷子

Forceps (P-H type) with Teeth for Microsurgery


A  
鑷子

縫合鑷子 直 P-H型 0.3mm 段付 カストロヴィーホー型ハンドル

Forceps Suturing Straight P-H Type CASTROVIEJO Type Handle with Platform 0.3mm  
length: 111.5mm tip width: 0.3mm



MB-019



B  
剪刀

C  
開眼器

D  
持針器

E  
カニエーラ  
ニードル

F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・  
硝子体

I  
緑内障

J  
角膜


K  
外眼部

L  
消耗品・  
消滅用品

## マイクロ結紮鑷子 M型

Forceps Suturing and Tying Type M  
length: 83mm


M-1R



## マイクロ結紮鑷子 ワイドハンドル

Forceps Suturing and Tying Wide handle  
length: 87mm



M-1RW



## マイクロ結紮鑷子 M型 ミクロファイン

Forceps Suturing and Tying Type M MICROFINE  
length: 85mm


M-1RF



## マイクロ結紮鑷子 T型

Forceps Suturing and Tying Type T  
length: 83mm


M-2R



## 結紮鑷子 直 0.3mm 段無

Forceps Suturing and Tying Straight 0.3mm without Platform  
length: 84mm


MB-001



## 結紮鑷子 直 0.3mm 段付

Forceps Suturing and Tying Straight 0.3mm with Platform  
length: 88mm

MB-010



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラー・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# A-04 マイクロ無鈎鑷子

Forceps without Teeth for Microsurgery


A 鑷子

## フラッパー結紮鑷子 段付

Forceps Suturing and Tying FLAPPER with Platform



DS-010FL




B 剪刀

C 開眼器

## マイクロ結紮鑷子 エクストラデリケート

Forceps Suturing and Tying Extra Delicate  
length: 85mm

M-170R





D 持針器

E カニエーラ・ニードル

## マイクロ結紮鑷子 ウルトラファイン

Forceps Suturing and Tying Ultra Fine  
length: 85mm

M-171R



F その他



G 白内障

## ソープ型結紮鑷子

Forceps Suturing and Tying THORPE  
length: 105mm



M-165R



H 網膜・硝子体


I 緑内障

## 結紮・縫合用鑷子 直

Forceps Suturing and Tying Straight  
length: 93mm



KI-9



J 角膜


K 外眼部

## 結紮・縫合用鑷子 曲

Forceps Suturing and Tying Curved  
length: 87mm



KI-8




L 消耗品・消滅用品

## 10-0,11-0 ファイン縫合糸用 結紮鑷子 無鉤

Forceps Suturing and Tying Fine 10-0 and 11-0  
length: 84mm



S-9M




## マクファーソン氏マイクロサージャリー用結紮鑷子 直 無鉤

Forceps Suturing and Tying MC PHERSON Straight without Teeth  
length: 83mm




M-8R



## チュービンゲン型結紮鑷子 直 無鉤

Forceps Suturing and Tying TUBINGEN Straight without Platform  
length: 100mm


M-19R



## チュービンゲン型結紮鑷子 直 無鉤 ファインチップ

Forceps Suturing and Tying TUBINGEN Fine Tip without Platform  
length: 100mm

M-19RD




## ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 無鉤

Forceps Tissue BISHOP-HARMON without Teeth  
length: 87mm



S-350B




## ビショップ・ハーモン氏薄片組織鑷子 デリケート型 無鉤

Forceps Tissue BISHOP-HARMON Delicate without Teeth  
length: 85mm



S-351B



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# A-05 マイクロコリブリ型鑷子


Forceps Colibri for Microsurgery

A 鑷子

## バラクーエ氏コリブリ鑷子 (角膜・結膜縫合用)

Forceps Suturing Colibri BARRAQUER for Cornea and Conjunctiva  
length: 76mm teeth width: 0.12mm

M-180




B 剪刀

C 開眼器

## コリブリ鑷子 エクストラデリケート 0.25mm 段付

Forceps Colibri Extra Delicate 0.25mm with Platform  
length: 78mm tip width: 0.25mm

M-175A




D 持針器

E カニエーラ・ニードル

## コリブリ鑷子 エクストラデリケート 0.25mm

Forceps Colibri Extra Delicate 0.25mm without Platform  
length: 78mm teeth width: 0.25mm

M-176A





F その他

G 白内障

## コリブリ・トラウトマン鑷子 エクストラデリケート 0.12mm 段付

Forceps Colibri TROUTMAN Extra Delicate with Platform 0.12mm  
length: 78mm teeth width: 0.12mm

M-177A




H 網膜・硝子体

I 緑内障

## コリブリ・トラウトマン鑷子 エクストラデリケート 0.12mm

Forceps Colibri TROUTMAN Extra Delicate 0.12mm  
length: 78mm teeth width: 0.12mm

M-178A



J 角膜


K 外眼部

## フラッパーマイクロコリブリ鑷子

Forceps Colibri FLAPPER  
length: 76mm teeth width: 0.3mm



M-177CN




L 消耗品・消滅用品

## フラッパーマイクロコリブリ鑷子 チタニウム

Forceps Colibri FLAPPER Titanium  
length: 76mm teeth width: 0.3mm



DS-177CN




## 縫合鑷子 直角型有鉤 コリブリ型 0.1mm 段付

Forceps Suturing Straight Colibri with Teeth and Platform 0.1mm  
length: 86.5mm teeth width: 0.1mm



MB-009




## 縫合鑷子 コリブリ型 0.2mm 段無

Forceps Suturing Colibri without Platform 0.2mm  
length: 87.5mm tip width: 0.2mm



MB-006




## 縫合鑷子 コリブリ型 0.3mm 段付

Forceps Suturing Colibri with Platform 0.3mm  
length: 87mm tip width: 0.3mm



MB-008




## 縫合鑷子 コリブリ型 0.3mm 段無

Forceps Suturing Colibri without Platform 0.3mm  
length: 87.5mm tip width: 0.3mm



MB-005




## 結紮鑷子 コリブリ型 ウルトラファインチップ 段付

Forceps Suturing and Tying Colibri Ultra Fine Tip without Platform  
length: 86mm



MB-007



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# A-05 マイクロコリブリ型鑷子

Forceps Colibri for Microsurgery

A 鑷子


## 結紮鑷子 コリブリ型 ウルトラファインチップ 段無

Forceps Suturing and Tying Colibri Ultra Fine Tip with Platform

length: 86mm



MB-004



B 剪刀

C 開眼器

## 角膜鑷子 スタンダード


Forceps Cornea Colibri Standard

length: 88mm tip width: 0.3mm



D 持針器

KI-1



E カニエーラ・ニードル

## 角膜鑷子 デリケート


Forceps Cornea Colibri Delicate

length: 76mm tip width: 0.2mm



F その他

KI-2



G 白内障

## 河合氏角膜縫合鑷子 0.12mm コリブリ型


Forceps Cornea and Suturing Colibri KAWAI 0.12mm

length: 108mm teeth width: 0.12mm



H 網膜・硝子体

M-1630



I 緑内障

J 角膜


K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

ボン大学式 虹彩鑷子 直 段付

Forceps Iris BONN Straight with Platform  
length: 73mm teeth width: 0.12mm


M-20R



ボン大学式 縫合・虹彩鑷子 デリケート 0.12mm

Forceps Iris and Suturing BONN Delicate 0.12mm  
length: 85mm teeth width: 0.12mm


M-185



ボン大学式 虹彩鑷子 0.12mm ガイドピン付

Forceps Iris BONN 0.12mm with Guide Pin  
length: 73mm teeth width: 0.12mm


M-120R



ボン大学式 虹彩鑷子 直

Forceps Iris BONN Straight  
length: 73mm teeth width: 0.12mm


S-410



ボン大学式 虹彩鑷子 曲

Forceps Iris BONN Curved  
length: 73mm teeth width: 0.12mm


S-411



ギル・ヘス氏虹彩鑷子

Forceps Iris GILL-HESS  
length: 75mm teeth width: 0.12mm

S-412



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# A-06 虹彩鑷子

Forceps Iris

A  
鑷子


## ギル氏虹彩鑷子

Forceps Iris GILL

length: 76mm teeth width: 0.12mm



S-413



B  
剪刀

C  
開眼器

D  
持針器

E  
カニキュラ  
ニードル

F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・  
硝子体

I  
緑内障

J  
角膜

K  
外眼部



L  
消耗品・  
関連用品

ノンスリップ有鉤鑷子 ロング

Forceps Tissue Non-Slip Type Long with Teeth  
 length: 115mm teeth width: 0.4mm



IS-310




ノンスリップ無鉤鑷子 ロング

Forceps Dressing Non-Slip Type Long without Teeth  
 length: 115mm



IS-313




ノンスリップ有鉤鑷子 ショート

Forceps Tissue Non-Slip Type Short with Teeth  
 length: 102mm teeth width: 0.4mm



IS-311




ノンスリップ無鉤鑷子 ショート

Forceps Dressing Non-Slip Type Short without Teeth  
 length: 102mm



IS-315





有鉤鑷子 直

Forceps Tissue Straight with Teeth  
 length: 113mm teeth width: 0.4mm



S-310




無鉤鑷子 直

Forceps Dressing Straight without Teeth  
 length: 115mm



S-313



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# A-07 眼科用鑷子・止血用鉗子

## Forceps Hemostasis, Ophthalmic Forceps


A 鑷子

### 有鈎鑷子 弱湾曲

Forceps Tissue Slightly Curved with Teeth  
length: 111mm teeth width: 0.4mm



S-312



B 剪刀


C 開眼器

### 無鈎鑷子 弱湾曲

Forceps Dressing Slightly Curved without Teeth  
length: 110mm



S-314



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

### 三島式 有鈎鑷子

Forceps Dressing MISHIMA with Teeth  
length: 100mm teeth width: 0.15mm



S-9D



F その他


G 白内障

### 三島式 無鈎鑷子

Forceps Dressing MISHIMA without Teeth  
length: 100mm



S-9E




H 網膜・硝子体

I 緑内障

### ドイツ型有鈎鑷子

Forceps Dressing with Teeth  
length: 100mm teeth width: 0.4mm

S-316




J 角膜

K 外眼部

### ドイツ型無鈎鑷子

Forceps Dressing without Teeth  
length: 98mm


S-317




L 消耗品・消滅用品

マイクロ止血鉗子


Forceps Hemostatic Serrated Tip  
 length: 125mm




**MH-108**  
 直・無鉤  
 Straight without Teeth



**MH-109**  
 曲・無鉤  
 Curved without Teeth



**MH-118**  
 直・有鉤  
 Straight with Teeth




**MH-119**  
 曲・有鉤  
 Curved with Teeth




マイクロ止血鉗子 小


Forceps Hemostatic Serrated Tip Small  
 length: 98mm




**MH-108D**  
 直・無鉤  
 Straight without Teeth




**MH-109D**  
 曲・無鉤  
 Curved without Teeth



**MH-118D**  
 直・有鉤  
 Straight with Teeth



**MH-119D**  
 曲・有鉤  
 Curved with Teeth



**A** 鑷子

**B** 剪刀

**C** 開眼器

**D** 持針器

**E** カニエーラ・ニードル

**F** その他

**G** 白内障

**H** 網膜・硝子体

**I** 緑内障

**J** 角膜

**K** 外眼部

**L** 消耗品・関連用品

# A-08 睫毛鑷子 Forceps Cilia


A 鑷子

## ボーブル氏睫毛鑷子

Forceps Cilia BEAUPRE

length: 100mm

S-325



B 剪刀


C 開眼器

## ボーブル氏睫毛鑷子 チタニウム

Forceps Cilia BEAUPRE Titanium

length: 110mm

DS-325TC



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

## ボーブル氏睫毛鑷子ファイン

Forceps Cilia BEAUPRE Fine Tip

length: 106.5mm

S-325F



F その他


G 白内障

## ボーブル氏睫毛鑷子スレンダータイプ

Forceps Cilia BEAUPRE Slender Type

length: 100mm

S-325S



H 網膜・硝子体



I 緑内障

## ボーブル氏睫毛鑷子ツイストヒンジ

Forceps Cilia BEAUPRE Twistinginge

length: 100mm

S-325TH



J 角膜


K 外眼部

## K.I. 式スリットランプ用 ノングレア睫毛鑷子

Forceps Cilia K.I. Type for Slit Lamp

length: 93mm

KI-13





L 消耗品・消滅用品

結膜用・睫毛鑷子スタンダード

Forceps Conjunctiva and Cilia Standard  
length: 100mm



KI-21




結膜用・睫毛鑷子デリケート

Forceps Conjunctiva and Cilia Delicate  
length: 100mm



KI-22




バラッケー氏睫毛鑷子

Forceps Cilia BARRAQUER  
length: 105mm



S-327




ドルフィン型 マイクロ睫毛鑷子

Forceps Cilia Dorphine Model  
length: 105mm



M-1615




グラドゥル氏睫毛鑷子

Forceps Cilia GRADLE  
length: 97mm



S-324




小川氏 睫毛鑷子

Forceps Cilia OGAWA  
length: 95.5mm



S-320



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消耗用品

# A-09 眼球固定鑷子

## Forceps Fixation


A 鑷子

### 眼球固定鑷子 直

Forceps Fixation Straight  
length: 110mm



S-360S



B 剪刀


C 開眼器

### 眼球固定鑷子 曲

Forceps Fixation Curved  
length: 110mm



S-360C



D 持針器



E カニエーラ・ニードル

### グレフェー氏固定鑷子

Forceps Fixation GRAEFE  
length: 110mm

F その他

S-361 止付 with Lock  
S-362 止無 without Lock



G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品



### 関連商品ナビ

Related item navigator

#### 特定用途鑷子 Forceps for specific use

|      |  |       |      |  |     |
|------|--|-------|------|--|-----|
| G-02 | 前囊切開(CCC)用鑷子<br>CCC                                      | 88-89 | I-03 | シュレム管鑷子・プローベ鑷子<br>Schlemm's Canal, Probe     | 129 |
| G-04 | 核分割鑷子<br>Nucleus Dividing & Separating                   | 94    | J-04 | DSEK用鑷子<br>DSEK                              | 138 |
| G-08 | 眼内レンズ鑷子<br>I.O.L.  | 98-99 | K-01 | おたま鑷子・異物鑷子<br>Foreign Body Removal           | 141 |
| H-01 | 硝子体鑷子(20Gシステム)<br>Vitreous Body (20G System)             | 104   | K-05 | マイボーム腺鑷子<br>Meibomian Gland                  | 148 |
| H-02 | 硝子体鑷子(23Gトローカルシステム)<br>Vitreous Body (23G Trocar System) | 106   | K-10 | 眼瞼下垂鑷子<br>Ptosis                             | 155 |
| H-03 | 硝子体鑷子(25Gトローカルシステム)<br>Vitreous Body (25G Trocar System) | 108   | K-11 | 眼窩形成術用鑷子<br>Orbital and Oculoplastic Surgery | 156 |
| H-09 | 強膜プラグ鑷子<br>Scleral Plug                                  | 118   | K-12 | 斜視鑷子<br>Strabismus                           | 157 |

八重式剪刀

Scissors YAE Multi-Purpose 23G 15mm  
length: 137.5mm shaft: 23G blade length: 2.88mm



DS-088



マルチパーパス剪刀 23G

Scissors Multi-Purpose 23G 25mm  
length: 148mm shaft: 23G blade length: 3.5mm



DS-50201



マルチパーパス剪刀 23G ショートタイプ

Scissors Multi-Purpose 23G Short Type  
length: 138mm shaft: 23G blade length: 3.5mm



DS-50202



河合氏虹彩剪刀テーパード 23/25G

Scissors Iris KAWAI 23/25G  
length 145.5mm



MF-806




スプリングハンドル式剪刀 反

Scissors Spring Handle Type Curved  
length: 105mm



S-511C




スプリングハンドル式剪刀 直

Scissors Spring Handle Type Straight  
length: 105mm



S-511S



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# B-01 マイクロ剪刀


Scissors for Microsurgery

A 鑷子

## マイクロサージャリー剪刀 反鋭

Scissors for Microsurgery Curved Pointed  
length: 100mm

M-54RC




B 剪刀

## マイクロサージャリー剪刀 直鋭

Scissors for Microsurgery Straight Pointed  
length: 100mm

M-54RS



C 開眼器


D 持針器

E カニエーラ・ニードル

## マイクロ ウェストコット剪刀 反鈍

Scissors for Microsurgery WESTCOTT Slightly Curved Blunt  
length: 100mm

M-520





F その他

G 白内障

## 湖崎氏マイクロサージャリー用二段剪刀

Scissors for Microsurgery KOZAKI  
length: 110mm

KI-50




H 網膜・硝子体

I 緑内障

## ウェッケル剪刀 鈍

Scissors Iris Spring Handle Blunt  
length: 106mm

S-612



J 角膜

K 外眼部


L 消耗品・消滅用品

デリケート型ウェッケル剪刀

Scissors Iris Spring Handle Delicate  
length: 96mm




S-613



永田氏マイクロサージャリー用デリケート剪刀

Scissors for Microsurgery NAGATA Delicate  
length: 80mm


M-50R



永田氏マイクロサージャリー用デリケート剪刀 ファインタイプ

Scissors for Microsurgery NAGATA Delicate Fine Tip Type  
length: 80mm


M-50RF



ヴァナス氏水晶嚢切開剪刀 反

Scissors Capsulotomy VANNAS Curved  
length: 79mm


S-615C



ヴァナス氏水晶嚢切開剪刀 直

Scissors Capsulotomy VANNAS Straight  
length: 79mm

S-615S



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消耗運用品

# B-01 マイクロ剪刀

Scissors for Microsurgery

A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜



K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

## ヴァナス氏水晶嚢切開剪刀 アングル型

Scissors Capsulotomy VANNAS Angled  
length: 76mm


S-615A



## 西氏エンドカプスラー剪刀 反

Scissors Endocapsular NISHI with Angular Curved  
length: 86mm


M-167C



## 西氏エンドカプスラー剪刀 直

Scissors Endocapsular NISHI with Angular Straight  
length: 88mm


M-167S



## ヴァナス氏剪刀 ロングネックモデル

Scissors VANNAS Long Neck Model  
length: 89mm


M-144



## バラッケー氏虹彩剪刀

Scissors Iris BARRAQUER  
length: 55mm

S-611



反剪刀

Scissors Curved  
length: 114mm



直剪刀


Scissors Straight  
length: 114mm



ボン大学式デリケート剪刀 反

Scissors BONN Delicate Curved  
length: 90mm

M-59RC



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

# B-02 眼科用剪刀・抜糸用剪刀

Ophthalmic Scissors, Scissors Suture Removal

A 鑷子


## ボン大学式デリケート剪刀 直

Scissors BONN Delicate Straight  
length: 90mm



B 剪刀

M-59RS



C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル


## 江口・ボン大学式デリケート剪刀 反 鈍

Scissors EGUCHI-BONN Delicate Curved Blunt  
length: 89mm



F その他

M-59RB



G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障


## タングステンカーバイド超硬質刃剪刀 反

Scissors Ultra-Hard Tungsten Carbide Blades Curved  
length: 110mm



J 角膜

MC-211




K 外眼部

L 消耗品・開運用品

タングステンカーバイド超硬質刃剪刀 直

Scissors Ultra-Hard Tungsten Carbide Blades Straight  
length: 110mm


MC-210



ハイデルベルガー斜視剪刀 反

Scissors Strabismus HEIDELBERGER Model Curved  
length: 90mm


M-65RC



ハイデルベルガー斜視剪刀 直

Scissors Strabismus HEIDELBERGER Model Straight  
length: 90mm

M-65RS



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# B-02 眼科用剪刀・抜糸用剪刀

Ophthalmic Scissors, Scissors Suture Removal

A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部


L 消耗品・消滅用品

## 視神経剪刀 ライトカーブ (弱湾曲)

Scissors Excision Slightly Curved  
length: 123mm



S-515B




## 視神経剪刀 ストロングカーブ (強湾曲)

Scissors Excision Strongly Curved  
length: 115mm




S-515C



## 抜糸用剪刀


Scissors Stitch Curved  
length: 103mm

S-512R



ウエストコット氏腱切除剪刀 反

Scissors Tenotomy WESTCOTT Slightly Curved  
length: 110mm



**S-520S**  
**鋭**  
Pointed



**S-520B**  
**鈍**  
Blunt



関連商品ナビ  
Related item navigator

● 特定用途剪刀 Scissors for specific use

|      |   |               |      |                    |               |
|------|---|---------------|------|--------------------|---------------|
| G-10 | 眼内レンズ切断剪刀<br>I.O.L.                                       | ----- 103     | I-04 | 緑内障用剪刀<br>Glaucoma | ----- 130-131 |
| H-01 | 硝子体剪刀 (20Gシステム)<br>Vitreous Body (20G System)             | ----- 104-105 | J-02 | 角膜剪刀<br>Cornea     | ----- 133-135 |
| H-02 | 硝子体剪刀 (23Gトローカルシステム)<br>Vitreous Body (23G Trocar System) | 106-107       |      |                    |               |

A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラー・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# C-01 ネジ止め式開瞼器

Speculum with Stopper

A 鑷子

## バンガーター氏開瞼器 大

Speculum BANGERTER Large  
lid length: 14.5mm

S-813R 右 Right

S-813L 左 Left



B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・開運用品

## バンガーター氏開瞼器 小

Speculum BANGERTER Small  
lid length: 11mm

S-814R 右 Right

S-814L 左 Left




## バンガーター氏開瞼器 オープン型 大

Speculum BANGERTER Open Type Large  
lid length: 14mm

M-813R 右 Right

M-813L 左 Left




## バンガーター氏開瞼器 オープン型 小

Speculum BANGERTER Open Type Small  
lid length: 10.5mm

M-814R 右 Right

M-814L 左 Left




バンガーター氏開瞼器細目用 大

Speculum BANGERTER for Thin Eyes Large  
lid length: 14mm

M-813NR 右 Right

M-813NL 左 Left




バンガーター氏開瞼器細目用 小

Speculum BANGERTER for Thin Eyes Small  
lid length: 10.5mm

M-814NR 右 Right

M-814NL 左 Left




開瞼器ノン glare 大

Speculum Large Non-Glare Finish  
lid length: 14.5mm

KI-60 右 Right

KI-61 左 Left



開瞼器ノン glare 小

Speculum Small Non-Glare Finish  
lid length: 11mm

KI-62 右 Right

KI-63 左 Left



A 鑷子

B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・閉運用品

# C-01 ネジ止め式開瞼器

Speculum with Stopper

A  
鑷子

B  
剪刀

C  
開瞼器

D  
持針器

E  
カニエーラ・  
ニードル

F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・  
硝子体

I  
緑内障

J  
角膜

K  
外眼部

L  
消耗品・  
関連用品

## 近大式斜視用開瞼器

Speculum Strabismus KINKI UNIVERSITY  
lid length: 14mm



M-147R 右 Right  
M-147L 左 Left




## ショット氏開瞼器

Speculum SCHOTT  
lid length: 11mm



S-855



## バラッケー氏スライディング開瞼器 オープンリング型 ストッパー付

Speculum BARRAQUER Sliding Type with Stopper Open Ring Model  
lid length: 14.5mm


M-2021



## バラッケー氏スライディング開瞼器 オープンリング型

Speculum BARRAQUER Sliding Type Open Ring Model  
lid length: 14mm


M-135P



## バラッケー氏スライディング開瞼器 大

Speculum BARRAQUER Sliding Type Large  
lid length: 14.5mm

M-135L



## バラッケー氏スライディング開瞼器 小

Speculum BARRAQUER Sliding Type Small  
lid length: 10.5mm

M-135K



A 鑷子

B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品


# C-02 スライディング開瞼器

Sliding Speculum

A 鑷子

## 深作・バラッケー氏 スライディング開瞼器

Speculum FUKASAKU-BARRAQUER Sliding Type  
lid length: 13.5mm



M-2007

B 剪刀

C 開瞼器


D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

## バラッケー氏スライディング開瞼器 プレート型

Speculum BARRAQUER-OOSTERHUIS Plate Model  
lid length: 15mm



M-135M

G 白内障

## バラッケー氏スライディング開瞼器 プレート型 小

Speculum BARRAQUER-OOSTERHUIS Plate Model Small  
lid length: 10mm

H 網膜・硝子体

M-135MS




I 緑内障

J 角膜

## 田沢氏スライディング開瞼器

Speculum TAZAWA Sliding Type  
lid length: 15.5mm



M-2009 右 Right

M-2008 左 Left


K 外眼部

L 消耗品・  
開運用品

ワイヤー開瞼器 オープン型

Speculum Open Type  
lid length: 12mm

M-135A



江口氏ワイヤー開瞼器

Speculum EGUCHI  
lid length: 11.5mm


M-135C



深作式ワイヤー開瞼器

Speculum FUKASAKU  
lid length: 14.5mm


M-135D



深作式ワイヤー開瞼器Ⅱ型

Speculum FUKASAKU Model II  
lid length: 14mm

M-135F



A 鑷子

B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

# C-03 ワイヤー開瞼器


Wire Speculum

A 鑷子

## バラッケー氏開瞼器Ⅱ型 小

Speculum BARRAQUER Model II Small  
lid length: 13mm

M-135H



B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜


K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

## バラッケー氏開瞼器 小

Speculum BARRAQUER Small  
lid length: 13mm


M-135



## シムコ型開瞼器

Speculum Modified SIMCOE model  
lid length: 13mm

M-135B



## 大島式開瞼器 硝子体手術用

Speculum Vitreous Surgery OHSHIMA  
lid length: 16.5mm


M-135S



大島式開瞼器 硝子体手術用 小

Speculum Vitreous Surgery OSHIMA small  
lid length: 13.5mm

M-135SS



永田式開瞼器 大

Speculum NAGATA Large  
lid length: 14mm

M-2003 右 Right

M-2002 左 Left




永田式開瞼器 中

Speculum NAGATA Medium  
lid length: 12.5mm

M-2003/M 右 Right

M-2002/M 左 Left



永田式開瞼器 小

Speculum NAGATA Small  
lid length: 10.5mm

M-2003/S 右 Right

M-2002/S 左 Left



A 鑷子

B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

# C-03 ワイヤー開瞼器

Wire Speculum


A  
鑷子

## 武田氏開瞼器

Speculum TAKEDA  
lid length: 9mm

B  
剪刀

M-135T



C  
開瞼器

D  
持針器

## 林式ワイヤー開瞼器

Speculum HAYASHI  
lid length: 7.5mm

E  
カニエーラ  
ニードル

M-138



F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・硝子体

I  
緑内障

J  
角膜

K  
外眼部

L  
消耗品・  
消滅用品

平行開眼器 チタニウム

Speculum Parallel Titanium  
lid length: 15.5mm

Ti


MB-8024



オープンリング型調節式開眼器

Speculum Adjustable Type Open Ring Model  
lid length: 14mm

M-2021K



特注開眼器用可動部 B 型

Moving Part Type B for Custom-Made Speculum

リーバerman開眼器の先端部をお好みのデザインで作成致します。  
お気軽にお問い合わせ下さい。

We manufacture custom-made wire lid for speculums from your own design.  
Please contact us for detail.



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# C-05 吸引付開瞼器

Speculum with Aspiration Device



A 鑷子

## 吸引付平行開瞼器

Speculum Parallel with Aspiration Device  
lid length: 13.5mm

B 剪刀

M-3000



C 開瞼器

D 持針器



E カニエーラ・ニードル

## 永原式吸引付開瞼器

Speculum NAGAHARA with Aspiration Device  
lid length: 15mm

F その他

M-2052



G 白内障

H 網膜・硝子体


I 緑内障

## 林式 開瞼器 吸引式

Speculum with Aspiration Device HAYASHI  
lid length: 11mm

J 角膜

M-138AS




K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

## 深作式テンポラルアプローチ開瞼器 クローズ型

Speculum Temporal Approach FUKASAKU Closed Model  
lid length: 17mm

M-2020



## 深作式テンポラルアプローチ開瞼器

Speculum Temporal Approach FUKASAKU Plate Model  
lid length: 15.5mm


M-2000



## 永原式テンポラルアプローチ開瞼器 オープン型

Speculum Temporal Approach NAGAHARA Open Model  
lid length: 13mm


M-236A



## 永原式テンポラルアプローチ開瞼器 クローズ型

Speculum Temporal Approach NAGAHARA Closed Model  
lid length: 13mm


M-236B



## 永原式テンポラルアプローチ開瞼器 プレート型

Speculum Temporal Approach NAGAHARA Plate Model  
lid length: 13.5mm

M-236C



A 鑷子

B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# C-07 未熟児用開瞼器

## Speculum for Premature Infant

A 鑷子

### 未熟児用ワイヤー開瞼器 8mm

Speculum for Premature Infant 8mm  
lid length: 8mm

M-751



B 剪刀

C 開瞼器

### 未熟児用ワイヤー開瞼器 6mm

Speculum for Premature Infant 6mm  
lid length: 6mm

M-752



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

### 千葉大式未熟児用開瞼器

Speculum for Premature Infant CHIBA UNIVERSITY  
Right lid length: 8mm Left lid length: 6mm

M-130R 右 Right  
M-130L 左 Left



F その他

G 白内障

### 江口氏未熟児用開瞼器

Speculum for Premature Infant EGUCHI  
Right lid length: 7.5mm Left lid length: 10mm

M-130AR 右 Right  
M-130AL 左 Left



H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

逆マチ式持針器 Höfner

Needle Holder for Microsurgery Höfner Reversed Hinge  
length: 104mm



M-2062 止付 with Lock  
M-2062N 止無 without Lock



マイクロ持針器 スパイラルビーク 止無

Needle Holder for Microsurgery SPIRAL BEAK without Lock  
length: 102mm



M-2078



湖崎氏マイクロサージャリー用持針器

Needle Holder for Microsurgery KOZAKI Curved  
length: 105mm



KI-45 止付 with Lock  
KI-46 止無 without Lock



バラックエー氏持針器 ショートモデル 止付

Needle Holder BARRAQUER Short Model with Lock  
length: 100mm



M-739R



バラックエー氏持針器 ショートモデル 止無

Needle Holder BARRAQUER Short Model without Lock  
length: 102mm



M-738R



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消耗用品

# D-01 マイクロ持針器

Needle Holder for Microsurgery

A 鑷子

## バラックエー氏持針器 ショートモデル 止付 ストロングカーブ

Needle Holder BARRAQUER Short Model Strongly Curved with Lock  
length: 110mm



M-740R



B 剪刀


C 開眼器

## バラックエー氏角膜持針器

Needle Holder Cornea BARRAQUER  
length: 130mm



KI-41 止付 with Lock  
KI-42 止無 without Lock



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

## バラックエー氏持針器 ファインチップモデル 曲

Needle Holder BARRAQUER Fine Tip Model Curved  
length: 120mm



S-727 止付 with Lock  
S-728 止無 without Lock



F その他


G 白内障

## バラックエー氏角膜縫合用持針器

Needle Holder Corneal Suturing BARRAQUER  
length: 127mm



S-725 止付 with Lock  
S-726 止無 without Lock



H 網膜・硝子体

I 緑内障

## バラックエー氏持針器 止付 ストロングカーブ

Needle Holder BARRAQUER Strongly Curved with Lock  
length: 129mm



S-725A



J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

## 慈大式マイクロサージャリー持針器 ライトカーブ ノングレア

Needle Holder for Microsurgery JIKEI UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE Slightly Curved Non-Glare Finish  
length: 112mm



**M-73 止付** with Lock  
**M-74 止無** without Lock



## バラッケー氏マイクロ持針器 止無

Needle Holder for Microsurgery BARRAQUER without Lock  
length: 117mm



**BM-560**



## マイクロ剪刀付持針器 止付 曲

Needle Holder with Scissors for Microsurgery Curved with Lock  
length: 139mm



**M-1900**



## 上野式マイクロ持針器 止無

Needle Holder for Microsurgery UENO without Lock  
length: 119mm



**IM-2087N**



## デリケート持針器 曲 12mm

Needle Holder Delicate Curved 12mm  
length: 124mm



**MB-030 止付** with Lock  
**MB-029 止無** without Lock



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消耗用品

# D-01 マイクロ持針器

## Needle Holder for Microsurgery

A 鑷子

### マイクロ持針器 直 8mm

Needle Holder for Microsurgery Straight 8mm  
length: 120mm



MB-032 止付 with Lock

MB-031 止無 without Lock



B 剪刀

C 開眼器

### マイクロ持針器 曲 8mm

Needle Holder for Microsurgery Curved 8mm  
length: 120mm



MB-034 止付 with Lock

MB-033 止無 without Lock



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

### エクストラデリケート持針器 直 8mm

Needle Holder Extra Delicate Straight 8mm  
length: 120mm



MB-036 止付 with Lock

MB-035 止無 without Lock



F その他

G 白内障

### エクストラデリケート持針器 曲 8mm

Needle Holder Extra Delicate Curved 8mm  
length: 120mm



MB-038 止付 with Lock

MB-037 止無 without Lock



H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜


K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

佐藤氏持針器  
Needle Holder SATO  
length: 130mm



S-721A 止付 with Lock  
S-721B 止無 without Lock



チストーム用持針器 ツイストヒンジ 止無  
Needle Holder for Cystotome Twisting without Lock  
length: 100mm



M-1902TH



新潟大学ショート持針器 止無 逆マチ式  
Needle Holder Reversed Hinge NIIGATA UNIVERSITY Short without Lock  
length: 98mm




M-301R



カストロヴィーホー氏持針器 直 デリケートティップ型 止付  
Needle Holder CASTROVIEJO Delicate Tip Type Straight with Lock  
length: 140mm



S-729A



カストロヴィーホー氏持針器 直 止付  
Needle Holder CASTROVIEJO Straight with Lock  
length: 137mm



S-729



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・潤滑用品

# D-02 眼科用持針器

Ophthalmic Needle Holder

A 鑷子

## カストロヴィーホー氏持針器 曲 止付

Needle Holder CASTROVIEJO Curved with Lock  
length: 137mm



S-730



B 剪刀


C 開眼器

## カストロヴィーホー氏持針器 ノングレア 直 止付

Needle Holder CASTROVIEJO Straight with Lock Non-Glare Finish  
length: 137mm



M-729



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

## カストロヴィーホー氏持針器 ノングレア 曲 止付

Needle Holder CASTROVIEJO Curved with Lock Non-Glare Finish  
length: 137mm



M-730



F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

## デリケート・ポイントン氏持針器 止付

Needle Holder BOYNTON Delicate with Lock  
length: 125mm



BM-350



I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

市原式前房洗浄器

Irrigator Anterior Chamber ICHIHARA without Cannula  
length: 151mm

S-210




ビショップ・ハーモン氏前房洗浄器

Irrigator Anterior Chamber BISHOP-HARMON with Cannula  
length: 105mm pipe: 18G

S-213S (S-213C+S-213SH)


S-213SH シリコンバルブ Silicoun valve



ビショップ・ハーモン氏前房洗浄針

Cannula Anterior Chamber BISHOP-HARMON  
length: 39mm pipe: 18G


S-213C



湖崎式洗浄針 90° 23G

Cannula Anterior Chamber KOZAKI 90°23G  
length: 47mm pipe: 23G shaft length: 31mm


M-35A



湖崎式洗浄針 135° 23G

Cannula Anterior Chamber KOZAKI 90°23G  
length: 47mm pipe: 23G shaft length: 31mm


M-35B



フラット洗浄針 アングル型

Cannula Anterior Chamber Angled Flat Tip  
length: 42.5mm pipe: 19G tip width: 1.2mm shaft length: 16.5mm

S-205



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消耗用品

# E-01 洗淨針・注入針


Cannula, Injection Needle

A  
鑷子

## 佐藤式前房洗淨針

Cannula Anterior Chamber SATO Curved Three Holes at Tip  
length: 46mm pipe: 18G tip width: 1.5mm shaft length: 30mm

S-211




B  
剪刀

C  
開眼器

## 前房洗淨針 18G

Cannula Anterior Chamber for Microsurgery  
length: 45.5mm pipe: 18G tip width: 1.5mm shaft length: 29.5mm

S-212A




D  
持針器

E  
カニークラ  
ニードル

## ザウター氏空気注入針 曲

Cannula Air-Injection SAUTTER Curved  
length: 36mm pipe: 27G shaft length: 20mm

M-32EC




F  
その他

G  
白内障

## ザウター氏空気注入針 直

Cannula Air-Injection SAUTTER Straight  
length: 40mm pipe: 27G shaft length: 24mm

M-32ES




H  
網膜・硝子体

I  
緑内障

## 27G 針 アングル型 鈍

Cannula 27G Angled Blunt  
length: 44mm pipe: 27G shaft length: 28mm

M-88A




J  
角膜

K  
外眼部

## 30G 針 直型 鋭

Needle 30G Straight Pointed  
length: 35mm pipe: 30G shaft length: 19mm

M-88B




L  
消耗品・  
開運用品

### 30G 針 アングル型 鈍

Cannula 30G Angled Blunt  
length: 30mm pipe: 30G shaft length: 14mm


M-88C



### ヒアルロン酸ナトリウム塩注入針 アングル型 23G

Cannula Viscoelastic Material (Sodium Hyaluronate) Injection Angled 23G  
length: 33mm pipe: 23G shaft length: 17mm

M-88GH



### ヒアルロン酸ナトリウム塩注入針 アングル型 25G

Cannula Viscoelastic Material (Sodium Hyaluronate) Injection Angled 25G  
length: 33mm pipe: 25G shaft length: 17mm


M-88H



### キモトリプシン注入針二段式

Cannula Alpha-Chymotrypsin TROUTMAN Flexible 25G  
length: 47mm pipe: 25G tip width: 1.85mm shaft length: 29mm


S-216



### 湖崎式点滴針 19G

Cannula for Drops KOZAKI 19G  
length: 36mm pipe: 19G tip width: 1.4mm shaft length: 20mm

S-212B



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# E-02 涙管洗浄針 Cannula Lachrymal

A 鑷子

## 中村式涙管洗浄用二段針 曲 (12 本入)

Cannula Lachrymal NAKAMURA Tapered Curved 27G (12pcs/box)  
length: 49mm pipe: 27G shaft length: 33mm

S-218C




B 剪刀

C 開眼器

## 中村式涙管洗浄用二段針 直 (12 本入)

Cannula Lachrymal NAKAMURA Tapered Straight 27G (12pcs/box)  
length: 50mm pipe: 27G shaft length: 34mm

S-218S



D 持針器

E カニキュラ・ニードル

## 中村式涙管洗浄用一段針 曲 (12 本入)

Cannula Lachrymal NAKAMURA Curved 23G (12pcs/box)  
length: 49mm pipe: 23G shaft length: 33mm

S-218AC




F その他

G 白内障

## 中村式涙管洗浄用一段針 直 (12 本入)

Cannula Lachrymal NAKAMURA Straight 23G (12pcs/box)  
length: 53mm pipe: 23G shaft length: 37mm

S-218AS




H 網膜・硝子体

I 緑内障

## バンガーター氏ブジー型涙管洗浄針

Cannula Lachrymal BANGERTER Bougie Model  
length: 76mm shaft length: 60mm

S-215-21 21G  
S-215-23 23G



J 角膜

K 外眼部

## 三重大式涙管洗浄針 27G ショートタイプ

Cannula Lachrymal MIE UNIVERSITY 27G Short Type  
length: 27.5mm pipe: 27G shaft length: 11.5mm

M-88D



L 消耗品・消滅用品

三重大式涙管洗浄針 27G ロングタイプ

Cannula Lachrymal MIE UNIVERSITY 27G Long Type  
length: 32.5mm pipe: 27G shaft length: 16.5mm


M-88E



涙管洗浄針 45° アングル型 27G

Cannula Lachrymal 45°Angled 27G  
length: 34mm pipe: 27G shaft length: 18mm


M-88F



涙管洗浄針 45° アングル型 23G

Cannula Lachrymal 45°Angled 23G  
length: 38mm pipe: 23G shaft length: 22mm

M-88G



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

# E-03 テノン嚢下針 Cannula Sub-Tenon

A 鑷子

## テノン嚢下注入針 3ポート

Cannula Sub-Tenon Three-Port  
length: 42.5mm shaft length: 27.5mm

M-2056-24 24G  
M-2056-25 25G




B 剪刀

C 開眼器

## 近江氏テノン嚢下注入針 3ポート 24G

Cannula Sub-Tenon OHMI Curved Three-Port 24G  
length: 37mm pipe: 24G shaft length: 21mm

M-1508




D 持針器

E カニークラニードル

## 深作式ピンポイント注入針

Cannula Sub-Tenon FUKASAKU Curved  
length: 37.5mm shaft length: 21.5mm

M-838 24G  
M-839 26G




F その他

G 白内障

## 出田・ムッサミー氏テノン嚢下注入針

Cannula Sub-Tenon IDETA-MUTHUSAMY 21G Curved  
length: 41mm pipe: 21G tip width: 1.0mm shaft length: 25mm

M-1505



H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

アトキンソン氏球後注射針 曲 (12 本入)

Needle Retrobulbar ATKINSON Curved 23G (12 pcs/box)  
length: 45mm pipe: 23G shaft length: 29mm

S-217AC



アトキンソン氏球後注射針 直 (12 本入)

Needle Retrobulbar ATKINSON Straight 23G (12 pcs/box)  
length: 51.5mm pipe: 23G shaft length: 35.5mm


S-217AS



小川氏眼球摘出用球後注射針 曲 (12 本入)

Needle Retrobulbar OGAWA Curved 23G (12 pcs/box)  
length: 51mm pipe: 23G shaft length: 35mm


S-217C



小川氏眼球摘出用球後注射針 直 (12 本入)

Needle Retrobulbar OGAWA Straight 23G (12 pcs/box)  
length: 58mm pipe: 23G shaft length: 42mm


S-217S



永田氏経結膜球後針 25G

Cannula Sub-Tenon NAGATA Curved 25G  
length: 42mm pipe: 25G shaft length: 26mm

M-1512



土屋式ベベルダウン球後注射針

Needle Retrobulbar TSUCHIYA Bevel Down 23G  
length: 46mm pipe: 23G shaft length: 30mm

S-217BC



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラー・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニューラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品



### 関連商品ナビ

Related item navigator



#### 特定用途カニューラ・ニードル

Cannula and needle for specific use

|      |   |    |      |                           |         |
|------|---|----|------|---------------------------|---------|
| G-03 | ハイドロ用カニューラ<br>Hydrodissection                           | 90 | H-08 | 硝子体用ニードル<br>Vitreous Body | 115-117 |
| G-07 | I/Aカニューラ・皮質吸引<br>I/A and Cataractus Material Aspiration | 96 | I-01 | 緑内障用ニードル<br>Glaucoma      | 125-126 |
| G-07 | 前房メインテナー<br>Anterior Chamber Maintainer                 | 97 | J-05 | 角膜用カニューラ<br>Cornea        | 139     |

スパテル

Spatula  
length: 129mm

- S-170A 1.0mm
- S-170B 1.5mm
- S-170C 2.0mm
- S-170D 2.5mm
- S-170E 3.0mm



目盛付スパテル

Spatula with Scale 2mm  
length: 129mm tip width: 2mm

S-171



三宅式スパテル

Spatula MIYAKE  
length: 121mm tip width: 0.6mm

M-47



三島式スパテル

Spatula MISHIMA  
length: 100mm

- S-9JA 1.0mm
- S-9JB 2.0mm



バンガーター氏スパテル

Spatula BANGERTER  
length: 112mm

- S-168A 1.5mm
- S-168B 2.0mm



林式水晶体皮質用軟質スパテル

Spatula Lens Cortex HAYASHI  
length: 122mm tip width: 0.5mm

M-125



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

# F-01 汎用スパーテル


## Spatula General-Purpose

A 鑷子

### 水晶体皮質用軟質スパーテル

Spatula Lens Cortex  
length: 100mm tip width: 0.5mm

M-126



B 剪刀

C 開眼器

### ニードルスパーテル アングル型

Needle Spatula Angled  
length: 110mm tip width: 0.3mm



M-126A



D 持針器

E カニエーラ・ニードル



関連商品ナビ  
Related item navigator

F その他

#### 特定用途スパーテル Spatula for specific use

|      |                                   |     |      |                       |     |
|------|-----------------------------------|-----|------|-----------------------|-----|
| H-06 | 硝子体用スパーテル<br>Vitreous Body        | 113 | I-01 | 緑内障用スパーテル<br>Glaucoma | 125 |
| H-12 | 経強膜用スパーテル<br>Transscleral Surgery | 122 | J-05 | 角膜用スパーテル<br>Cornea    | 139 |
|      |                                   |     | K-07 | 翼状片スパーテル<br>Pterygium | 150 |

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

## スリムタイプカリパー

Caliper Slim Type  
lid length: 87mm



M-2200




## カストロヴィーホー氏カリパー 直

Caliper CASTROVIEJO Straight Tip  
lid length: 85mm



S-200S




## カストロヴィーホー氏カリパー 曲

Caliper CASTROVIEJO Curved Tip  
lid length: 85.5mm



S-200C



## クロスカリパー

Caliper Crossed  
lid length: 40mm



- S-210A 3.0, 4.0, 5.0, 6.0mm
- S-210B 4.0, 5.0, 6.0, 7.0mm
- S-210C 3.0, 5.0, 5.5, 6.5mm



A 鑷子

B 剪刃

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# F-03 クレンメ・クリップ


Serrefine

A 鑷子

## クレンメ 大

Serrefine Large  
length: 47mm

S-475L




B 剪刀

C 開眼器

## クレンメ 小

Serrefine Small  
length: 36mm

S-475S



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

## 服部式インフュージョンサスティーナ

Infusion Sustainer HATTORI  
clip length: 26mm height: 38.5mm (wire 90°)

M-2082



G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

マイクロサージャリー用替刃パンチ アングル型

Razor Blade Breaker and Holder Angled  
length: 91mm

M-40RA



マイクロサージャリー用替刃パンチ 直

Razor Blade Breaker and Holder Straight  
length: 96mm

M-40RS



マイクロサージャリー用替刃パンチ 直 ダイヤモンドダストチップ付

Razor Blade Breaker and Holder Straight with Diamond Dust Tip  
length: 96mm



M-40RSL



マイクロサージャリー用替刃パンチ 直

Razor Blade Breaker and Holder Straight  
length: 119mm

M-41R



マイクロサージャリー用替刃パンチ 直 ミディアム

Razor Blade Breaker and Holder Medium  
length: 114mm

M-42R



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消耗用品

# F-04 替刃パンチ・替刃

Razor Blade Breaker, Razor Blade

A 鑷子

## カストロヴィーホー型替刃パンチ

Razor Blade Breaker and Holder CASTROVIEJO  
length: 106mm



M-43R



B 剪刀

C 開眼器

## 国友氏替刃パンチ

Razor Blade Breaker and Holder KUNITOMO  
length: 105mm



S-28



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

## バラッケー氏替刃パンチ

Razor Blade Breaker and Holder BARRAQUER  
clip length: 108mm



S-28R



F その他

G 白内障

## フェザーS両刃 10枚入

Razor Blades FEATHER S Double Blades (10 pcs/box)  
length: 36mm

H 網膜・硝子体

M-150S



I 緑内障

J 角膜

## フェザー眼科用カミソリ 100枚入

Razor Blades FEATHER (100 pcs/box)  
length: 58mm width: 12mm

K 外眼部

M-150G



L 消耗品・消滅用品

認証番号: 219AABZX00216000

エーゲル氏角板金属

Lid Plate JAEGER Metal  
length: 111mm

S-247B



縫合針

Suturing Needle

- S-640A No.1 (9mm)
- S-640B No.2 (10mm)
- S-640C No.3 (13mm)
- S-640D No.4 (16mm)
- S-640E No.5 (19mm)



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

# G-01 輪匙・核娩出・固定用器具

Loop, Nucleus Hook, Fixation Instruments


A 鑷子

## 逆溝付デリケート輪匙

Loop with Reverse Fine Serration Delicate  
length: 134mm



M-121A



B 剪刀


C 開眼器

## ウェーベル氏輪匙 No.1

Loop WEBER No.1  
length: 131.5mm



S-176R1



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

## ウェーベル氏輪匙 No.2

Loop WEBER No.2  
length: 136.5mm



S-176R2




F その他

G 白内障

## イリゲーション輪匙

Loop Irrigating Lens  
length: 50mm

M-100



H 網膜・硝子体

I 緑内障

## シムコ水晶体輪匙

Loop with Fine Serration SIMCOE  
length: 30mm



M-122 左 Left

M-123 右 Right



J 角膜

K 外眼部

## ダビール匙

Spoon DAVIEL Double End  
length: 136mm



S-172



L 消耗品・消滅用品

輪匙 / 金属匙

Loop and Spoon  
length: 140mm



S-174



核娩出用輪匙逆溝付

Loop with Reverse Serration  
length: 137mm



M-658




西氏核娩出用灌流針

Cannula ECCE Nucleus Hydrodissection NISHI 20G  
length: 35mm



M-123A



ソートン氏 C 型眼球固定リング 大

Fixation Ring THORNTON C Type Large 16mm  
length: 127mm



M-675



ソートン氏 C 型眼球固定リング 小

Fixation Ring THORNTON C Type Small 13mm  
length: 120mm



M-675S



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・潤滑用品

# G-02 前嚢切開 (CCC 鑷子・マーカー・チストーム)

Forceps CCC, Marker CCC, Needle Cystotome


A 鑷子

## 三好氏・藤本氏 CCC マーカー

Marker CCC MIYOSHI-FUJIMOTO  
length: 115mm



M-2106



B 剪刀

C 開眼器

## 河合氏 CCC 鑷子テーパード 23/25G

Forceps CCC KAWAI Tapered 23/25G with Sterilization Case  
length: 146mm shaft length: 29mm



MF-801



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

## 23G マイクロカプシュロレクシス鑷子

Forceps Micro Capsulorhexis 23G 25mm  
length: 146mm shaft length: 27mm



DS-50101



F その他

G 白内障

## 23G マイクロカプシュロレクシス鑷子 ショートタイプ

Forceps Micro Capsulorhexis 23G Short Type  
length: 136mm shaft length: 15mm



DS-50102



H 網膜・硝子体


I 緑内障

## 稲村氏カプシュロレクシス鑷子 ファイン チタニウム

Forceps Capsulorhexis INAMURA Fine Titanium  
length: 103mm



DS-1612F



J 角膜


K 外眼部

## 稲村氏カプシュロレクシス鑷子 VI

Forceps Capsulorhexis INAMURA VI  
length: 110mm



M-1612




L 消耗品・消滅用品

カプシュロレクシス鑷子テンポラルアプローチ

Forceps Capsulorhexis Temporal Approach  
 length: 100mm


M-1610



カプシュロレクシス鑷子ラウンドハンドルタイプ

Forceps Capsulorhexis Round Handle  
 length: 112mm

M-1611



西・ユトラータ氏 サーキュラーカプシュロレクシス用鑷子

Forceps Circular Capsulorhexis NISHI-UTRATA  
 length: 84mm


M-167R



ユトラータ氏 サーキュラーカプシュロレクシス用鑷子

Forceps Circular Capsulorhexis UTRATA  
 length: 104mm


M-167RA



ケルマン氏イリゲーションチストーム

Cystotome KELMAN  
 length: 46.5mm pipe: 22G shaft length: 30.5mm

M-32A



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・潤滑用品

# G-03 ハイドロ用カニューラ

## Cannula Hydrodissection


A  
鑷子

### 倉知式ハイドロニードル 22G

Needle Hydrodissection KURACHI 22G

length: 44mm pipe: 22G tip width: 0.8mm shaft length: 30.5mm

M-2080



B  
剪刀


C  
開眼器

### 播村氏ハイドロダイセクションニードル 25G

Needle Hydrodissection HARIMURA 25G

length: 44mm pipe: 25G shaft length: 25mm

M-1526



D  
持針器


E  
カニューラ  
ニードル

### 太田式ハイドロダイセクションカニューラ 27G

Cannula Hydrodissection OHTA 27G

length: 38mm pipe: 27G shaft: 22mm

M-1530



F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・  
硝子体

I  
緑内障

J  
角膜

K  
外眼部

L  
消耗品・  
消滅用品

# 核分割器具 (D&C 法・Phaco chop 法) G-04


Nucleus Dividing & Separating (D&C, Phaco Chop)

## 分割君 (徳田式核分割フック)

Hook Nucleus Dividing and Separating TOKUDA  
length: 102.5mm tip size: 0.6×1.0mm shaft length: 18.5mm

M-136

M-136LH ライトハンドル Light handle




## 核分割スパーテル Kバージョン

Hook Nucleus Dividing and Separating K-Version  
length: 104mm tip size: 0.5×1.5mm shaft length: 20mm

M-136K

M-136KLH ライトハンドル Light handle




## 核分割スパーテル ロングバージョン

Hook Nucleus Dividing and Separating Long Version  
length: 103.5mm tip size: 0.6×1.85mm shaft length: 19.5mm

M-136L


M-136LLH ライトハンドル Light handle



## 福山・吉富式核分割コブラシャフトスパーテル

Spatula Hook Nucleus Dividing and Separating Cobra-Shaft FUKUYAMA-YOSHITOMI  
length: 104mm tip size: 0.6×1.0mm shaft length: 20mm

M-1160





## 永原式フェコチョッパー™

PHACO CHOPPER NAGAHARA  
length: 100mm tip size: 0.3×1.0mm shaft length: 16mm

M-136N


M-136NLH ライトハンドル Light handle



## 永原式フェコチョッパー™ 左利き術者用

PHACO CHOPPER NAGAHARA for Left-Hander  
length: 100mm tip size: 0.3×1.0mm shaft length: 16mm

M-136NL



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# G-04 核分割器具 (D&C 法・Phaco chop 法)

Nucleus Dividing & Separating (D&C, Phaco Chop)

A 鑷子


## コブラシャフトフェコチョッパー

PHACO CHOPPER Cobra-Shaft

length: 103mm tip size: 03×1.0mm shaft length: 19mm



M-1160N



B 剪刀

C 開眼器


## 三好氏チョッパー

CHOPPER MIYOSHI

length: 101mm shaft length: 17mm



M-2105



D 持針器

E カニエーラ・ニードル


## クラッシュアンドカッター (分割3号G)

Crush and Cutter Nucleus Dividing and Separating

length: 102.5mm tip size: 0.6×1.0 shaft length: 18.5mm



M-136MK



F その他

G 白内障


## 山田式核分割スパーテル

Spatula Nucleus Dividing and Separating YAMADA

length: 103.5mm tip size: 0.6×1.85 shaft length: 19.5mm



M-1155



H 網膜・硝子体

I 緑内障


## 太田式核分割フック

Spatula Nucleus Dividing and Separating OHTA

length: 103mm tip size: 0.6×1.5 shaft length: 19mm



M-1114



J 角膜

K 外眼部


## 湖崎式核分割フック J-MAX

Hook Nucleus Dividing and Separating KOZAKI J-MAX

length: 102.5mm tip size: 0.6×1.0 shaft length: 18.5mm



KI-1136J



L 消耗品・消滅用品

## 市川式核分割スパーテル

Spatula Hook Nucleus Dividing and Separating ICHIKAWA  
length: 101mm tip size: 0.65×1.2mm shaft length: 17mm



M-136D



## 深作式スナップアンドスプリットフック 核分割用

Hook Snap and Sprit Nucleus Dividing and Separating FUKASAKU  
length: 110mm tip size: 0.4×0.65mm shaft length: 17mm



M-1100



## 深作式スナップアンドスプリットフック 小瞳孔用

Hook Snap and Split for Small Pupils FUKASAKU  
length: 110mm tip size: 0.4×0.55mm shaft length: 17mm



M-1105



## 中京式スパーテル

Spatula Nucleus Dividing and Separating CHUKYO  
length: 110mm tip size: 0.5×0.9mm shaft length: 17mm



M-1112




## Mフック™核分割用フック

M-Hook Nucleus Dividing and Separating MINAMI  
length: 117mm tip size: 0.5×0.9mm shaft length: 22mm



M-1101



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・潤滑用品

# G-05 核分割器具（その他）

## Nucleus Dividing & Separating (Other Methods)

A 鑷子

### イリゲーションチョッパー

Spatula Nucleus Dividing and Separating IRRIGATION CHOPPER  
length: 124mm shaft: 19G shaft length: 23mm



MF-808




B 剪刀

C 開眼器

### 深作式核分割用水流スパーテル“ハイドロチョッパー”23G

HYDRO CHOPPER Cataract Surgery for Micro Incision FUKASAKU  
length: 48mm shaft: 23G shaft length: 32mm

M-2053



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

### 小切開核分割用鑷子 スプリングハンドル

Forceps Nucleus Dividing Small Incision Spring Handle  
length: 100mm



M-650



F その他


G 白内障

### 小切開核分割用鑷子 クロスアクションハンドル

Forceps Nucleus Dividing Small Incision Cross Action Handle  
length: 100mm



M-651



H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品


## 岡本式リムーバー

Remover OKAMOTO

length: 102.5mm tip size: 0.6×1.0mm shaft length: 18.5mm



M-2060-1




## 岡本式リムーバー 2

Remover OKAMOTO 2

length: 102.5mm tip size: 0.6×1.0mm shaft length: 18mm



M-2060-2




## 玉付カプセルスクレーパー 曲

Cannula Capsule Scraper with Oval Tip Curved

length: 45.5mm shaft: 22G shaft length: 29.5mm

M-106




## クラッツ氏カプセルスクレーパー

Cannula Capsule Scraper KRATZ

length: 39mm shaft length: 23mm

M-32BS 20G

M-32BX 23G



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・潤滑用品

# G-07 I/A カニユーラ・皮質吸引・前房メインテナー

I/A Cannula, Cataractus Material Aspiration, Anterior Chamber Maintainer


A 鑷子

## シムコ吸引灌流カニユーラ オリジナルモデル

Aspiration/Irrigation Unit SIMCOE Original Model  
length: 35mm shaft: 23G shaft length: 19mm


**M-104**

**M-104-1 針のみ** Cannula only



**M-104-2 コネクターのみ** Connector only

**M-104-3 シリコンチューブのみ** Silicone tube only



B 剪刀


C 開眼器

## シムコ吸引灌流カニユーラ モディファイドモデル

Aspiration/Irrigation Unit SIMCOE Modified Model  
length: 35mm shaft: 23G shaft length: 19mm


**M-105**

**M-105-1 針のみ** Cannula only



**M-104-2 コネクターのみ** Connector only

**M-104-3 シリコンチューブのみ** Silicone tube only




D 持針器

E カニユーラ・ニードル

## 川野式前房灌流カニユーラ

Cannula Infusion Anterior Chamber KAWANO  
length: 33.5mm shaft: 23G shaft length: 17.5mm

**M-91**



F その他


G 白内障

## 川野式上方皮質吸引針

Cannula Superior Cataractus Material Aspirating KAWANO  
length: 30mm shaft: 23G shaft length: 14mm

**M-91A 0.3mm ポート** Port diameter:0.3mm

**M-91B 0.4mm ポート** Port diameter:0.4mm




H 網膜・硝子体

I 緑内障

## 川野式前房灌流カニユーラ 23G ロングタイプ

Cannula Infusion KAWANO Long Model Curved 23G  
length: 45mm shaft: 23G shaft length: 29mm

**M-91L**




J 角膜

K 外眼部

## 深作式上方皮質吸引針 23G

Cannula Superior Cataractus Material Aspirating FUKASAKU 23G  
length: 35mm shaft: 23G shaft length: 19mm

**M-95**




L 消耗品・関連用品

臼井式眼内レンズ挿入用前房メインテナー

Anterior Chamber Maintainer for IOL Implant USUI

length: 9mm shaft length: 6mm

M-153



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニューラ・ニードル

F その他

**G 白内障**

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・潤滑用品

# G-08 眼内レンズ鑷子

Forceps I.O.L.


A 鑷子

## 眼内レンズ鑷子 ギャスキン型

Forceps IOL GASKIN  
length: 107mm



M-160R



B 剪刀


C 開眼器

## 眼内レンズ用鑷子 11mm

Forceps IOL 11mm  
length: 85.5mm



MB-016



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

## フォークナー氏 I.O.L. 挿入用鑷子

Forceps IOL Folding FAULKNER  
length: 102mm



M-1601



F その他


G 白内障

## フォールデッド I.O.L. 挿入用鑷子

Forceps IOL Folding  
length: 100mm



M-174



H 網膜・硝子体


I 緑内障

## 宮田氏フォールデッド I.O.L. 挿入用鑷子 シングルクロスアクション

Forceps IOL Folding MIYATA Single Cross Action  
length: 110mm



M-1605



J 角膜


K 外眼部

## シェパード氏眼内レンズ用鑷子

Forceps IOL SHEPARD  
length: 115mm



M-11R




L 消耗品・開運用品

## ユニヴァーサル I.O.L. フォールディング鑷子

Forceps IOL Folding Universal  
length: 110mm



**M-1602**





## 眼内レンズ折り曲げ用鑷子 ラウンドハンドル型 クロスアクションタイプ

Forceps IOL Folding Round Handle Cross Action Type  
length: 126.5mm



**MB-039**




## 眼内レンズ折り曲げ用鑷子 プレート型

Forceps IOL Folding Plate Type  
length: 107mm



**MB-040**




## 眼内レンズ折り曲げ用鑷子 ラウンドハンドル型

Forceps IOL Folding Round Handle Type  
length: 114mm



**MB-042**



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・潤滑用品

# G-09 眼内レンズフック Hook I.O.L.

A 鑷子



## シンスキー氏型眼内レンズポジショニング用フック 曲

Hook IOL SINSKEY Curved

length: 99mm tip size: 02×0.5mm shaft length: 15mm

**M-127C**

**M-127CLH** ライトハンドル Light handle



B 剪刀

C 開眼器



## シンスキー氏型眼内レンズポジショニング用フック 直

Hook IOL SINSKEY Straight

length: 101mm tip size: 02×0.5mm shaft length: 17mm

**M-127S**

**M-127SLH** ライトハンドル Light handle



D 持針器

E カニエーラ・ニードル



## 眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤 曲

Hook IOL Curved Push and Pull Model

length: 109mm tip size: 05×0.7mm shaft length: 25mm

**M-128C**

**M-128CLH** ライトハンドル Light handle



F その他

G 白内障



## 眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤 直

Hook IOL Straight Push and Pull Model

length: 109mm tip size: 05×0.7mm shaft length: 25mm

**M-128S**

**M-128SLH** ライトハンドル Light handle



H 網膜・硝子体


I 緑内障

## 眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤 深溝式 直

Hook IOL Push and Pull Deep Groove Model Straight

length: 109mm tip size: 05×0.7mm shaft length: 25mm

**M-128D**



J 角膜


K 外眼部

## 眼内レンズ用プッシュアンドプル鉤 深溝式 アングル型

Hook IOL Push and Pull Deep Groove Model Angled

length: 109mm tip size: 05×0.7mm shaft length: 25mm

**M-128E**




L 消耗品・開運用品

## 眼内レンズ用鉤 T型 曲

Hook IOL with T Type Tip Curved  
length: 106mm shaft length: 22mm


**M-131C**



## 眼内レンズ用鉤 T型 直

Hook IOL with T Type Tip Straight  
length: 106.5mm shaft length: 22.5mm

**M-131S**



## チタニウムレンズフック

Hook IOL Titanium  
length: 108.5mm shaft length: 27.5mm


**DS-015**



## 近藤式マイクロリングフック

Loop Multi-Purpose KONDO  
length: 109mm tip width: 0.6mm shaft length: 25mm


**M-134B**



## ノーホールレンズ用フック

Hook IOL without Hole  
length: 108mm shaft length: 24mm


**M-134**



## 保倉氏レンズフック

Hook IOL YASUKURA  
length: 103mm shaft length: 19mm

**M-1004**



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# G-09 眼内レンズフック

Hook I.O.L.

A  
鑷子


## 水晶体核ローテーター

Rotator Nucleus

length: 101mm shaft length: 17mm



M-125A



B  
剪刀

C  
開眼器


## 森井式眼内レンズフック “かおりの逆フック”

Hook IOL MORII with Reverse-Angled Tip

length: 98.5mm tip size: 0.2×0.5mm shaft length: 14.5mm



M-127CR



D  
持針器

E  
カニエーラ  
ニードル

F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・硝子体

I  
緑内障

J  
角膜


K  
外眼部

L  
消耗品・  
関連用品

IOL カッター チタニウム

Cutter IOL Titanium  
length: 90mm

DS-10708



Ti

A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

# H-01 硝子体鑷子・剪刀 (20G システム)

Forceps, Scissors Vitreous Body (20G System)


A 鑷子

## ILM 鉗子ピックエンド 20G

Forceps ILM Pick End 20G

length: 153mm shaft: 20G shaft length: 36mm

MF-802



B 剪刀


C 開眼器

## ILM 鉗子ファイングリップ 20G

Forceps ILM Fine Grip 20G

length: 154mm shaft: 20G shaft length: 37mm

MV-028



D 持針器


E カニークラニール

## マイクログリップ鉗子 20G/23G テーパード

Forceps Fine Grip 20/23G Tapered

length: 151.5mm shaft: 20/23G shaft length: 34.5mm

MV-050



F その他


G 白内障

## ロンググリップ鉗子 20G

Forceps Long Grip 20G

length: 153mm shaft: 20G shaft length: 36mm

MV-027



H 網膜・硝子体


I 緑内障

## ロンググリップ鉗子 ファインタイプ 20G

Forceps Long Grip Fine Type 20G

length: 153mm shaft: 20G shaft length: 36mm

MV-029



J 角膜

K 外眼部

## 河合氏水平剪刀 曲 23/25G テーパード

Scissors KAWAI Horizontal 23/25G Tapered

length: 151mm shaft: 23/25G shaft length: 34mm

MF-805



L 消耗品・開運用品

# 硝子体鑷子・剪刀 (20G システム) H-01


Forceps, Scissors Vitreous Body (20G System)

## 垂直剪刀アングル 45° 23G (20G システム用)

Scissors Vitrectomy Vertical 45°Angled 23G for 20G System  
length: 150mm shaft: 23G shaft length: 33mm



MV-039




## 垂直剪刀 60° 20G

Scissors Vitrectomy Vertical 60°Angled 20G  
length: 150mm shaft: 20G shaft length: 33mm



MV-007




## ダウシュ垂直剪刀 60° ノンスリップハンドル

Scissors Vitrectomy 60°Angled Non-Slip Handle  
length: 145.5mm shaft: 20G shaft length: 30.5mm



23D-716




## ダウシュ垂直剪刀 60° ノンスリップハンドル スクープティップ

Scissors Vitrectomy 60°Angled Scoop Tip  
length: 145.5mm shaft: 20G shaft length: 30.5mm



23D-717




## ダウシュ垂直剪刀 60°

Scissors Vitrectomy 60°Angled  
length: 143.5mm shaft: 20G shaft length: 30.5mm



26D-716




## ダウシュ垂直剪刀 60° スクープティップ

Scissors Vitrectomy 60°Angled Scoop Tip  
length: 143.5mm shaft: 20G shaft length: 30.5mm



26D-717



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・開運用品

# H-02 硝子体鑷子・剪刀 (23G トロカールシステム)

Forceps, Scissors Vitreous Body (23G Trocar System)


A 鑷子

## ロストラル ILM 鑷子 23G

Forceps ILM ROSTRAL 23G  
length: 148mm shaft: 23G shaft length: 29mm



DS-001



B 剪刀


C 開眼器

## ILM 鑷子 23G

Forceps ILM 23G  
length: 148.5mm shaft: 23G shaft length: 31.5mm



MV-077



D 持針器


E カニークラ・ニードル

## ファイングリップ ILM 鑷子 23G

Forceps ILM Fine Grip 23G  
length: 149.5mm shaft: 23G shaft length: 32.5mm



MV-071



F その他


G 白内障

## ショートセレーション ILM 鑷子 23G

Forceps ILM Serrated Short 23G  
length: 147.5mm shaft: 23G shaft length: 30.5mm



MV-072



H 網膜・硝子体


I 緑内障

## セレーション ILM 鑷子 23G

Forceps ILM Serrated 23G  
length: 149mm shaft: 23G shaft length: 32mm



MV-088



J 角膜

K 外眼部

## 水平剪刀 1.25mm 23G

Scissors Vitrectomy Horizontal 23G 1.25mm  
length: 147.5mm shaft: 23G shaft length: 30.5mm



MV-068



L 消耗品・開運用品

# 硝子体鑷子・剪刀 (23G トロカールシステム) H-02

Forceps, Scissors Vitreous Body (23G Trocar System)


## 垂直剪刀アングル 45° 23G

Scissors Vitrectomy Vertical 45° Angled 23G

length: 146mm shaft: 23G shaft length: 29mm



MV-069



A

鑷子

B

剪刀

C

開眼器

D

持針器

E

カニエーラ・  
ニードル

F

その他

G

白内障

H

網膜・  
硝子体

I

緑内障

J

角膜

K

外眼部

L

消耗品・  
関連用品

# H-03 硝子体鑷子・剪刀 (25G トロカールシステム)

Forceps, Scissors Vitreous Body (25G Trocar System)

A  
鑷子


## ILM 鉗子ファイングリップ 25G

Forceps ILM Fine Grip 25G

length: 151mm shaft: 25G shaft length: 32mm



DS-028



B  
剪刀

C  
開眼器


## ILM 鉗子ピックエンド 25G

Forceps ILM Pick End 25G

length: 151.5mm shaft: 25G shaft length: 32.5mm



DS-802



D  
持針器

E  
カニエーラ  
ニードル

F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・  
硝子体

I  
緑内障

J  
角膜


K  
外眼部

L  
消耗品・  
消滅用品

## 23G トロカールセット 2

Trocar Set 23G 2

TR-001N




### Contents

|         |    |                             |   |
|---------|----|-----------------------------|---|
| TR-002  | ×1 | トロカールカニューラ用フォーセップス          | Forceps for Trocar Cannula                    |
| TR-003N | ×1 | プレッシャープレート ダブルサーキュラーセレーション付 | Pressure Plate with Double Circular Serration |
| TR-004  | ×3 | プラントインサーター                  | Plant Inserter                                |
| TR-010  | ×1 | インサートインフュージョンカニューラ (ライン付)   | Insert Infusion Cannula PVC Tubing with Line  |
| TR-006  | ×3 | クロージャールバルブ                  | Closure Valve                                 |
| TR-007  | ×3 | トロカールカニューラ                  | Trocar Cannula                                |
| TR-009  | ×1 | 滅菌ケース                       | Sterilization Case                            |

## 23G トロカールセット

Trocar Set 23G

TR-001



### Contents

|         |    |                            |   |
|---------|----|----------------------------|---|
| TR-002  | ×1 | トロカールカニューラ用フォーセップス         | Forceps for Trocar Cannula                    |
| TR-003N | ×1 | プレッシャープレートダブルサーキュラーセレーション付 | Pressure Plate with Double Circular Serration |
| TR-004  | ×3 | プラントインサーター                 | Plant Inserter                                |
| TR-005  | ×1 | インフュージョンライン                | Infusion Tube                                 |
| TR-006  | ×2 | クロージャールバルブ                 | Closure Valve                                 |
| TR-007  | ×2 | トロカールカニューラ                 | Trocar Cannula                                |
| TR-008  | ×1 | インフュージョンカニューラ              | Infusion Cannula                              |
| TR-009  | ×1 | 滅菌ケース                      | Sterilization Case                            |

A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニューラ  
ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・  
硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・  
潤滑用品

# H-04 トロカールシステム

Trocar System

A 鑷子

## トロカールカニューラ用フォーセップス

Forceps for Trocar Cannula  
length: 87.5mm



TR-002



B 剪刀


C 開眼器

## プレッシャープレート ダブルサーキュラーセレーション付

Pressure Plate with Double Circular Serration  
length: 83.5mm



TR-003N



D 持針器

E カニキュラ・ニードル

## プラントインサーター

Plant Inserter  
length: 45mm

TR-004



F その他

G 白内障

## インフュージョンライン

Infusion Tube  
length: 309mm

TR-005



H 網膜・硝子体

I 緑内障

## クロージャーバルブ

Closure Valve  
diameter: 3.4mm height: 4.5mm

TR-006



J 角膜

K 外眼部

## トロカールカニューラ

Trocar Cannula  
length: 6mm

TR-007



L 消耗品・閉塞用品

インフュージョンカニューラ

Infusion Cannula  
length: 7mm

TR-008



インサートインフュージョンカニューラ (ライン付)

Insert Infusion Cannula with PVC Tube  
length: 309mm


TR-010



滅菌ケース

Sterilization Case  
size: 166×72mm

TR-009



東京女子医科大学式テーパードトロカール 23/25G

Trocar TOKYO WOMEN'S MEDICAL UNIVERSITY Tapered Type 23/25G  
length: 4.8mm

TR-077



A  
鑷子

B  
剪刀

C  
開眼器

D  
持針器

E  
カニューラ  
ニードル

F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・  
硝子体

I  
緑内障

J  
角膜

K  
外眼部

L  
消耗品・  
関連用品

# H-05 網膜ブラシ・ダイヤモンドレーザー

Retinal Brush, Diamond Eraser

A 鑷子


## 岡田氏網膜ブラシ ビットスウィーパー 23G

Brush Retinal Vit Sweeper OKADA 23G

length: 140mm (without Brush) brush length: 15mm (MAX)



RB-700H-23N 専用ハンドル Handle  
RB-40-23N 替ブラシ Replacement Brush



B 剪刀

C 開眼器


## 岡田氏網膜ブラシ ビットスウィーパー 25G

Brush Retinal Vit Sweeper OKADA 25G

length: 140mm (without Brush) brush length: 15mm (MAX)



RB-700H-25N 専用ハンドル Handle  
RB-40-23N 替ブラシ Replacement Brush



D 持針器

E カニエーラー・ニードル



## 岡田氏網膜ブラシ ビットスウィーパー 20G

Brush Retinal Vit Sweeper OKADA 20G

length: 140mm (without Brush) brush length: 15mm (MAX)



RB-700 ブラシ付きセット with Brush  
RB-700H 専用ハンドル Handle  
RB-40 替ブラシ Replacement Brush



F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

## ダイヤモンドメンブレンレーザー ソフトタイプ

Diamond Membrane Eraser Soft Type

length: 139mm shaft length: 34.5mm



MF-077SS  
MF-077TSB 交換用チップ (レンチ付) Replacement Eraser Tip (with Wrench)



I 緑内障

J 角膜

## ダイヤモンドメンブレンレーザー ハードタイプ

Diamond Membrane Eraser Hard Type

length: 139mm shaft length: 34.5mm



MF-077HS  
MF-077THG 交換用チップ (レンチ付) Replacement Eraser Tip (with Wrench)



K 外眼部

L 消耗品・消滅用品


## 竹内式メンブレインピック

Membrane Pick TAKEUCHI

length: 117.5mm shaft length: 33.5mm

**M-579-23** 23G

**M-579-25** 25G




## 竹内式メンブレインピック ファインタイプ

Membrane Pick TAKEUCHI Fine Type

length: 116mm shaft: 20G shaft length: 30mm

**M-579N** 20G




## 竹内式メンブレインピック

Membrane Pick TAKEUCHI

length: 116mm shaft: 20G shaft length: 30mm

**M-579** 20G




## 古館式硝子体スパーテル

Spatula Vitreous Body FURUTACHI

length: 113mm shaft length: 20mm

**M-1118**



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# H-07 硝子体ナイフ

Knife Vitreous Body


A  
鑷子

## 埴本氏ヴィスコスパチュラナイフ スタンダードモデル

Spatula Knife Viscodelamination HANEMOTO Standard Model

length: 48mm shaft: 23G shaft length: 32mm

M-1015



※ハンドル (M-1017) は別売り。  
Handle(M-1017) is not included.

B  
剪刀

C  
開眼器

## 埴本氏ヴィスコスパチュラナイフ ロングモデル

Spatula Knife Viscodelamination HANEMOTO Long Model

length: 48.5mm shaft: 23G shaft length: 32.5mm

M-1016



※ハンドル (M-1017) は別売り。  
Handle(M-1017) is not included.

D  
持針器

E  
カニエーラ  
ニードル

## 埴本氏ヴィスコスパチュラナイフ用ハンドル

Handpiece for Visco-Spatula Knife HANEMOTO

length: 80mm



M-1017



F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・  
硝子体

I  
緑内障

J  
角膜


K  
外眼部

L  
消耗品・  
関連用品

## インフュージョンニードル 2.5mm

Needle Infusion 20G  
length: 2.5mm shaft: 20G tube length: 300mm


M-570



## インフュージョンニードル 4.0mm

Needle Infusion 20G  
length: 4mm shaft: 20G tube length: 300mm


M-571



## インフュージョンニードル 6.0mm

Needle Infusion 20G  
length: 6mm shaft: 20G tube length: 300mm

M-572



## ラテラルインフュージョンニードル

Needle Lateral Infusion  
length: 5mm shaft: 20G tube length: 300mm

M-1525




## バックフラッシュハンドピース

Handpiece Back Flush  
length: 140mm shaft: 20G shaft length: 30.5mm

M-562A

M-562B 交換用シリコンパーツ 5ヶ Spare Silicone Parts 5 pcs




## バックフラッシュハンドピース エクストルージョン

Handpiece Back Flush Extrusion Type  
length: 140mm shaft: 20G tube length: 58mm

M-562C

M-562D 交換用シリコンパーツ 5ヶ Spare Silicone Parts 5 pcs



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消耗用品

# H-08 硝子体ニードル・ハンドピース

Needle, Handpiece Vitreous Body


A  
鑷子

## ストレートニードル 20G (6 本入)

Needle Straight 20G (6 pcs/box)

length: 44mm shaft: 20G

M-562F



B  
剪刀

C  
開眼器


## ソフトテーパードニードル (6 本入)

Needle Soft Tapered (6 pcs/box)

length: 53mm

M-563S 20G

M-566S 19G



D  
持針器


E  
カニエーラ・ニードル

## ブラッシュニードル 20G (3 本入)

BRUSH NEEDLE 20G (3 pcs/box)

length: 45mm shaft: 20G

M-562E



F  
その他

G  
白内障

## 注流用ハンドピース

Handpiece Irrigation

length: 110mm

M-33



H  
網膜・硝子体

I  
緑内障

## フルートハンドピース

Handpiece with Fluid Port

length: 100mm

M-561A



J  
角膜

K  
外眼部

## エクストルージョンハンドピース

Handpiece with Tube

length: 73mm

M-561B



L  
消耗品・消滅用品

## 川野氏吸引用ハンドピース

Handpiece Aspiration KAWANO  
length: 66mm


M-1507



## ストレートニードル

Needle Straight  
length: 51mm shaft length: 35mm


M-563 20G  
M-566 19G



## テーパードニードル

Needle Tapered  
length: 51mm shaft length: 35mm

M-564 20/25G      M-567 19/25G  
M-565 20/27G      M-568 19/27G



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・潤滑用品

# H-09 強膜プラグ・強膜プラグ鑷子

Scleral Plug, Forceps Scleral Plug


A 鑷子

## チタニウム製強膜プラグ (6ヶ入)

Scleral Plug (6 pcs/set)  
length: 3.5mm

Ti

- M-575A 20G
- M-575B 19G
- M-575 台のみ Bed only



B 剪刀


C 開眼器

## プラグフォーセップス

Forceps Plug  
length: 110mm

HANEMOTO

M-560



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

## 埴本氏眼球圧迫器付プラグフォーセップス

Forceps Plug with Scleral Depressor HANEMOTO  
length: 110mm

HANEMOTO

M-2014



F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜


K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

服部式滑車型眼球压迫器

Depressor Sclera Rotating HATTORI  
length: 110mm

- M-2061 3.0mm  $\phi$
- M-2061S 2.5mm  $\phi$
- M-2061SS 2.0mm  $\phi$
- M-2061X 1.5mm  $\phi$



上村式眼球压迫器

Depressor Sclera UEMURA  
length: 101mm

- M-2067 2.0mm  $\phi$
- M-2067S 1.5mm  $\phi$



田野氏眼球压迫器

Depressor Sclera TANO with Non-Slip Oval Tip  
length: 105mm

M-141T



安藤氏眼球压迫器

Depressor Sclera ANDO  
length: 147mm

M-141



唐木氏インデントー 両頭 5mm 目盛付

Indenter KARAKI Double End with 5mm Scale  
length: 144mm



M-141A



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

# H-10 眼球压迫器

Scleral Depressor

A 鑷子

## 柴式 MIVS 用強膜压迫子

Depressor Sclera for MIVS SHIBA  
length: 128mm

M-2081



B 剪刀

C 開眼器

## 大島式眼球压迫器 大

Depressor Sclera OSHIMA with Non-Slip Tips Large  
length: 135mm

M-141L



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

## 大島式眼球压迫器 未熟児用

Depressor Sclera OSHIMA for Premature Infant with Non-Slip Tips Large  
length: 120mm

M-141P



F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部


L 消耗品・消滅用品

森實式未熟児鉤


Retractor for Premature Infant MORIZANE  
length: 121mm



- M-2050-1 1.0mm
- M-2050-2 2.0mm
- M-2050-3 3.0mm



M-2050-1



M-2050-2



M-2050-3




五十嵐氏未熟児鉤

Retractor for Premature Baby IGARASHI  
length: 78mm



- M-1135 大 7.5×7.0mm Large
- M-1136 小 5.0×5.5mm Small



未熟児鉤

Retractor for Premature Infant  
length: 120mm



M-112



A 鑷子

B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・潤滑用品

# H-12 経強膜用器具 (レトラクター・鉤・カリパー)


Transscleral Instruments (Retractor, Caliper)

A 鑷子

## アスピレーティングスパーテル

Spatula Aspirating  
length: 139mm

M-2057



B 剪刀

C 開眼器

## スケペンス・フリーマン型レトラクター

Retractor Orbital SCHEPENS-FREEMAN  
length: 135mm



S-120D




D 持針器

E カニエーラ・ニードル

## マイヤー・シュビッケラート氏ロカリゼーター

Localizator MEYER-SCHWICKERATH  
length: 121mm

M-115R



F その他

G 白内障

## デシャン

Needle Suturing DESCHAMP Type  
length: 131mm

KI-80A 右 Right  
KI-80B 左 Left



H 網膜・硝子体

I 緑内障

## 鉤 60° 大

Retractor 60°Angled Large  
length: 127mm



KI-80C



J 角膜

K 外眼部

## 鉤 60° 小

Retractor 60°Angled Small  
length: 125mm



KI-80D



L 消耗品・消滅用品

# 経強膜用器具 (レトラクター・鉤・カリパー) H-12

Transscleral Instruments (Retractor, Caliper)

## 鉤 135° 大

Retractor 135°Large  
length: 140mm



KI-80E



## 鉤 135° 小

Retractor 135°Small  
length: 133mm



KI-80F



## 鉤 90° 大

Retractor 90°Large  
length: 128mm



KI-80G



## 鉤 90° 小

Retractor 90°Small  
length: 127mm



KI-80H



## 穴あき鉤 90°

Retractor with Apertures 90°  
length: 127mm



KI-80I



## 穴あき鉤 135°

Retractor with Apertures 135°  
length: 138mm



KI-80J



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消耗用品

# H-12 経強膜用器具 (レトラクター・鉤・カリパー)

Transscleral Instruments (Retractor, Caliper)

A  
鉏子

スプーン型鉤  
Retractor Spoon Type  
length: 135mm



KI-80K



C  
開眼器

網膜剥離用カリパー  
Caliper Retinal Detachment  
length: 125mm



KI-80L



D  
持針器

E  
カニエーラ・  
ニードル

F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・  
硝子体

I  
緑内障

J  
角膜


K  
外眼部

L  
消耗品・  
関連用品

新家氏隅角癒着解離用スパーテル

Spatula Goniosynechialysis ARAIE  
length: 111mm

M-1107 左 Left  
M-1108 右 Right



毛様体解離術用スパーテル

Spatula Cyclodialysis  
length: 125.5mm

S-167



風間氏シュレム氏管分層スパーテル

Spatula Schlemm's Canal Split-Thickness KAZAMA  
length: 97.5mm

M-1102



カストロヴィーホー氏虹彩後癒着解離用スパーテル 両頭

Spatula Posterior Synechia CASTROVIEJO Double End Sharp  
length: 135mm

S-166



トラウトマン氏マイクロスパーテル

Spatula TROUTMAN  
length: 94mm



M-46R



上野式極細隅角洗浄針 27G

Cannula Cleaning UENO Angled Extra Thin 27G  
length: 35mm

M-104A



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品


A 鑷子

上野式極細癒着解離針 左

Spatula Knife Goniosynechialysis UENO Left  
length: 114mm shaft length: 30mm



S-87L



B 剪刀


C 開眼器

上野式極細癒着解離針 右

Spatula Knife Goniosynechialysis UENO Right  
length: 114mm shaft length: 30mm



S-87R




D 持針器

E カニエーラ・ニードル

永田氏隅角癒着解離針 アングル型 左

Spatula Cannula Goniosynechialysis NAGATA Angled Type Left  
length: 47mm shaft length: 31mm

M-580C 22G  
M-580F 25G




F その他

G 白内障

永田氏隅角癒着解離針 アングル型 右

Spatula Cannula Goniosynechialysis NAGATA Angled Type Right  
length: 47mm shaft length: 31mm

M-580D 22G  
M-580E 25G



H 網膜・硝子体

I 緑内障

上野式極細線維柱帯切開刀 左

Knife Trabeculotomy UENO Extra Thin Left  
length: 111mm shaft length: 27mm



S-86L



J 角膜

K 外眼部

上野式極細線維柱帯切開刀 右

Knife Trabeculotomy UENO Extra Thin Right  
length: 111mm shaft length: 27mm



S-86R




L 消耗品・消滅用品

新家・杉田氏隅角刀

Knife Goniotomy ARAIE-SUGITA  
length: 108.5mm shaft length: 23.5mm

M-1007



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# I-02 トラベクトミープローベ

Probe Trabeculotomy


A 鑷子

## 永田氏トラベクトミープローベ 13mm (2ケ入)

Probe Trabeculotomy NAGATA 13mm 6.5R (2 pcs/box)

length: 6.8mm  $\phi$ 0.24

M-80A-13



B 剪刀

C 開眼器

## 永田氏トラベクトミープローベ 15mm (2ケ入)

Probe Trabeculotomy NAGATA 15mm 7.5R (2 pcs/box)

length: 6.8mm  $\phi$ 0.24

M-80A-15



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

## 永田氏トラベクトミープローベ 17mm (2ケ入)

Probe Trabeculotomy NAGATA 17mm 8.5R (2 pcs/box)

length: 6.8mm  $\phi$ 0.24

M-80A-17



F その他

G 白内障

## プローベカーブ 測定ゲージ

Curve Gauge for Trabeculotomy Probe



H 網膜・硝子体

M-80AG

Trabecular Probe  
Curvature Gauge

13

15

17

**Inami**

I 緑内障

J 角膜


K 外眼部

L 消耗品・  
関連用品

青山氏シュレム氏管鑷子

Forceps Schlemm's Canal AOYAMA  
 length: 110mm


M-1620



深作氏トラベクトミープローベ保持用鑷子

Forceps Trabeculotomy Probe FUKASAKU  
 length: 86mm

M-183



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# I-04 緑内障用剪刀・パンチ


Scissors, Punch Glaucoma

A 鑷子

## 木村式緑内障癒着剥離剪刀 曲 鈍 “濾過胞再建剪刀 曲”

Scissors Glaucoma Synechotomy KIMURA "Filtering Bleb Reconstruction" Curved Blunt  
length: 137mm shaft: 20G shaft length: 34mm

M-2055C




B 剪刀

C 開眼器

## 木村式緑内障癒着剥離剪刀 直 鈍 “濾過胞再建剪刀”

Scissors Glaucoma Synechotomy KIMURA "Filtering Bleb Reconstruction" Straight Pointed  
length: 137.5mm shaft: 20G shaft length: 34.5mm

M-2055



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

## 上野氏トラベクトミーマイクロ剪刀 アングル型

Scissors Trabeculotomy UENO Angled Type  
length: 82mm



M-52RF



F その他

G 白内障

## 上野氏マイクロ剪刀 シュレム氏管切開用 左

Scissors Schlemm's Canal Dissection UENO Left  
length: 82mm

M-52RL




H 網膜・硝子体

I 緑内障

## 上野氏マイクロ剪刀 シュレム氏管切開用 右

Scissors Schlemm's Canal Dissection UENO Right  
length: 82mm

M-52RR



J 角膜

K 外眼部


L 消耗品・消滅用品

風間氏トラベクトミー用マイクロ剪刀

Scissors Trabeculotomy KAZAMA  
length: 100mm



M-1810




ルンツ・ドディック氏トラベクレクトミーパンチ

Punch Trabeculectomy LUNTH-DODICK  
handle length: 106mm



M-1808




ケリー氏デスメ膜パンチ

Punch Descemet's Membrane KELLY  
length: 129.5mm



M-1805



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# J-01 眼球固定リング

Fixation Ring

A 鑷子

## 眼球固定用フリーリング

Fixation Ring FLIERINGA

|                 |       |                 |                          |
|-----------------|-------|-----------------|--------------------------|
| <b>S-180-12</b> | 12mmφ | <b>S-180-21</b> | 21mmφ                    |
| <b>S-180-15</b> | 15mmφ | <b>S-180-22</b> | 22mmφ                    |
| <b>S-180-18</b> | 18mmφ | <b>S-180-23</b> | 23mmφ                    |
| <b>S-180-20</b> | 20mmφ | <b>S-180SS</b>  | 全サイズセット set of all sizes |



B 剪刀

C 開眼器

## 未熟児用フリーリング

Fixation Ring for Premature Infant 10mm  
10mmφ



**S-180S**



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

## ダブル固定用リング

Ring Cornea Fixation Double  
size: 16×22mm



**S-180D**



F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

## マクニール・ゴールドマン氏ダブル固定リング

Ring Cornea Fixation MCNEILL-GOLDMAN Double  
size: 14×23mm



**S-181D**



I 緑内障


J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品


カッチン氏角膜移植用剪刀 左  
Scissors Cornea Transplant KATZIN Left  
length: 96mm

S-552L




カッチン氏角膜移植用剪刀 右  
Scissors Cornea Transplant KATZIN Right  
length: 96mm

S-552R




トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 左  
Scissors Cornea TROUTMAN Left  
length: 97mm

M-57RL



トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 右  
Scissors Cornea TROUTMAN Right  
length: 97mm

M-57RR



トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 ファインブレード 左  
Scissors Cornea TROUTMAN with Fine Blade Left  
length: 98mm

M-57XL



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部分

L 消耗品・消耗品


# J-02 角膜剪刀 Scissors Cornea

A 鑷子

## トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 ファインブレード 右

Scissors Cornea TROUTMAN with Fine Blade Right  
length: 98mm

M-57XR



B 剪刀


C 開眼器

## トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 止付 左

Scissors Cornea TROUTMAN with Lock Left  
length: 100mm



M-58RL



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

## トラウトマン氏マイクロ角膜剪刀 止付 右

Scissors Cornea TROUTMAN with Lock Right  
length: 100mm



M-58RR



F その他


G 白内障

## 三島式角膜剪刀 鈍 (刃のカーブ 20R)

Scissors Cornea MISHIMA Blade Curve 20R  
length: 99mm



S-9H



H 網膜・硝子体


I 緑内障

## 三島式角膜剪刀 鈍 (刃のカーブ 15R)

Scissors Cornea MISHIMA Blade Curve 15R  
length: 97mm



S-9HS



J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

榛村式 DALK 剪刀 曲 左

Scissors DALK SHIMMURA Curved Left  
length: 100mm



M-2070CL




榛村式 DALK 剪刀 曲 右

Scissors DALK SHIMMURA Curved Right  
length: 100mm



M-2070CR




榛村式 DALK 剪刀

Scissors DALK SHIMMURA  
length: 104mm



M-2070



A 鑷子

B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラー・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・潤滑用品

# J-03 トレパン・パンチ

Trephine, Punch

A 鑷子

## トレパン刃

Trephine Blade Corneal Transplant  
length: 9.6mm



|            |        |            |        |
|------------|--------|------------|--------|
| S-223-5    | 5.0mm  | S-223-7.5  | 7.5mm  |
| S-223-5.5  | 5.5mm  | S-223-7.75 | 7.75mm |
| S-223-6    | 6.0mm  | S-223-8    | 8.0mm  |
| S-223-6.25 | 6.25mm | S-223-8.25 | 8.25mm |
| S-223-6.5  | 6.5mm  | S-223-8.5  | 8.5mm  |
| S-223-6.75 | 6.75mm | S-223-9    | 9.0mm  |
| S-223-7    | 7.0mm  | S-223-10   | 10.0mm |
| S-223-7.25 | 7.25mm | S-223-10.5 | 10.5mm |



B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

## 角膜移植用トレパン用ハンドル

Trephine Handle Corneal Transplant  
length: 43mm



E カニエーラ・ニードル

S-223H



F その他

G 白内障

## カストロヴィーホー氏角膜移植用トレパン

Trephine Corneal Transplant CASTROVIEJO  
length: 48.85mm



|           |        |        |                    |
|-----------|--------|--------|--------------------|
| S-220-5   | 5.0mm  | S-220A | 5.0mm 5.5mm 6.0mm  |
| S-220-5.5 | 5.5mm  | S-220B | 6.0mm 6.5mm 7.0mm  |
| S-220-6   | 6.0mm  | S-220C | 8.0mm 9.0mm 10.0mm |
| S-220-6.5 | 6.5mm  |        |                    |
| S-220-7   | 7.0mm  |        |                    |
| S-220-7.5 | 7.5mm  |        |                    |
| S-220-8   | 8.0mm  |        |                    |
| S-220-9   | 9.0mm  |        |                    |
| S-220-10  | 10.0mm |        |                    |



H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

## カストロヴィーホー氏角膜移植トレパンハンドル

Trephine Handle Corneal Transplant CASTROVIEJO  
length: 48.85mm



S-219



K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

大西氏トレパン

Trepine ONISHI  
length: 62mm



|           |       |
|-----------|-------|
| S-221-1.5 | 1.5mm |
| S-221-2   | 2.0mm |
| S-221-2.5 | 2.5mm |
| S-221-3   | 3.0mm |
| S-221-4   | 4.0mm |



A 錘子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消耗用品

# J-04 DSEK 用鑷子

Forceps DSEK

A  
鑷子

## 島崎式 DSEK 用鑷子

Forceps DSEK SHIMAZAKI

length: 133.5mm shaft: 22G shaft length: 18mm

M-2066



B  
剪刀

C  
開瞼器

D  
持針器

E  
カニキュラ  
ニードル

F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・  
硝子体

I  
緑内障

J  
角膜

K  
外眼部

L  
消耗品・  
関連用品


前田式 DLK スパーテル

Spatula DLK MAEDA

length: 111mm shaft length: 17mm



M-1150




深作式 LASIK スパーテル

Spatula LASIK FUKASAKU

length: 115mm shaft length: 22mm



M-1110




深作氏 LASIK カニューラ

Cannula LASIK FUKASAKU

length: 38mm shaft: 23G shaft length: 22mm

M-1555



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニキュラ・  
ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・  
硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・  
消耗用品

# J-06 マーカー

Marker

## ホッファー氏 オプティックゾーンマーカー クロスヘア付

Marker Optic Zone HOFFER with Cross-Hairs

length: 103mm



|       |        |
|-------|--------|
| M-700 | 3.00mm |
| M-701 | 3.25mm |
| M-702 | 3.50mm |
| M-703 | 3.75mm |
| M-704 | 4.00mm |
| M-705 | 4.25mm |
| M-706 | 4.50mm |
| M-707 | 4.75mm |
| M-708 | 5.00mm |
| M-709 | 5.50mm |
| M-710 | 6.00mm |
| M-711 | 7.00mm |
| M-712 | 8.00mm |



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部


L 消耗品・消滅用品

高橋氏おたま型小異物鑷子 “すくい取り”

Forceps Foreign Body TAKAHASHI Spoon Type  
length: 86mm



M-2015




ソープ氏角膜異物鑷子

Forceps Cornea Foreign Body THORPE  
length: 108mm



S-331




ソープ氏角膜異物鑷子 ファイン

Forceps Cornea Foreign Body THORPE Fine Type  
length: 108mm



S-331F




ソープ氏角膜異物鑷子 段付

Forceps Cornea Foreign Body THORPE with Platform  
length: 100mm



S-332



シャープ氏異物鑷子

Forceps Foreign Body SCHAAF  
length: 95mm



S-333



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・閉運用品

# K-02 異物処置 (異物針・匙・ドリル)

Foreign Body Removal (Foreign Body Needle, Curette, Drill)


A 鑷子

## 片柄異物針

Needle Foreign Body Single End  
length: 125mm



S-21S



B 剪刀


C 開眼器

## アルヴィス氏片柄異物針

Needle Foreign Body ALVIS Single End  
length: 121mm



S-23R



D 持針器



E カニエーラ・ニードル

## 鉄片異物鑷取鋭匙

Curette Foreign Body  
length: 125mm



S-111



F その他


G 白内障

## 両頭異物針

Needle Foreign Body Double End  
length: 120mm



S-21D



H 網膜・硝子体


I 緑内障

## 千種式両頭異物針

Needle Foreign Body CHIGUSA Double End  
length: 116mm



S-22



J 角膜


K 外眼部分

## 収納型両頭異物針

Needle Foreign Body with Housing Holder  
length: 95mm (without Needle) Shaft length: 23.5mm(Left) ,22mm(Right)



S-20



L 消耗品・開運用品

ハンド式マイクロモーターチャック (本体のみ)

Micro Motor Chuck Handy Type (Main Body)  
length: 119mm

S-226H



ハンド式マイクロモーターチャックカッター (6本入)

Drills for Micro Motor Chuck Handy Type (6 pcs/box)  
length: 37mm tip size: 0.6mm×2pcs(orange) 0.7mm×2pcs(yellow) 0.8mm×2pcs(blue)

S-226C



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・  
関連用品

# K-03 涙道手術 (ブジー・涙管拡張針)

## Lachrymal Instruments (Bougie, Dilator Lachrymal)

A 鑷子

### ヴィルダー氏涙管拡張針

Dilator Lachrymal WILDER  
length: 109mm

- S-186RS 細 Fine
- S-186RM 中 Medium
- S-186RL 太 Bold



B 剪刀

C 開眼器

### 幼児用拡張針

Dilator Lachrymal for Child  
length: 80mm

D 持針器

S-186S



E カニエーラ・ニードル

### カストロヴィーホー氏涙管拡張針両頭

Dilator Lachrymal CASTROVIEJO Double End  
length: 136mm

F その他

S-187R




G 白内障

### 五嶋式ブジー型涙管洗浄針

Cannula Lachrymal GOTOH Bougie Type  
length: 76mm

H 網膜・硝子体



- |           |            |           |                           |
|-----------|------------|-----------|---------------------------|
| M-2058-60 | 60mm / 23G | M-2058-30 | 30mm / 25G 乳児用 For infant |
| M-2058-50 | 50mm / 23G | M-2058-32 | 32mm / 25G 乳児用 For infant |
| M-2058-55 | 55mm / 21G | M-2058-34 | 34mm / 25G 乳児用 For infant |

※スケール付き。  
With Measuring Marking

I 緑内障

J 角膜

### ボーマン氏涙管消息子

Probe Lachrymal BOWMAN  
length: 130mm



- |        |                     |        |                          |
|--------|---------------------|--------|--------------------------|
| S-185A | 0-01 (0.45/0.50mm)  | S-185F | 1-2 (1.10/1.20mm)        |
| S-185B | 02-03 (0.55/0.60mm) | S-185G | 3-4 (1.30/1.40mm)        |
| S-185C | 04-05 (0.65/0.70mm) | S-185H | 5-6 (1.50/1.60mm)        |
| S-185D | 06-07 (0.75/0.80mm) | S-185S | 全サイズセット Set of all sizes |
| S-185E | 08-09 (0.90/1.00mm) |        |                          |

K 外眼部

L 消耗品・開運用品

ボーマン氏涙管消息子 玉付

Probe Lachrymal BOWMAN with Ball Tip  
length: 130mm



|                |                    |                |                   |
|----------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>S-185RC</b> | 00/0 (0.80/0.85mm) | <b>S-185RG</b> | 3/4 (1.25/1.35mm) |
| <b>S-185RD</b> | 0/1 (0.90/1.00mm)  | <b>S-185RH</b> | 4/5 (1.35/1.40mm) |
| <b>S-185RE</b> | 1/2 (1.00/1.05mm)  |                |                   |
| <b>S-185RF</b> | 2/3 (1.20/1.30mm)  |                |                   |

三宅式ブジー

Probe Lachrymal MIYAKE  
length: 140mm



|               |                     |               |                          |
|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| <b>M-1125</b> | 0-01 (0.45/0.50mm)  | <b>M-1124</b> | 全サイズセット set of all sizes |
| <b>M-1126</b> | 02-03 (0.55/0.60mm) |               |                          |
| <b>M-1127</b> | 04-05 (0.65/0.70mm) |               |                          |
| <b>M-1128</b> | 06-07 (0.75/0.80mm) |               |                          |
| <b>M-1129</b> | 08-09 (0.90/1.00mm) |               |                          |

三宅式ブジー 10mm ステップスケール付き

Probe Lachrymal MIYAKE with 10mm Step Scale  
length: 140mm



|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>M-1130</b> | 04-05 (0.65/0.70mm) |
|---------------|---------------------|

A 鑷子

B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

# K-04 涙道手術（ピッグテールプローブ・涙小管誘導子）

Lachrymal Instruments (Pigtail Probe, Probe)


A 鑷子

## 中村氏涙小管手術用誘導子ピッグテール 小 右（反時計回り）

Probe Lachrymal NAKAMURA Pigtail Small Right (Anticlockwise)  
length: 100mm



S-184B



B 剪刀

C 開眼器

## 中村氏涙小管手術用誘導子ピッグテール 小 左（時計回り）

Probe Lachrymal NAKAMURA Pigtail Small Left (Clockwise)  
length: 100mm



S-184C



D 持針器


E カニエーラ・ニードル

## 中村氏涙小管手術用誘導子 直 大

Probe Lachrymal NAKAMURA Straight Large  
length: 140mm



S-184D



F その他


G 白内障

## 中村氏涙小管手術用誘導子 直 小

Probe Lachrymal NAKAMURA Straight Small  
length: 106.5mm



S-184E



H 網膜・硝子体


I 緑内障

## 中村氏涙小管手術用誘導子ピッグテール 大 右（反時計回り）

Probe Lachrymal NAKAMURA Pigtail Large Right (Anticlockwise)  
length: 102mm



S-184F



J 角膜


K 外眼部

## 中村氏涙小管手術用誘導子ピッグテール 大 左（時計回り）

Probe Lachrymal NAKAMURA Pigtail Large Left (Clockwise)  
length: 102mm



S-184G




L 消耗品・消滅用品

## 中村氏涙小管手術用誘導子 6 本組

Probe Lachrymal NAKAMURA 6pcs set



S-184A



### Contents

- S-184B × 1 中村氏涙小管手術用誘導子ピッグテール 小 右（反時計回り） Probe Lachrymal NAKAMURA Pigtail Small Right (Anticlockwise)
- S-184C × 1 中村氏涙小管手術用誘導子ピッグテール 小 左（時計回り） Probe Lachrymal NAKAMURA Pigtail Small Left (Clockwise)
- S-184D × 1 中村氏涙小管手術用誘導子 直 大 Probe Lachrymal NAKAMURA Straight Large
- S-184E × 1 中村氏涙小管手術用誘導子 直 小 Probe Lachrymal NAKAMURA Straight Small
- S-184F × 1 中村氏涙小管手術用誘導子ピッグテール 大 右（反時計回り） Probe Lachrymal NAKAMURA Pigtail Large Right (Anticlockwise)
- S-184G × 1 中村氏涙小管手術用誘導子ピッグテール 大 左（時計回り） Probe Lachrymal NAKAMURA Pigtail Large Left (Clockwise)

## 中村氏涙小管手術用誘導子 4 本組

Probe Lachrymal NAKAMURA 4pcs set



S-184



### Contents

- S-184B × 1 中村氏涙小管手術用誘導子ピッグテール 小 右（反時計回り） Probe Lachrymal NAKAMURA Pigtail Small Right (Anticlockwise)
- S-184C × 1 中村氏涙小管手術用誘導子ピッグテール 小 左（時計回り） Probe Lachrymal NAKAMURA Pigtail Small Left (Clockwise)
- S-184D × 1 中村氏涙小管手術用誘導子 直 大 Probe Lachrymal NAKAMURA Straight Large
- S-184E × 1 中村氏涙小管手術用誘導子 直 小 Probe Lachrymal NAKAMURA Straight Small

A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# K-05 霰粒腫・麦粒腫・マイボーム腺（鋭匙・鑷子）

Chalazion, Hordeolum, Meibomian Gland Instruments (Sharp Curette, Forceps)


A 鑷子

## 獨協医大式滑車型マイボーム腺鑷子

Forceps Meibomian Gland DOKKYO MEDICAL UNIVERSITY Rotating Type  
length: 97mm



M-2071



B 剪刀

C 開眼器


## 両頭角膜鋭匙

Curette Cornea Double End  
length: 124mm



D 持針器

- |               |    |               |
|---------------|----|---------------|
| <b>S-116L</b> | 大  | 3.5mm / 3.0mm |
| <b>S-116M</b> | 中  | 3.0mm / 2.3mm |
| <b>S-116S</b> | 小  | 2.3mm / 1.5mm |
| <b>S-116X</b> | 極小 | 1.5mm / 1.3mm |



E カニエーラ・ニードル

F その他

## 霰粒腫用丸型鋭匙

Curette Chalazion Round  
length: 127mm



- |               |   |       |
|---------------|---|-------|
| <b>S-112</b>  | 大 | 3.0mm |
| <b>S-112A</b> | 中 | 2.5mm |
| <b>S-113</b>  | 小 | 2.0mm |



G 白内障


H 網膜・硝子体

## フィンク氏霰粒腫用ギザ付鋭匙

Curette Chalazion FINK with Serration  
length: 124mm



S-114



I 緑内障



J 角膜

## スキール氏霰粒腫用ギザ付鋭匙

Curette Chalazion SKEELE with Serration  
length: 125mm



S-115




K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

横井氏カレーススマーカー 2

Marker Chalasis YOKOI 2  
 length: 132mm


M-1405



横井氏カレースス剪刀

Scissors Chalasis YOKOI  
 length: 108mm

M-1406



A  
 鑷子

B  
 剪刀

C  
 開眼器

D  
 持針器

E  
 カニエーラ・  
 ニードル

F  
 その他

G  
 白内障

H  
 網膜・  
 硝子体

I  
 緑内障

J  
 角膜

K  
 外眼部

L  
 消耗品・  
 潤滑用品

# K-07 翼状片処置 (スパーテル・ゴルフ刀)

Pterygium Instruments (Spatula, Golf Knife)


A 鑷子

## 前田式翼状片スパーテル

Spatula Pterygium MAEDA  
length: 110mm



M-1104



B 剪刀


C 開眼器

## ゴルフ刀

Knife Sclera Golf Club Type  
length: 117mm



S-76



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部


L 消耗品・消滅用品

クント氏挟瞼器

Entropion Forceps KUHNT  
length: 113mm



- S-485L 大 Large 28×23mm
- S-485M 中 Medium 25×20mm
- S-485S 小 Small 21×16mm



デマル氏挟瞼器

Entropion Forceps DESMARRES  
length: 95mm



- S-490RL 大 Large 31×19mm
- S-490RM 中 Medium 26×16mm
- S-490RS 小 Small 20×12mm



デマル氏霰粒腫用挟瞼器クロスアクション

Entropion Forceps Chalazion DESMARRES Cross Action  
length: 95mm



- S-489 14×12mm



ローダン氏霰粒腫用挟瞼器

Entropion Forceps Chalazion LORDAN  
length: 95mm




- M-1650



杉田式挟瞼器 “上眼瞼手術用角膜プロテクター”

Corneal Protector SUGITA  
length: 40mm

- M-2051



A 鑷子

B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消滅用品

# K-08 挟瞼器・開瞼鉤

Forceps Chalazion, Retractor Eye Lid

A 鑷子

## デマル氏開瞼鉤 大

Retractor Eyelid DESMARRES Large  
length: 142mm lid length: 17mm

S-845RL



B 剪刀

C 開瞼器

## デマル氏開瞼鉤 中

Retractor Eyelid DESMARRES Medium  
length: 142mm lid length: 14mm

S-845RM



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

## デマル氏開瞼鉤 小

Retractor Eyelid DESMARRES Small  
length: 142mm lid length: 11mm

S-845RS



F その他

G 白内障

## デマル氏開瞼鉤 未熟児用

Retractor Eyelid DESMARRES for Premature Infant  
length: 142mm lid length: 8mm

S-845RE



H 網膜・硝子体

I 緑内障

## 江口氏デマル鉤 大

Retractor Eyelid EGUCHI-DESMARRES Large  
length: 139mm lid length: 14mm

S-847A



J 角膜

K 外眼部

## 江口氏デマル鉤 小

Retractor Eyelid EGUCHI-DESMARRES Small  
length: 142m lid length: 11mm

S-847B



L 消耗品・開運用品

中村氏釣針型開創鉤 大 (2 本組)

Retractor NAKAMURA Fish-Hook Type Large One Pair  
length: 15mm

S-184L



中村氏釣針型開創鉤 中 (2 本組)

Retractor NAKAMURA Fish-Hook Type Medium One Pair  
length: 12.5mm

S-184M



中村氏釣針型開創鉤 小 (2 本組)

Retractor NAKAMURA Fish-Hook Type Small One Pair  
length: 10mm

S-184S



後藤・中村式 2 爪釣針鉤型開創器 大

Retractor GOTOU-NAKAMURA 2 Nail-Hook Type Large  
Retractor length: 14.5mm Spring length: 30mm Serrefome length: 48.5mm

M-2101L



後藤・中村式 2 爪釣針鉤型開創器 中

Retractor GOTOU-NAKAMURA 2 Nail-Hook Type Medium  
Retractor length: 13.5mm Spring length: 30mm Serrefome length: 48.5mm

M-2101M



後藤・中村式 2 爪釣針鉤型開創器 小

Retractor GOTOU-NAKAMURA 2 Nail-Hook Type Small  
Retractor length: 11.5mm Spring length: 30mm Serrefome length: 48.5mm

M-2101S



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・開運用品

# K-09 開創鉤・開創器


Retractor Fish-Hook, Retractor

A 鑷子

## 栗原式開創器 I 四本丸爪

Retractor Lachrymal Sac KURIHARA Model I with Four Round Hooks  
Hook size: 9.5mm

M-2010



B 剪刀

C 開創器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜


K 外眼部

L 消耗品・関連用品

## 栗原式開創器 I 三本丸爪

Retractor Lachrymal Sac KURIHARA Model I with Three Round Hooks  
Hook size: 7mm


M-2011



## 栗原式開創器 II 四本平鉤

Retractor Lachrymal Sac KURIHARA Model II with Four Flat Hooks  
Hook size: 9.5mm


M-2012



## 栗原式開創器 II 三本平鉤

Retractor Lachrymal Sac KURIHARA Model II with Three Flat Hooks  
Hook size: 7mm

M-2013




バーク氏眼瞼下垂手術用鑷子 大

Forceps Ptosis BERKE Large Blades 27mm  
length: 108mm



S-465




バーク氏眼瞼下垂手術用鑷子 小

Forceps Ptosis BERKE Small Blades 20mm  
length: 108mm



S-466



A 鑷子

B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消耗用品

# K-11 眼窩形成術用鑷子

Forceps Orbital and Oculoplastic Surgery


A 鑷子

## 福島医大式オルビタ用万能鑷子

Forceps Universal FUKUSHIMA MEDICAL UNIVERSITY for Orbit  
length: 165mm



M-2102



B 剪刀

C 開眼器


D 持針器

## 福島医大式オルビタ用腫瘍把持鑷子

Forceps Tumor Holding FUKUSHIMA MEDICAL UNIVERSITY for Orbit  
length: 166.5mm



M-2103



E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部


L 消耗品・消滅用品

## ベレンス氏眼筋クランプ

Clamp Muscle BERENS  
106mm



S-472




## 近江・ベレンス氏眼筋クランプ 小児用Ⅰ型

Clamp Muscle OHMI-BERENS for Child Model I  
length: 75mm



S-472-1




## 近江・ベレンス氏眼筋クランプ 小児用Ⅱ型

Clamp Muscle OHMI-BERENS for Child Model II  
length: 65mm



S-472-2




## バンガーター氏眼筋クランプ

Clamp Muscle BANGERTER  
length: 105mm



S-473





## 畑氏斜視鑷子

Forceps Strabismus HATA  
length: 95mm



S-480L 左 Left

S-480R 右 Right



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・消耗運用品

# K-13 斜視鉤

Hook Strabismus

A 鑷子

## 斜視鉤 大

Hook Strabismus Large

length: 143mm shaht length: 48mm



S-152



B 剪刀

C 開眼器

## 斜視鉤 中

Hook Strabismus Medium

length: 139mm shaht length: 43mm



S-151



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

## 斜視鉤 小

Hook Strabismus Small

length: 135mm shaht length: 39mm



S-150



F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

## ジェイムスン氏斜視鉤

Hook Strabismus JAMESON

length: 129mm shaht length: 33mm



S-145



I 緑内障

J 角膜

## グリーン氏斜視鉤

Hook Strabismus GREEN

length: 129mm shaht length: 33mm

K 外眼部

S-149



L 消耗品・消滅用品

江口氏斜視鉤 90°

Hook Strabismus EGUCHI 90°  
length: 142mm shaft length: 47mm



M-143A



扁平鈍鉤

Retractor Flat Blunt  
length: 132mm shaft length: 37mm



S-148



A 鑷子

B 剪刀

C 開瞼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# L-01 吸水スポンジ・M.Q.A.ホルダー


Sponge, Sponge Holder

A  
鑷子

## M.Q.A.

Medical Quick Absorber

- S-3L** 大箱 (S-3S×5箱) 1500 pcs/box  
**S-3S** 小箱 (15ヶ入×20袋) 300 pcs/box



B  
剪刀

C  
開眼器

## M.Q.A. エコスティック

Medical Quick Absorber Eco Stick

- S-77ESL** 大箱 (S-77ESS×12箱) 1200 pcs/box  
**S-77ESS** 小箱 (5本入×20袋) 100 pcs/box



D  
持針器

E  
カニエーラ・  
ニードル

## メロセルアイスピーア

MEROCEL Eye Spears

- 400101** 10本入×18袋 180 pcs/box  
**405101** 5本入×10袋 50 pcs/box



F  
その他

G  
白内障

H  
網膜・  
硝子体

## ケラセルアイスピーア

KERACEL Eye Spears

- 410101** 10本入×20袋 200 pcs/box  
**403101** 3本入×20袋 60 pcs/box



I  
緑内障

J  
角膜

## M.S.S.

MIZUNO Suctioning Sponge

- S-4L** 大箱 (S-4S×5箱) 50 pcs/box  
**S-4S** 小箱 (1本入×10袋) 10 pcs/box



K  
外眼部

L  
消耗品・  
関連用品

M.Q.A.ホルダー・娩出鉤モンジロー

Medical Sponge Holder with Lens Expressor  
length: 145mm



M-140




M.Q.A.ホルダー クロスアクション

Medical Sponge Holder Cross Action  
length: 102mm



M-1616



M.Q.A.ホルダー

Medical Sponge Holder  
length: 126mm

S-3H



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# L-02 眼帯 Eye Shield

A 鑷子

佐伯氏金属保護眼帯 大  
Eye Shield SAEKI Aluminium Large



B 剪刀

K-2771

C 開眼器

D 持針器

佐伯氏金属保護眼帯 小  
Eye Shield SAEKI Aluminium Small




E カニエーラ・ニードル

K-2772

F その他

G 白内障

クリアアイシールド 左右兼用 (50 ヶ入)  
Eye Shield Clear (50 pcs/box)



H 網膜・硝子体

G-701

I 緑内障

J 角膜

クリアアイシールド カバー付 左右兼用 (50 ヶ入)  
Eye Shield Clear with Cover (50 pcs/box)



K 外眼部

G-702 4色 (青・水色・ピンク・ブラウン)  
Cover colour : Blue, Light blue, Pink, Brown

G-703 白  
Cover colour : White

L 消耗品・関連用品

硝子体器具保護キャップ

Protection Cap for Vitreous Instruments

- VC-001 赤 Red
- VC-002 紺 Navy blue
- VC-003 黒 Black



A

鑷子

B

剪刀

C

開眼器

D

持針器

E

カニエーラ・  
ニードル

F

その他

G

白内障

H

網膜・  
硝子体

I

緑内障

J

角膜

K

外眼部

L

消耗品・  
関連用品

# L-04 眼内圧降下器 (ホナンバルーン)

## Intraocular Pressure Reducer (Honan Balloon)

A 鑷子

### ホナンバルーン

Honan Balloon

B 剪刀

HB2055

C 開眼器



D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

### ホナンバルーン 交換部品

Honan Balloon replacement parts


H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品




- HB150 ホナンバルーンベローズ Bellows
- HB210 ホナンバルーンヘッドバンド Headband
- HB300 ホナンバルーンラバーチュービング Rubber Tubing
- HB400 ホナンバルーンレリーフバルブ Relief Valve
- HB530 ホナンバルーンバルブポンプ Valve Pump
- HB560 ホナンバルーンバルブエアポンプ Valve Air Pump

滅菌トレー 器具 3 本用マットタイプ

Sterilization Tray for 1-3 pcs of Instruments  
size: 190×64×19mm



M-2700A



滅菌トレー 器具 3 本用スロットタイプ

Sterilization Tray for 1-3 pcs of Instruments  
size: 190×64×19mm



M-2572A




滅菌トレー 器具 10 本用

Sterilization Tray for 10 pcs of Instruments  
size: 254×152×19mm



M-6100A




滅菌トレー 器具 10 本用X2 段タイプ

Sterilization Tray for 10 pcs of Instruments 2 Steps Type  
size: 254×152×38mm



M-6120A



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# L-05 滅菌トレー Sterilization Tray

A  
鑷子


## 滅菌トレー 器具 20 本用

Sterilization Tray for 20 pcs of Instruments  
size: 381×254×19mm



B  
剪刀

M-1500A



C  
開眼器

D  
持針器

E  
カニエーラー  
ニードル

## 滅菌トレー エヴァーレディー滅菌コンテナ マットタイプ

Sterilization Tray "EVER READY" with Silicone Mesh Mat Type  
size: 285×150×30mm



F  
その他

M-251



G  
白内障

H  
網膜・硝子体

I  
緑内障

J  
角膜

K  
外眼部

L  
消耗品・  
関連用品

ユニバーサルタイプトレー

Tray Universal Type

tray size: 250×174×32mm silicon mat size: 243×166×17mm

SS-100-T03

SS-100-SM02

スベアシリコンマットBタイプ  
Spare Silicone Mat B Type



ユニバーサルタイプトレー ミニ

Tray Universal Type Mini

tray size: 160×106×31mm silicon mat size: 154×97×13mm



SS-100-T04

SS-100-SM03

スベアシリコンマットCタイプ  
Spare Silicone Mat C Type




レビテックス用白内障手術セットトレー 標準タイプ

LEVITEX Tray for Cataract Surgery Set Standard

size: 193×169×59mm



SS-100-T01



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

# L-05 滅菌トレー Sterilization Tray

A 鑷子

## スリムタイプトレー

Tray Slim Type  
size: 169×143×16mm

B 剪刀

SS-100-T02



※シリコンマット・パーツは別売り。(P169)  
Silicone Mat and Parts are not included.

C 開眼器

D 持針器


E カニエーラー  
ニードル

## レビテックストレー用バスケット

Basket for LEVITEX  
size: 272×205×180mm

F その他

SS-100-BAS



※推奨トレイ Recommended Tray  
SS-100-T-02, SS-100-T-01

G 白内障

H 網膜・硝子体

## レビテックストレー用バスケット2

Basket 2 for LEVITEX  
size: 275×205×176mm

I 緑内障

J 角膜

SS-100-BAS2



※推奨トレイ Recommended Tray  
SS-100-T-03, SS-100-T-04


K 外眼部

L 消耗品・関連用品

シリコンマット A

Silicone Mat A Type  
size: 168×126×17mm

SS-100-SM01



※専用トレイ Dedicated Tray  
SS-100-T-02

シリコンパーツ A

Silicone Part A  
size: 6×59×15mm

SS-100-2513S



※専用トレイ Dedicated Tray  
SS-100-T-02

シリコンパーツ B

Silicone Part B  
size: 6×58×15mm

SS-100-2523S



※専用トレイ Dedicated Tray  
SS-100-T-02

シリコンパーツ C

Silicone Part C  
size: 6×58×15mm

SS-100-2526S



※専用トレイ Dedicated Tray  
SS-100-T-02

シリコンパーツ D

Silicone Part D  
size: 6×96×15mm

SS-100-4615S



※専用トレイ Dedicated Tray  
SS-100-T-02

シリコンパーツ E

Silicone Part E  
size: 6×95×15mm

SS-100-4666S



※専用トレイ Dedicated Tray  
SS-100-T-02

シリコンパーツ F

Silicone Part F  
size: 6×95×15mm

SS-100-4669S



※専用トレイ Dedicated Tray  
SS-100-T-02

A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障

H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部分

L 消耗品・関連用品

A 鑷子

**イナミクリーン L (250ml) 錆び除去剤**  
INAMI CLEAN L (250ml)



AC-102

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

**イナミクリーン R (250ml) 熱ヤケ瞬間除去剤**  
INAMI CLEAN R (250ml)



AC-202

E カニエーラー・ニードル

F その他

**イナミクリーン P (4kg) 高力価酵素配合**  
INAMI CLEAN P (4kgs)



AC-301

G 白内障

H 網膜・硝子体



I 緑内障

**アスカピュア (4kg×4本)**  
ASUKA PURE (LEVITEX Cleaning Solution) 4kgs x 4



**AC-L150 弱アルカリ酵素洗剤 Alkaescent Enzyme Solution**  
**AC-L150A アルカリ洗剤 Alkaline Solution**

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品

ネスコデルマーク 細字 (10 本入)

Marking Pen NESCO Fine Line (10 pcs/box)  
length: 135mm

ND-1



ネスコデルマーク 中字 (10 本入)

Marking Pen NESCO Bold Line (10 pcs/box)  
length: 135mm

ND-2



A 鑷子

B 剪刀

C 開眼器

D 持針器

E カニエーラ・ニードル

F その他

G 白内障


H 網膜・硝子体

I 緑内障

J 角膜

K 外眼部

L 消耗品・関連用品



### 注射針、洗浄針、吸引針等用パイプ 規格寸法表

Standard size chart for pipes of injection needle, cleaning needle and aspirating needle

|              |       |       |       |       |       |       |        |       |        |        |        |        |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 外径<br>OD     | 1.2mm | 1.0mm | 0.9mm | 0.8mm | 0.7mm | 0.6mm | 0.55mm | 0.5mm | 0.45mm | 0.4mm  | 0.35mm | 0.3mm  |
| 内径<br>ID     | 0.8mm | 0.7mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.4mm | 0.3mm | 0.25mm | 0.2mm | 0.18mm | 0.15mm | 0.12mm | 0.11mm |
| ゲージ<br>Gauge | # 18  | # 19  | # 20  | # 21  | # 22  | # 23  | # 24   | # 25  | # 26   | # 27   | # 28   | # 30   |

●規格外の寸法のもの、すべて特注品です。  
 Sizes that are not on this chart have to be custom-made.

製造販売業許可番号 13B1X00048



本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2  
 TEL: 03-3814-1735 FAX: 03-3814-3334  
 Website: <http://www.inami.co.jp>  
 Email: [corpinfo@inami.co.jp](mailto:corpinfo@inami.co.jp)



No.24-2, Hongo 3-chome, Bunkyo-ku,  
 Tokyo 113-0033, Japan  
 Tel: +81 (3) 3814-5916 Fax: +81 (3) 5684-2126  
 E-mail: [inamifd@inami.co.jp](mailto:inamifd@inami.co.jp)  
 URL: [www.inami.co.jp/english](http://www.inami.co.jp/english)

※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更することがあります。  
 Designs and specifications are subject to change.

※本カタログ中の製品の写真は、色や形状を含め印刷物であるために実際と異なる場合があります。  
 Product photo images including colours and shapes on printed-matter may be different from actual status.

※製品サイズには公差があるため、実際の製品はカタログ記載サイズと若干前後する場合があります。  
 Product size information on this catalogue may be slightly different from actual status within tolerance.

※製品の使用に際しては、取扱説明書・添付文書などをよくお読みになった上で行って下さい。  
 Please thoroughly read the operation manual through prior to use.

※本カタログの情報は2010年6月現在のものです。  
 All Information stated on this catalogue is as of June 2010.



