

マルチパーパステーブル 電動光学台

MULTI PURPOSE TABLE

MPT-600T / MPT-700T



www.inami.co.jp



Find us on Facebook!

www.facebook.com/inami.co.jp

マルチパーパステーブル 電動光学台
MULTI PURPOSE TABLE



MPT-600T



MPT-700T



使い勝手の良いスタンダードモデル

MPT-600T
マルチパーパステーブル

標準小売価格 130,000-(税抜)

天板 600×450 mm	最低 地上高 600mm	最高 地上高 850mm
---------------------	--------------------	--------------------



アクセサリ-BOX

視野用紙収納ケース

ゴールドマン型ペリメーターの搭載が
可能なワイドテーブルタイプ

MPT-700T
マルチパーパステーブル視野計用

標準小売価格 139,500-(税抜)

天板 700×540 mm	最低 地上高 594mm	最高 地上高 844mm	視野計 本体 ブランケット	視野用紙 収納 ケース
---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------



車椅子診療にもゆとりのある
足元設計。

	MPT-600T	MPT-700T
テーブルサイズ	W600mm×D450mm	W700mm×D540mm
テーブル高さ	600mm～850mm	594mm～844mm
最大搭載重量	50kg	50kg
連続運転	150秒以内	150秒以内
定格電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	700W(内コンセント400W)	700W(内コンセント400W)



株式会社 イナミ

A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒452-0807 愛知県名古屋市区歌里町2 アルテリーベ1号室
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユミール
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

※本カタログ記載価格は、すべて2016年2月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。

official web site



製造元:株式会社東和



2016.02 v2.1