

milca LED

LED 視力表 ミルカⅡ







www.inami.co.jp

 Find us on Facebook!
www.facebook.com/inami.co.jp

milca LED

LED 視力表 ミルカ II




L型視力装置用スタンド



コントロールボックス架台




キャビネット引出し収納型




ハンディリモコン


■ 寸法図




■ コントロールボックス



■ キャビネット収納型



■ ハンディリモコン



■ 本体仕様

型式	K-3801シリーズ
光源	高輝度LED (電球色)
消費電力	90VA
視標投影面輝度*	200cd/m ²
操作方式	赤外線コントロール方式
視力値点灯方式	個別点灯、横一列点灯、縦一列点灯、全点灯
視力値	0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0 (14ステップ)
視標	赤緑、乱視用点群、乱視視標、固視点
寸法(mm)	450(W)×60(D)×1210(H)
重量	14kg

* 本製品はJIS規格の輝度基準80-320cd/m²に適合しております。

■ L型視力装置用架台仕様

ベース部寸法(mm)	430(W)×435(D)
高さ(mm)	6段階調節 1630, 1680, 1730, 1780, 1830, 1880(H)

■ リモートコントロール仕様

	コントロールボックス	キャビネット収納型	ハンディリモコン
寸法(mm)	W182×D246×H100	W207×D350×H55	W83×D221×H43
使用電池	単1乾電池×4		
重量	約1kg	約1.5kg	約290g
方式	赤外線コントロール方式		

■ 重量に電池は含んでおりません。



A Passion for a Nice View

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
 名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市北区大我麻町285 A1
 大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18コムール
 九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
 Website: <http://www.inami.co.jp> Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334
 TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490
 TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881
 TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

※本カタログ記載価格は、すべて2023年3月現在の税別標準小売価格となっております。
 ※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
 ※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものとは異なる場合があります。