INAMI NEWS

2026 Winter - 2027 Spring

New Products / Seminar Information

CONTENTS

白内障 …… p.1-2
ICL …… p.3-4
角膜 …… p.5-7
緑内障 …… p.7
外眼部、硝子体 …… p.8
検査機器 …… p.9-10
滅菌 …… p.11-12
ドライアイ …… p.13-15
セミナー …… p.16-18





白内障

CCC鑷子の王道モデルがイナミから待望リリース!!

専用シリンジ付属　Quick Service

CCC 鑷子の王道モデル。

本製品は、滑らかなカーブと角度設定、先端幅・厚みの最適化により、角膜内皮へのダメージを最小限に抑えるよう設計された CCC 専用鑷子です。
先端部は「摘む」動作にフォーカスした鈎形状とし、視認性と操作の直感性を高めています。また、先端把持面にはサテン仕上げを採用し、過度な力を必要としない、安定したグリップ力を実現。微細な調整が求められる CCC 操作において、“滑らかに、思い通りに、ストレスなく扱える”ことを重視しました。ハンドルは、多くの術者が最も扱いやすいと評価する“定番の長さ”を忠実に再現。あらゆる手技環境で違和感なく操作できるバランスを追求しています。



3D view



池田氏マイクロカプシュロレクシス鑷子
23G ショートハンドル

DS-50102SH　全長 117mm / シャフト 17mm / 径 23G　￥170,000　JAN:4547451339229

材 Ti（先端 SUS）薬 クラス Ⅰ JMDN 16209001 届 13B1X00048001228 入 1

白内障

IOL強膜内固定術を安定させるサポートデバイス

ご考案者 山根 真 先生（神奈川県 横浜市 山根アイクリニック馬車道）コメント


「IOL 強膜内固定術において、針の刺入位置と角度が非常に重要です。本器具は、リング構造により眼球を固定し、ニードルガイドが針の刺入角度を安定させます。前房メンテナーを挿入したまま使用できる構造になっており、硝子体手術を行わない術者にも使いやすくなっています。加えて、中央に設けられた照準器と前房内の気泡の位置を合わせることで眼位を保ちやすくなっています。多くの術者にとって IOL 固定状態を改善させることのできる有用なデバイスだと感じております。」

ご考案者 坪井 孝太郎 先生（大阪市 坪井眼科 ）コメント


「強膜内固定において、ハプティクスの固定位置は術後のレンズ位置を決定する重要なファクターである。特に針の刺入時に眼球が傾くと、狙った位置、長さのトンネルが作成できず、術後のレンズ傾斜、偏心につながってしまいます。本製品は、従来のニードルガイドの中心に照準器を設けることで、角膜中心を認識しやすく、精度の高い強膜内固定を行うことが可能となっている。」











本製品は、角膜輪部から角膜径 2.5 ㎜の位置へ針を刺入できるよう設計されています。ウィング部のニードルガイドにより刺入角度を一定に保ち、マーキング器具を用いずに安定した IOL 固定をサポートします。6 時方向のリング形状を変更することで前房メンテナーを併用可能とし、スパイクを分散配置することで創口への干渉を抑えています。



中央の照準器と前房内の気泡を指標として位置を合わせることで、
眼位の維持をサポートし、安定した IOL 固定を可能にします。

山根先生
ご提供動画

坪井先生
ご提供動画

3D view　MOVIE　MOVIE

山根・坪井氏 照準器付ニードルガイド

A-0100　全長 108mm / 先端Cﾘﾝｸﾞ部：内径φ11.5mm , 外径φ13.5 ㎜ , 隙間 70° /
照射器：内径φ1.7 ㎜ , 外径φ2.2 ㎜ / 左右突出部：幅 2.5 ㎜ , 斜角 20° , 斜入角度 10°　￥150,000　JAN:4547451339625

材 SUS 薬 クラス Ⅰ JMDN 13381001 届 13B1X00048002598 入 1

白内障

ワンアクションであらゆるレンズを摘出可能なレンズグラバーが、弱湾シャフトにアップグレード。切開創に対して水平に操作しやすく、よりスムーズな眼内レンズ摘出へ。

NEW

専用シリンジ付属

APACRS 2023 Video competition WINNER

MOVIE

ご考案者　野口 三太朗 先生 コメント
（ASUCA アイクリニック 仙台マークワン（仙台市）/ ツカザキ病院 眼科（兵庫県 姫路市）

「眼内レンズは眼内分割の後に小切開から摘出が基本であった。しかし、レンズグラバーを用いると、丸ごと小切開からワンアクションにて摘出可能となった。切開創の拡大もごくわずかである。特に摘出操作が困難な親水性レンズ、シリコンレンズが摘出しやすくなったのは術者にとって福音である。
バージョン２に進化したレンズグラバーは、設計強度を上げることで、把持力をあげたため、ワンアクションレンズ摘出率が向上し、鑷子の破損率も低下させることが出来た。
また、これまで困難であったシリコンレンズの摘出が分割無しにワンアクションで摘出可能になった。

今回、強度と剛性を維持しながら、シャフトを弱湾型に更にアップグレード。これにより、切開創に対して水平に操作しやすくなり、レンズ摘出時のOVD の漏出や、それに伴う前房の虚脱を抑えながら、よりスムーズな摘出操作を行えるようになった。」



3D view




野口氏 IOL 把持鑷子 19G Lens Grabber II Curved

DS-2022CS　全長 137mm / シャフト 18mm / 径 19G　￥230,000　JAN:4547451339878

材 Ti（先端 SUS）薬 クラス I　JMDN 16209001　届 13B1X00048002452　入 1

従来のレンズ鑷子





レンズグラバー





■ 2.2mm 切開にてワンアクション摘出可能

Alcon：SN60WF プラットフォーム（アクリソフワンピース）
Alcon：SY60WF プラットフォーム（クラレオワンピース）
J&J：DCB00V プラットフォーム（テクニスワンピース）
HOYA：XY1（Vivinex）
BVI：PODEYE
NIDEK：SZ-1
NIDEK：NP2,3
STAAR：KSSP
KOWA：YP2.2
STAAR：ICL
Eye Lens：IPCL
KOWA：AN6MA

■ 分割にて摘出可能

Santen：W60R
Santen：NX60（X60）
Santen：NX60（X70）
HOYA：335
Santen：レンティスコンフォート

3D view

親水性レンズ摘出 YouTube

アクリソフ摘出 YouTube

Case No.	Age	R or L	Surgery Methods	Extraction IOL	Extraction IOL Power	Fixed IOL	IOL Power	Axial Length	K1	K2	Pre-op Endothelial Cell	Post-op Endothelial Cell	Pre-Wound Size (mm)	Post-Wound Size (mm)
1	79	R	IOL exchange	MINIWELL TORIC	21	NX-60	19	23.1	7.47	6.98	3018	2531	2.1	2.3
2	51	R	IOL exchange	unknown	unknown	NX-60	18	24.93	8.58	7.29	2234	1853	2.1	2.2
3	64	R	27GVit + IOL intrascleral fixation	ZLB00	15	NX-60	16	25.9	7.92	7.78	2330	2190	2.2	2.4
4	77	R	27GVit + IOL intrascleral fixation	ZCB00	18	NX-60	18	25.2	7.35	7.21	2440	2150	2.2	2.4
5	65	L	27GVit + IOL intrascleral fixation	ZXR00V	15	NX-60	16	25.85	7.89	7.79	2564	2220	2.3	2.4
6	83	R	27GVit + IOL intrascleral fixation	SN60WF	unknown	NX-60	15.5	25.96	8	7.63	2450	2160	2.2	2.3
7	56	R	IOL exchange	DIB00V	15	LS-313 MF15T2	13	26.99	8.01	7.83	3157	2838	2.3	2.4
8	56	L	IOL exchange	DIB00V	16	LS-313 MF15T1	14.5	26.89	8.12	7.96	2940	2670	2.1	2.3
9	78	R	IOL exchange	LS-313 MF15	24	NX-60	25	21.27	7.16	7.05	2956	2626	2.1	2.3
10	52	L	27GVit + IOL exchange	DIB00V	24	NX-60	24.5	22.55	7.89	7.6	1436	1350	2.1	2.3

MINIWELL TORIC (SIFI MedTech, Catania, Italy), ZLB00 (Johnson & Johnson Vision, Inc., Irvine, CA, USA), ZCB00 (Johnson & Johnson Vision, Inc., Irvine, CA, USA), ZXR00V (Johnson & Johnson Vision, Inc., Irvine, CA, USA), DIB00V (Johnson & Johnson Vision, Inc., Irvine, CA, USA), LS-313 MF15, LS-313 MF1T1 and T2 (Santen, Osaka, Japan), NX-60 (Santen, Osaka, Japan).

ICL ICLのカートリッジセッティングと摘出を1本でこなすハイブリッド鑷子





セッティング～ローディングング　ICL 手術全編　ICL 手術全編＋摘出

3D view　MOVIE　MOVIE　MOVIE

北澤氏セッティング＆抜去用鑷子

M-2282　全長 125mm / 把持部 :17 ㎜　￥130,000　JAN:4547451339151

材 SUS　薬 クラスⅠ　JMDN 16209001　届 13B1X00048002589　入 1

ご考案者 北澤 世志博 先生（千代田区 アイクリニック東京）コメント

「ICL でも重要なカートリッジへのセッティングの際に、先端部がとても細くなっていて内側には波状のセレーションがはいっており、レンズを優しく掴むことが可能。また摘出の際も、レンズの支持部を把持してゆっくりと引いてくればレンズが取り出せるので非常に便利で且つセッティングと摘出両方に使える最適な鑷子です。」

ICL 滑り止め、把持力、操作性が向上したICLローディングの新スタンダード

専用シリンジ付属





セッティング～ローディングング　ICL 手術全編

3D view　MOVIE　MOVIE

北澤氏 ICL ローディング鑷子


DS-050　全長 156mm / シャフト 37.5mm / 径 20G　￥245,000　JAN:4547451338765

材 Ti（先端 SUS）　薬 クラスⅠ　JMDN 16209001　届 13B1X00048002575　入 1

ご考案者 北澤 世志博 先生（千代田区 アイクリニック東京）コメント

「本製品は、先端部内側に施したブロック状のセレーションと滑り止め加工により、ICL を装填する際に滑りにくく、確実な把持力を実現します。さらに先端部にわずかに上向きの角度を設けることで、ICL をカートリッジに引き込む際にレンズ先端を把持しやすくし、カートリッジ内での操作を簡便にしています。」

ICL ICLマニュピレーターのスタンダード





マニュピレート　ICL 手術全編

3D view　MOVIE　MOVIE

北澤氏 ICL マニュピレーター

M-2280　全長 109mm / 先端 1mm×0.7mm　￥56,000　JAN:4547451337799

材 SUS　薬 クラスⅠ　JMDN 32767000　届 13B1X00048002516　入 1


ご考案者 北澤 世志博 先生（千代田区 アイクリニック東京）コメント

「先端部は従来品よりもややシャープに設計されており、1mm 以下の小さなサイドポートから挿入可能です。さらにマニュピレーター裏面には、レンズを傷つけにくく、かつ滑りにくい加工を施しているため、レンズの回転や固定をスムーズに行えます。加えて細長い形状により、ICL を毛様溝へ確実に設置することが可能です。」

ICL 北澤先生監修 ICL手術「3種の神器」 NEW

※掲載画像はイメージの為、実際のサイズとは異なります。


ICL 手術をすでに実施されている先生はもちろん、これから導入を検討されている先生にとってもスターターセットとしてご検討いただけるラインアップです。



北澤氏 ICL セット

セットコード	セット価格	セット内容	入数
ICL-SET1	￥429,000	M-2282 北澤氏セッティング＆抜去用鑷子	1
		DS-050 北澤氏 ICL ローディング鑷子	1
		M-2280 北澤氏 ICL マニュピレーター	1
		M-2700A 滅菌トレー 1～3本用 マット	1

入 1



ICL 一瞬でICLを正しい位置（虹彩下水晶体前嚢上）に挿入するために



M-2285A

3D view





M-2285S

3D view



MOVIE MOVIE

ICL マニピュレーター 三好・塚本

M-2285A	アングル	全長 104mm / 先端 0.7×1.0mm 突起φ0.15mm	￥56,000	JAN:4547451337928
M-2285S	ストレート	全長 104mm / 先端 0.7×1.0mm 突起φ0.15mm	￥56,000	JAN:4547451337935

材 SUS 薬 クラスⅠ JMDN 32767000 届 13B1X00048002529 入 1

ご考案者 三好眼科 院長 三好 輝行 先生 / 塚本 秀樹 先生
三好 輝行 先生（福山市 三好眼科）コメント

「従来のマニピュレーターにはノッチがなくて、線状に荒く削られた裏面と ICL 表面の摩擦力のみで ICL をマニピュレートしていたが、表面を滑る事が多く慣れるまで時間を要していた。新しいマニピュレーターには ICL の hole にノッチを挿入しても良いが、しなくても滑る事なく前嚢を穿刺する事なく意図した部分に速やかに安全に ICL を挿入出来る。」

ICL 前房の安定性に配慮したICL摘出鑷子

専用シリンジ付属





3D view MOVIE

五十嵐氏 ICL 摘出鑷子

DS-055	全長 135mm / シャフト 16mm / 径 25G	￥230,000	JAN:4547451339724	

材 Ti（先端 SUS） 薬 クラスⅠ JMDN 16209001 届 13B1X00048002604 入 1

ご考案者 五十嵐 章史 先生（渋谷区 代官山アイクリニック 代官山院）コメント

「本製品は、ICL の摘出において、25G の短い弯曲シャフトにより粘弾性の流出を最小限に抑え、前房の安定性を維持しながら摘出することができます。ICL レンズを傷つけずしっかり把持できるようにダイヤモンドブラスト加工が施されており、レンズを安全かつスムーズに眼外へ引き抜くことが可能です。」

角膜

培養ヒト角膜内皮移植に使用するシリコンニードル

R3

ご考案者　木下 茂 先生（京都府立医科大学 特任講座感覚器未来医療学　教授）







SK デスメ膜ポリッシャー　3本入　使用限度 3 回 / 本

M-2270A　全長 40mm / シャフト 24mm / シリコーン部 先端φ0.7mm　￥99,000　JAN:4547451338208

材 SUS（先端シリコン）　薬 クラス Ⅰ　JMDN 34899031　届 13B1X00048002510　入 3


3D view

角膜


広範囲のデスメ膜ポリッシングを、なめらかに、効率よく

NEW

R3







ご考案者　小林 顕 先生（金沢大学附属病院 眼科 病院臨床教授）コメント

培養ヒト角膜内皮細胞注入療法とは

「水疱性角膜症に対し、ドナー角膜組織由来の培養ヒト角膜内皮細胞を前房内に移植する再生医療等製品ビズノバ ® が国内で使用されています。患者ごとのドナー角膜片の移植を必要とせず、角膜移植と比べて切開創が小さい治療法です。
本治療では、変性した角膜内皮細胞および細胞外マトリックスを除去するデスメ膜ポリッシングが重要な工程の一つです。残存組織を除去しつつデスメ膜の連続性を保つため、効率的かつ愛護的な操作が求められます。本製品は、この工程を支援することを目的に設計されました。」


【スワンネックデザインの特長】

1．1.3 mm 切開創から広範囲へアクセス
25G を基軸としたスワンネック型 (S 字湾曲) チップにより、単一の 1.3mm 角膜切開から前房内で広い操作範囲を確保します。下方および周辺部にもアクセスしやすく、器具の頻繁な位置修正を抑える設計です。

2．連続的なスイープ操作による効率化
湾曲形状により、デスメ膜面に沿った連続的な側方スイープ操作が可能な設計です。器具の持ち替えを伴わず、広い範囲を連続的に操作いただけます。

3．ソフトシリコーンスリーブと同軸灌流
鈍針先端をソフトシリコーンスリーブで被覆し、金属部の直接接触を避ける構造です。

※ビズノバ ® は合同会社オーリオンバイオテック・ジャパンの登録商標です。ご使用の際は必ず添付文書をお読みください。



デスメ膜ポリッシャー（スワンネックタイプ）　3本入　使用限度 3 回 / 本

M-2275　全長 23.9mm /先端カーブ　R4mm / 根元カーブ　R4.5mm / 25G シャフト / シリコーン被覆部外径　0.85mm　￥120,000　JAN:4547451339854

材 SUS(先端シリコン)　薬 クラス Ⅰ　JMDN 34899031　届 13B1X00048002613　入 3

3D view　MOVIE

角膜

CAIRS の手技をよりスムーズに支える専用器具

NEW

専用シリンジ付属

ご考案者　小島　隆司 先生（愛知県名古屋市 名古屋アイクリニック）コメント

「CAIRS では、ドナー角膜を角膜内のトンネルへ挿入した後、予定した位置まで誘導する操作が重要になります。
従来は、硝子体用鑷子などを加工して使用していましたが、強度や把持力に課題がありました。そこで、CAIRS の手技に合わせ、ドナー角膜を適切な位置まで引き込む、または押し込むことを目的とした専用の鑷子とフックを開発しました。
CAIRS 鑷子は、強度を保ちながら製造できる限界を考慮し、シャフト部を半径 7.5mm のカーブ形状としました。先端にはエンドグリップタイプを採用し、通常の ILM 鑷子と比較して把持面を大きくすることで、ドナー角膜をしっかりと把持できるよう設計しています。
一方、CAIRS フックは半径 3mm のカーブ形状とし、先端を二股に分けた突起形状とすることで、ドナー角膜を捉え、目的の位置へ押し込みやすい設計としています。
CAIRS 特有のドナー角膜の位置調整をよりスムーズに行えるよう、実際の手術での操作性を考慮して開発した器具です。CAIRS を行う術者にとって、ドナー角膜を適切な位置へ導くための新たな選択肢になればと考えています。」





3D view　MOVIE　MOVIE

小島氏 CAIRS 鑷子

DS-060	全長 137mm / シャフト 18 ㎜ / 径 27G	￥260,000	JAN:4547451340034

材 Ti（先端 SUS）　薬 クラスⅠ　JMDN 16209001　届 13B1X00048002618　入 1





M-2320R

3D view



M-2320R





M-2320L

3D view



M-2320L

M-2320R

MOVIE

小島氏 CAIRS フック

M-2320R	右	全長 96mm / 直径 6mm x 94° / 先端部Φ0.15×0.5mm(×2) Y 字角度 60°	￥68,000	JAN:4547451340058
M-2320L	左	全長 96mm / 直径 6mm x 94° / 先端部Φ0.15×0.5mm(×2) Y 字角度 60°	￥68,000	JAN:4547451340041

材 SUS　薬 クラスⅠ　JMDN 32767000　届 13B1X00048002619　入 1

角膜

CAIRS/CTAK のための新スタンダード



M-2310R

3D view



M-2310R



M-2310L

3D view



M-2310L

M-2310R/L Cairs for Lasik Ectasia

MOVIE

M-2310R/L CAIRS manual technique with guide

MOVIE

林式 CAIRS スパーテル

M-2310R	右	全長 99mm / 直径 8mm x 120° / 先端部 0.8mm	￥68,000	JAN:4547451339175
M-2310L	左	全長 99mm / 直径 8mm x 120° / 先端部 0.8mm	￥68,000	JAN:4547451339182

材 SUS　薬 クラスⅠ　JMDN 32754001　届 13B1X00048002582　入 1

ご考案者　林 孝彦 先生（日本大学医学部附属板橋病院）コメント

「円錐角膜に対する角膜実質移植 (CAIRS/CTAK）は、裸眼および矯正視力の改善が期待できる有効な治療法です。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、正確な実質トンネルの作成が不可欠です。フェムトセカンドレーザーを備えていない施設では、角膜移植術者がマニュアルでトンネルを作成しなければならず、高い精度が求められます。本スパーテルは、表層角膜移植に熟熟した術者にとって自然な操作感をもたらす設計で、短時間かつ高い精度でのトンネル形成を可能にします。」

角膜

CAIRS/CTAK の繊細な操作をより安全・スムーズに

ご考案者 山口 剛史 先生（ 千葉県市川市 国際医療福祉大学 市川病院）コメント

「初期から中期の円錐角膜への CAIRS/CTAK は視力改善に有効な治療法です。マニュアルで実質トンネルを正確に作製するときに難しい点として、
①実質トンネルの長い回転角度、②トンネル幅の調整でのスパーテルと角膜トンネルの抵抗、が挙げられます。
①を解決するために 120 度と 200 度の 2 つを用意（時計回り・反時計回りで計 4 つ）、②を解決するために、先端のみ太く柄の部分を細くしました。
これにより、先端をトンネル内で振ることが可能になり、自由自在に抵抗なくトンネル幅を調整することが可能になりました。
これから CAIRS/CTAK を始める術者にとって、安全かつ最適で使いやすいデザインとなっています。」



3D view

M-2315-120R





3D view

M-2315-120L



CAIRS/CTAK スパーテル 120

M-2315-120R	右	全長 102 ㎜ / 直径 6.7 ㎜ ×120° / 先端幅 :0.8 ㎜	￥68,000	JAN:4547451339694
M-2315-120L	左	全長 102 ㎜ / 直径 6.7 ㎜ ×120° / 先端幅 :0.8 ㎜	￥68,000	JAN:4547451339687
M-2315-120S	左右セット		￥128,000	

材 SUS 薬 クラス Ⅰ JMDN 32754001 届 13B1X00048002603 入 1



3D view

M-2315-200R





3D view

M-2315-200L



CAIRS/CTAK スパーテル 200

M-2315-200R	右	全長 102 ㎜ / 直径 6.7 ㎜ ×200° / 先端幅 :0.8 ㎜	￥68,000	JAN:4547451339717
M-2315-200L	左	全長 102 ㎜ / 直径 6.7 ㎜ ×200° / 先端幅 :0.8 ㎜	￥68,000	JAN:4547451339700
M-2315-200S	左右セット		￥128,000	

材 SUS 薬 クラス Ⅰ JMDN 32754001 届 13B1X00048002603 入 1

MOVIE

緑内障

MIST 法のチューブ挿入操作に特化した 23G 鑷子

NEW

専用シリンジ付属



3D view



MIST法による前房・毛様溝・扁平部へのチューブ挿入手技は、以下の論文の動画でご覧いただけます。
参考文献： Tanito M, Ohtani H, Ida C, et al. Tube Insertion of Ahmed Glaucoma Valve Using a Micro-incision Scleral Tunnel Technique. Cureus. 2024;16(12):e75899. PMID: 39698199.

谷戸氏 MIST チューブ鑷子 23G

DS-091	全長 118mm / シャフト 16.3mm / 径 23G	￥240,000	JAN:4547451339861

材 Ti(先端 SUS) 薬 クラス Ⅰ JMDN 16209001 届 13B1X00048002614 入 1

ご考案者 谷戸 正樹 先生（島根大学医学部眼科学講座 教授）コメント

MIST (Micro-incision Scleral Tunnel) 法は、自己強膜トンネルを用いてロングチューブシャントを挿入する低侵襲チューブ挿入法です。前房、毛様溝、扁平部のいずれのチューブ挿入にも適用できます。本製品は、MIST 法によるロングチューブシャントのチューブ挿入操作に特化して開発された 23G 鑷子です。

特長

- 23G 仕様で高い剛性を有し、安定した操作性を実現
- レギュラーチューブ・スモールチューブの両方に対応
- カーブシャフトにより、自己強膜トンネル内へのチューブ誘導が容易
- チューブを確実に把持したまま、
  - ✓前房・毛様溝挿入では眼内へスムーズに引き込み可能
  - ✓扁平部挿入では強膜切開創から眼内へ円滑に誘導可能
- MIST 法による各挿入手技（前房・毛様溝・扁平部）に最適化した先端形状

外眼部

安定した術野と安全な縫合を実現

NEW





ご考案者　鈴木 亨 先生（ 福岡県北九州市　鈴木眼科クリニック）コメント

「涙嚢鼻腔吻合術の成功には、鼻内法・鼻外法を問わず涙嚢内腔の確実な展開が不可欠である。涙嚢が大きい症例では骨窓を広く作成すれば自然に展開するが、小涙嚢や癒着例では容易ではない。特に鼻外法では、後弁が確実に後方へ牽引されるよう鼻粘膜と縫合する必要がある。しかし通常の眼科用縫合鑷子では、術野が深いため手が糸を遮り、縫合操作が極めて困難となる。すなわち、鑷子が短すぎるのである。鈴木式涙嚢縫合鑷子は、適度な長さと湾曲した先端形状により、この「手が邪魔で糸が見えない」という問題を解消し、深部での確実な縫合を可能にする。前方牽引には通常の鑷子を用い、後方牽引側に本鑷子を使用することで、安定した術野と安全な縫合が得られる。」

鈴木式涙嚢縫合鑷子

T-0101　全長 95mm / 先端 0.3mm　￥42,000　JAN:4547451339847

材 Ti　薬 クラスⅠ　JMDN 16209001　届 13B1X00048002612　入 1

3D view　MOVIE


硝子体

今までにない円周方向の強膜圧迫器が誕生

Gold Award
2024 Ophtalmic Surgery
Film Award
Techni / Complication Management 部門







ご考案者　野田 雄己 先生（松江市 野田眼科医院）コメント

硝子体手術において、双手法を行う局面が時としてあります。その際、周辺網膜の処理を行う場合は助手に強膜圧迫をしてもらいますが、従来の圧迫器では安定して強膜圧迫を行うことが難しいときがありました。そこで、助手がより安定して強膜圧迫をできる器具が作れないかを考え、円周方向に強膜を圧迫する円弧状の形をした圧迫器を考案しました。この圧迫器を使用することで主に以下の利点がありました。

1. 助手の強膜圧迫が安定することで、双手法での増殖膜処理を安全に行うことができた。
2. 助手の強膜圧迫が安定しているため、シャンデリア照明を設置しなくても広角観察装置下で、ライトとカッターのみで周辺硝子体の郭清が可能だった。
3. シャンデリア照明下で術者自身が強膜圧迫する場合も、少ない圧迫回数で広角での強膜圧迫が可能になった。

今回考案した圧迫器を使用することで広範かつ安定した強膜圧迫が可能になりました。

野田式強膜圧迫器

M-2301　全長 141mm / 径Φ1.5mm / 幅 22mm　￥48,000　JAN:4547451338963

材 SUS　薬 クラスⅠ　JMDN 33804000　届 13B1X00048002574　入 1

3D view　MOVIE

SwiVi L-0300

視界はよりシャープに
診察はよりストレスフリーに

見え方が変わる、その明るさ

従来機比　約 20%の照度向上（自社比）

色を、ありのまま

トゥルーカラー設計（True Color 設計）
+ Warm White フィルター

目に優しい光設計

有害光線の低減に配慮した光設計

ブレない操作が、精度を変える

独自に採用した「LM ガイド」により
安定した動作性能を実現

診察を止めない、その光

長寿命 LED による高い信頼性





※観察像イメージ



¥1,980,000（通常価格）
L-0300 スリットランプ 3
届出番号 :13B1X00048002440

Webカタログはこちら

イナミ製スリットランプ専用

DRY EYE CAMERA




idra の機能をスリットランプで

接続可能機種

L-0229、L-0229ST
L-0229-E、L-0296E
L-0297E、L-0300 NEW





FULL MODEL

idra 機能を満載した フルモデル！





主な検査項目

涙液油層、涙液メニスカス、NIBUT
マイボグラフィー、ブレファラティス
その他、各種検査レポート

オープン価格

注文コード：L-0541DR-F
ドライアイカメラフルセット
届出番号 :13B1X00048002384

BASIC MODEL

MGD、ドライアイ スクリーニングモデル！



※別途 F 値 70 の C マウントが必要となります



主な検査項目

涙液油層※、涙液メニスカス
マイボグラフィー、ブレファラティス
その他、各種検査レポート
※涙液油層は、観察のみ

オープン価格

注文コード：L-0541DR-B
ドライアイカメラベーシック
届出番号 :13B1X00048002385

Synoptophore

シノプトスライド

L-25SS


両眼視機能検査に見やすさという答え




イラストを視野中心に配したレイアウトとし、光量やコントラストのばらつきに配慮した色彩設計。拡散板や紫色フィルター使用時も視認性を損なわず、長時間の使用にも配慮したスタンダードなスライド仕様です。

※スライドサイズ
（H）82mm（W）82mm（D）3.5mm


同時視（9種類）




融像視（6種類）



立体視（9種類）



その他（3種類）



- 患者さまに説明しやすいイラスト
- 自然に絵の中心点に目がいくようなイラストの工夫
- より安定的な検査結果につながるような構図
- ワンタッチでの取り出し、収納が可能
- 本のように見開いて、各スライドがすぐ選べる



シノプトスライドアルバム
54枚セット
320,000円(税抜)

54枚（27ペア）のスライドは、
こちらの専用アルバム式収納箱が
標準で付属されています。

- 同時視用：青色BOOK
- 融像視用：黄色BOOK
- 立体視用：赤色BOOK



L－2510B シノプチスコープ
届出番号：13B1X00048000056

過酸化水素ガス滅菌器

STERLINK U510

Nextera
ネクステラ

LOW TEMPERATURE PLASMA STERILIZER



省スペースで、クリニックニーズに対応できる過酸化水素ガス滅菌システム

STERLINK U510は、高真空状態のチャンバー内に気化した過酸化水素ガスを注入し、高周波を与えることで過酸化水素ガスをプラズマ化し、フリーラジカルにより微生物をDNAレベルで不活化する独自の過酸化水素ガス滅菌法です。 また、プラズマ処理とエアレーション（空気置換）を組み合わせることで、滅菌後の過酸化水素成分を低温且つ効率的に処理することが可能であり、処理後は水蒸気(H2O)と酸素(O2)に還元され、安全に排出することが出来ます。

- 急速昇温制御システムによる高速滅菌
- 滅菌による温度上昇はわずか60℃以下
- 内腔医療機器もSTERLINK U510によって滅菌可能
  Φ0.7㎜×500㎜ ステンレススチール（3EA）
- クリニックに最適なコンパクトデザイン
- ワンタッチでモード選択とスタートが可能なシンプルデザイン


reddot winner 2024



Standard Mode

18 min


一般利用機器のみの表面滅菌 及び 嵌合面の滅菌を行うモード。
総重量2kg以下（トレーを含む）



Advanced Mode

31 min

内径0.7㎜×長さ500㎜のルーメン構造を持つ機器（3個まで）を含む医療機器を滅菌するモード。総重量2kg以下（トレーを含む）



国内における各種滅菌法

滅菌法	滅菌温度	サイクル時間	滅菌剤	残留リスク
高圧蒸気滅菌	121-134℃	60min +1時間 冷却	飽和蒸気	◎
E.O.G滅菌	60℃	120min +12時間 換気	E.O.G	×
プラズマ滅菌	60℃	70min	過酸化水素	△
STERLINK U510	**60℃**	**Standard 18min Advanced 31min**	**過酸化水素**	**○**



製造販売業者:株式会社ネクステラ
販売名:ステリリンク　U510
一般的名称:過酸化水素ガス滅菌器(クラスⅡ)
特定保守管理医療機器:該当
認証番号:306AGBZX00067000
別売: 滅菌カートリッジ Sterload U30
（過酸化水素 ※劇物）

クラスBオートクレーブ

W&H Lara MED

時間短縮をAIで実現する、滅菌器。



Lara MED
医科用クラスBオートクレーブ
AI(人工知能)搭載の高性能モデル

W&Hのクラスオートクレーブ Lara MEDは、標準的なBサイクルに加え、緊急時に未包装の医療機器を迅速滅菌可能な、「ファストサイクル」プログラムも搭載。高い時間短縮機能等により、地域医療の持続可能性を支えます。

人手不足対策の一助

W&Hの医科用(小型卓上蒸気滅菌器)のフラッグシップモデル、クラスBオートクレーブ LaraMED(ララメド)。LaraMEDにより、医師や看護師等の医療従事者が、各種業務時間短縮を享受可能です。
AI(人工知能)で滅菌サイクル時間等を自動短縮。医療従事者は、任意のスタートボタンを押すだけです(ドアもオートロック)。後は、AIで短時間かつ完全乾燥した器材を取り出すだけ。患者様との時間の確保等、本来業務に集中できる一助となります。
またもし被滅菌物(器材)が軽ければ、AIでさらに時間短縮を自動実施。被滅菌物(器材)の重量等の各種指標を、リアルタイムで自動計測しています。
また、LaraMEDを導入する事で、全滅菌サイクルの記録も自動保存されます。

主な特徴

完全乾燥、わずか39分。
(*クラスB滅菌(134℃)。ハンドピース等の包装中空物を、2kg滅菌時)

緊急時のファストサイクルも、わずか約20分。
(未包装医療機器(例:ハンドピース)を2kg滅菌時)

全滅菌サイクル情報を自動記録。
(大容量8GB USBメモリー付属)

操作も簡単。判断時間も大幅短縮。
(直感的なカラータッチスクリーン)

AI(人工知能)搭載。滅菌サイクル時間等を自動短縮。
(被滅菌物が軽ければ、更に自動時間短縮)

22Lの大型チャンバー。業務時間を短縮。
(最大積載量約10%UP (17Lの従来機比))









Webカタログはこちら

販売名:W&Hmed　ステリライザー
一般的名称:小型未包装品用高圧蒸気滅菌器(クラスⅡ)
認証番号:302ALBZI00003000
認証取得者:W&H　Sterilization s.r.l.
特定保守管理医療機器:該当
選任外国製造医療機器等製造販売業者:AJMD株式会社

idra
アイドラ

DEDICATED DRY EYE PLATFORM

Integrated diagnostic platform easy to use

SBM Sistemi

MADE IN ITALY




- 非侵襲検査で患者様の負担を軽減
- 層別評価でドライアイのタイプの見極めが可能
- IPL や点眼、温罨法などの治療後の経過観察に最適
- 定量評価で患者様への分かりやすいインフォーム

注目
眼瞼下垂
MRD-1
測定搭載



眼瞼下垂の程度の定量化に！



SI-302S

WEB カタログ

標準小売　3,980,000 円（税抜）

【構成品】SI-301 アイドラ / 光学台 / 架台部 / 顎台 / ベース / 専用 PC
【SI-301】販売名：SI-301 idra(アイドラ)
製造販売届出番号：13B1X00048002315
製造販売業者：株式会社イナミ
※光学台 SIZE：W600×D450

FUNCTIONS



AUTO INTERFEROMETRY
光干渉により涙液油層厚 (LLT) を自動測定



TEAR MENISCUS
涙液メニスカスの深さを自動測定



NIBUT WITH MAP AND GRAPH
非侵襲にて BUT を自動計測



MEIBOGRAPHY
マイボーム腺を高解像度赤外線撮影



BLEPHARITIS
ブラギングや血管拡張を高倍率撮影



BLINK QUALITY
不完全瞬目を測定することで瞬きを評価



MRD-1 NEW
瞼裂幅を測定し、眼瞼下垂の程度を定量化


オートインターフェロメトリ



マイボグラフィー



NIBUT



ブレファラティス



目もとにアプローチ。

AQUQ CEL × マイボーム腺圧出鑷子



1 AQUQ CEL（アクアセル）



温熱効果でやさしく温める

- ムラのない安定したパルス出力を実現
- 安心温度センサー＋強力冷却機能搭載
- トーニングモード・フォトシャワー搭載





製造元 Jeisys　製造販売元 TECHNOPIA　販売元 Inami

AQUA CEL（アクアセル）
標準小売　5,400,000円（税抜）
製造販売業者 株式会社テクノピア
医療機器認証番号：303ADBZX00049000



2 有田式マイボーム腺圧出鑷子

優しくHOLD、しっかり圧出、究極のPainless設計





3D view



ご考案者　有田 玲子 先生（埼玉県 さいたま市 伊藤医院）コメント

「マイボーム腺開口部のタピオカサイン、Plugging を解除することは、マイボーム腺機能不全（Meibomian Gland Dysfunction, MGD）治療の第一歩です。毎日 MGD の患者さんばかりを集中的に診療している私が、患者さんの痛みを最大限に軽減するための先端部設計にこだわり、日本人の眼瞼厚にフィットし、力を入れなくても把持するだけで閉塞解除とマイバム圧出ができるようなハンドル設計を施しました。ぜひ、一度、手に取ってお試しください (^O^) ／」

M-2073　全長 100mm / 先端 3.2mm　￥45,000　JAN:4547451335306　材 SUS　薬 クラスⅠ　JMDN 16209001　届 13B1X00048002378　入 1

IPLにおすすめ 福岡式IPL用アイシールド

IPL治療時に眼球をしっかり保護できるアイシールド





3D view

ご考案者　福岡 詩麻 先生（さいたま市 大宮はまだ眼科 西口分院）コメント

「Intense Pulsed Light (IPL) 治療を眼瞼に行う際に、IPL の光と熱から眼球を保護するためのアイシールドです。眼瞼と角膜の間に挿入することで、角膜全体をカバーし、マイボーム腺とその周囲の血管に安全にしっかりと IPL の光を届けることができます。眼瞼結膜と角膜や球結膜に滑らかに接触し、眼瞼の形を自然に保てるような形状にすること、施術後にスムーズに取り出せるように鑷子で把持するつまみ部分の設計にこだわりました。マイボーム腺機能不全（MGD）や霰粒腫に対する IPL 治療用で、2 個セットになっています。」

S-250　全長 21mm×18.5mm　￥60,000　JAN:4547451338086　材 SUS　薬 クラスⅠ　JMDN 70944000　届 13B1X00048002533　入 2

Mybo shampoo

Lidhygiene for My beauty operation.

TeaTree 1.0

眼科医が本気で監修した
ティーツリーオイル配合の
プレミアムなリッドハイジーン用シャンプー。



低刺激 / 泡タイプ / Tea Tree 1.0% / ライムエキス

洗い方動画

リッドハイジーンの効果

洗顔や歯磨きと同じように、目やまぶたのトラブルを予防するために毎日の生活にとり入れたいのが、目もとの洗浄（リッドハイジーン）。
目もとやまつ毛は、空気中を浮遊するホコリや花粉がついたり、メイクや皮脂汚れなどの汚れが溜まりやすい場所です。
まつ毛の根元の汚れをしっかり落とす『リッドハイジーン』を習慣にして、トラブル知らずな目もとを目指しましょう。

マイボシャンプー® TeaTree1.0

注文コード：MS-TT1.0-12
税込価格：26,400 円（1 箱：12 本入り）※1 本あたり 2,200 円
内容量：50ml　種類別名称：洗顔料

【監修】 有田 玲子 医師（LIME研究会代表・伊藤医院 副院長）
松本 玲 医師（医療法人社団医新会 レイクリニック 院長）
高橋 研一 医師（医療法人 高橋眼科 院長）

目元とまつ毛は、“洗う”から“整える”へ

眼科医 × 美容皮膚科医が導く、新しいアイケア。

本格的リッドハイジーン×目元美容

Eyelash Shampoo Moist

Bergamot
MADE IN JAPAN

保湿・整肌
3種のヒアルロン酸×セラミド
～ハリのある美しい瞼へ～

マツ育・ヘアケア
ペプチド×ケラチン
～強く艶のあるまつ毛へ～

アイケア
医師処方成分配合
～健康で潤いのある瞳へ～

幹細胞由来成分※配合
※ヒトサイタイ血細胞順化培養液



アイラッシュシャンプー モイスト

注文コード：ES-M1-12
税込価格：26,400 円（1 箱 12 本入り）※1 本あたり 2,200 円
内容量：50ml　ベルガモットの香り　種類別名称：洗顔料
発売元：株式会社イナミ
製造販売元：株式会社コスモビューティー

【監修】
有田 玲子 医師（LIME研究会代表・伊藤医院 副院長）
福岡 詩麻 医師（LIME研究会副代表・大宮はまだ眼科西口分院 院長）
泉 さくら 医師（COCO MEDICAL CLINIC 院長）

第 67 回日本視能矯正学会

モーニングセミナー 1 / MS1

今なぜ大型弱視鏡なのか？

斜視診療における古くて新しい価値

2026年10月25日（日） 8:00～8:50

第 1 会場（パシフィコ横浜 国立大ホール 2F）



座 長

後関 利明 先生

国際医療福祉大学熱海病院眼科 部長
国際医療福祉大学医学部眼科学 教授
北里大学医学眼科 客員教授



MS1-1

“ 使えない検査 ”から
“ 使いこなせる検査 ”へ
- 明日からの臨床に -

成田 郁美 先生

近畿大学病院眼科
視能訓練士 主任



MS1-2

大型弱視鏡の今とこれから
～スライドで広がる新たな可能性～

佐々木 翔 先生

帝京大学医療技術学部
視能矯正学科 准教授

パネリスト



坂本 正明 先生

獨協医科大学
埼玉医療センター眼科
視能訓練士



君島 真純 先生

神奈川歯科大学附属横浜クリニック
眼科コメディカル主任
神奈川歯科大学歯学部
臨床科学系医科学講座眼科学
診療科助手

事前申込制＋整理券制（紙チケット）

整理券は当日分のみ配布。先着順・なくなり次第終了。
整理券はセミナー開始と同時に無効となります。

共催：第 67 回日本視能矯正学会 / 株式会社イナミ

第80回 日本臨床眼科学会

MS5 モーニングセミナー5

スペシャリストが語る
最前線の流儀 2026
～ドライアイ・強膜内固定・CAIRS～

2026年10月31日（土）7:30～8:20

国立京都国際会館 2F Room B-1 第5会場



座長

木下 茂 先生

京都府立医科大学附属病院眼科
名誉教授

高 静花 先生

大阪大学 視覚先端医学
寄附講座 准教授

診る技術の最前線
ドライアイ診療における
診断デバイス活用術

山根 真 先生

山根アイクリニック馬車道 院長

可変式
ダブルニードルガイド

山口 剛史 先生

国際医療福祉大学市川総合病院
医学部教授・眼科部長・角膜センター長

みんなで始めよう！
CAIRS

共催：株式会社イナミ

inami Webinar

Versus

フェイコマシン、本当のところを教えます。
複数機種使用術者だから言えること



林 孝彦 先生
日本大学医学部附属 板橋病院
診療教授



野口 三太朗 先生
ASUCA アイクリニック
仙台マークワン
主任執刀医



廣田 篤 先生
広田眼科
院長



米田 一仁 先生
昴会アイセンター統括センター長
さくらメディカル 理事長

メーカー主催セミナーでは決して聞けない話があります。
「このマシンは○○が優れている」「術後成績が抜群」――
広告的な美辞麗句は、あくまでもメーカー目線の言葉です。
本セミナーに登壇するのは、日常診療で複数のフェイコ機種を同時並行して使用している術者のみ。AとBを同じ手で握っているからこそ、直接比較ができる。同じ症例でどちらを選ぶか、実感として語れる。そんなリアルな声を、一切の忖度なくお届けします。一台だけ選ぶとしたら――。複数機種を使ってきた術者だから出せる、正直な答え。登壇者全員がその場で回答します。本セミナー最大の山場もあります。

Webinar開催
Invitation

12/12 [Sat.] 19時-20時

ZOOM事前登録制

https://x.gd/ARzXn [実名登録制]



協賛

株式会社イナミ

ASUCA EYE CLINIC
SENDAI MARK ONE
―ASUCA アイクリニック　仙台マークワン―



いつでも学べる、技術と知識。

イナミ 会員限定動画配信ページのご案内

過去に開催したセミナー動画や
弊社の手術器具を使用した手術動画をご視聴いただけます。



セミナー動画

セミナー動画

学びを、いつでもあなたのもとへ。

これまで開催してきた学会共催セミナー動画や独自開催のセミナー動画を公開。製品に関する知識や使用方法を、わかりやすく学べます。

製品動画

製品の使い方を、動画でわかりやすく。

弊社製品を使用した手術動画や使用方法を紹介。実際の使用シーンを通して、製品の特長や活用方法をわかりやすくご覧いただけます。

製品動画



ご視聴方法

イナミの WEB サイトにアクセスし、［カタログ・動画・論文］から［動画］を選択しご視聴ください。



ユーザー名・パスワードをお持ちでない方へ

セミナー動画の視聴にはサインインが必要です。お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

株式会社 イナミ
A Passion for a Nice View

本　　社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2
名古屋ベース：〒462-0064 愛知県名古屋市北区大我麻町285 A1
大 阪 ベ ー ス：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18ユニール
九 州 ベ ー ス：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17
Website: http://www.inami.co.jp　Email: corpinfo@inami.co.jp

TEL: 03-3814-1731　FAX: 03-3814-3334
TEL: 052-934-7489　FAX: 052-934-7490
TEL: 0798-37-2880　FAX: 0798-37-2881
TEL: 092-504-1734　FAX: 092-504-5355
製造販売業許可番号 13B1X00048

※本カタログ記載価格は、すべて2026年9月現在の税別標準小売価格となっております。
※製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
※製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。
※本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。
※本カタログ中のQRコードのリンク先は予告なく閉鎖、または変更する場合があります。
※本カタログ中のQRコードは印字の状態によりリンク先が正しく表示されない場合がございます。

official web site　INAMI_OFFICIAL